

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Produktkatalog

2023

Komfortable specialiserede rehabiliteringskørestole
for børn og voksne

OM FIRMAET

Vi er et polsk firma, der har designet og fremstillet genoptræningskørestole i 35 år til børn og voksne, der lider af cerebral parese (CP), spinal muskelatrofi (SMA) eller andre sygdomme, der forårsager lammelser og lemmerparese.

DET GRUNDLÆGGENDE PRINCIP, VI FØLGER, ER AT IMØDEKOMME VORES KUNDERS INDIVIDUELLE BEHOV

Samtidig er vi særligt opmærksomme på behovet for at opretholde den korrekte kropsholdning i kørestolen, idet vi er klar over, hvor vigtigt det vestibulære og proprioceptive system er for patientens udvikling.

Års erfaring og tusindvis af brugere over hele verden har givet os mulighed for at skabe et produkt, der er super behageligt, sikkert, pålideligt og funktionelt.

Comfort-kørestole forbedrer livskvaliteten markant for børn, teenagere, voksne og deres plejere.

VORES KØRESTOLE ER REGISTRERET PÅ KONTORET FOR REGISTRERING AF LÆGEMIDLER, MEDICINSK UDSTYR OG BIODHOLDIGE PRODUKTER.

I 2005 implementerede vi ISO 9001:2000 kvalitetsstyringssystemet, som giver os mulighed for at opretholde de højeste standarder for produktion og kundeservice.

Vores mål er at give trøst til vores patienter på alle områder af deres liv, og derfor støtter vi aktivt fonde, der hjælper handicappede.

I vores virksomhed anvender vi en CSR-strategi, hvilket betyder, at vi deltager i talrige projekter, der har til formål at yde støtte og hjælpe mennesker med flere og komplekse handicap.



KØRESTOLSFUNKTIONER

COMFORT



Bekvemmelighed

Alle meninger om Comfort-kørestole siger, at de er meget behagelige for børn, teenagere og voksne. Mange plejere kalder dem for komfortkørestole.

Betjeningen af Comfort-kørestolen er meget enkel. Der er ingen komplicerede mekanismer, der kan gå i stykker.



Pålidelighed

40 års erfaring med design, konstruktion og fremstilling af specialkørestole giver os mulighed for at være sikre på deres kvalitet, og derfor tilbyder vi 25 års garanti på rammen.

For at Comfort-kørestolene skal være pålidelige bruger vi ikke letknækkende kunststofelementer i deres produktion. Vi vælger metallegeringer - de er tungere og garanterer pålidelighed.



Support

Comfort-kørestolskonfiguratoren hjælper dig med at vælge den optimale model med det rigtige udstyr.

Vi vil rådgive dig, hvad og hvordan du skal gøre for at få den maksimale tilgængelige finansiering. Vi servicerer eller reparerer Din kørestol under garanti og efter garantiperiodens udløb inden for få dage.



Individualitet

Har du brug for en ekstra hylde til et sug eller respirator? Vi forbereder den til din kørestol som en del af det individuelle Comfort-kørestolsprojekt. Har du brug for specialprofileret polstring til en pukkel? Vi udarbejder den. Har dit barn brug for en kile til at adskille benene i knæ-ankeldelen?

Vi udarbejder den.



Sikkerhed

Comfort-kørestolens design og balance garanterer brugerens stabilitet og sikkerhed. Hvis du har brug for yderligere anti-vip beskyttelse - vi tilføjer denne mulighed til konfigurationen af din kørestol.

Specielle rørdæk, der anvendes i Comfort-kørestole, sammen med to-punkts bremser, garanterer at standse kørestolen på parketten og marken samt sikker immobilisering.



Funktionalitet

Det optimale design af kørestolen gør, at den kan foldes sammen til et mindre bagagerum, end man skulle tro.

Det optimale design af Comfort-kørestolen og drejelige hjul giver dig mulighed for frit at bevæge dig i små rum og i det område, hvor du ønsker at tilbringe tid.

Muligheden for liggeposition er tilgængelig for Comfort-kørestole i følgende størrelser [1], [2], [3], [4] i [5]. Halvliggeposition (læneposition) er tilgængelig i andre størrelser. Kørestolens konstruktion garanterer stabilitet og sikkerhed i enhver position.

Dobbelt polstring giver dig mulighed for at bruge kørestolen, selv når toppolstringen skal rengøres. Vi bruger materialer, der er nemme at rengøre.

Comfort-kørestole giver barnet mulighed for at sidde behageligt ved bordet (gælder for kørestole i størrelserne [1], [2], [3], [4], med faste og drejelige hjul).

Du kan vælge flere yderligere elementer der er nyttige ved brug af kørestolen.

Bor du i et hus med trapper - vi har en løsning. Comfort-kørestolen kan tilpasses til brug på trapper ved hjælp af TGR Jolly Junior larvebånd.



COMFORT SPECIALKØRESTOL TIL BØRN

Komfortabel, sikker, pålidelig, funktionel, fuldt ergonomisk, speciel kørestol til børn, der sikrer komfort og mobilitet hver dag. Ideel som hvile- og spadserkørestol til at bevæge sig rundt i byen, i marken og indendørs.



DYBT REGULERBAR NAKKESTØTTE

Stabiliserer den korrekte nakke og hovedposition i tilfælde af slaphed i nakkemusklerne eller i tilfælde af permanente degenerative forandringer.

SPECIEL SÆDEPROFIL

Den garanterer stabilisering og meget høj komfort selv under mange timers ophold i kørestolen. Og har en positiv effekt på proprioception.

STABILISERENDE PELOTTER

De muliggør stabilisering af kroppen, hvilket påvirker proprioception positivt.

ABDUKTIONSKILE

Den abducerer underekstremiteterne og korrigerer forsigtigt knæpositionen uden for stort punkttryk.

REGULERBAR FODSTØTTE

Nem justering af fodstøtten vandret og lodret afhængigt af brugerens behov.

DREJELIGE FORHJUL

De gør det nemmere at køre og manøvrere kørestolen, især på små og trange pladser og i marken.

RYGLÆN MED MULIGHED FOR LIGGEPOSITION ELLER LÆNEPOSITION

Nem regulering af ryglænets vinkel til liggestilling som ekstraudstyr.

BEHAGELIGE SELER

Seler til at stabilisere underekstremiteterne, bækkenet og brystet, afhængigt af brugerens behov.

POLSTRING

Fremstillet af materiale, der er nemt at rengøre.

NEM ADGANG TIL BORDET

Kørestolens design gør, at barnet kan sidde behageligt ved bordet (for udvalgte modeller).

FULDE HJUL

Fulde hjul brugt i de mindste kørestole garanterer fuld vedligeholdelsesfri drift.



Tilgængelige farver



COMFORT SPECIALKØRESTOL TIL VOKSNE

Komfortabel, sikker, pålidelig, funktionel, fuldt ergonomisk, specialkørestol til voksne, der sikrer komfort og mobilitet hver dag. Ideel som hvile- og spadserkørestol til at bevæge sig rundt i byen, i marken og indendørs.



DYBT REGULERBAR NAKKESTØTTE

Stabiliserer den korrekte nakke og hovedposition i tilfælde af slaphed i nakkemusklernerne eller i tilfælde af permanente degenerative forandringer.

SPECIEL SÆDEPROFIL

Den garanterer stabilisering og meget høj komfort, selv under mange timers ophold i kørestolen. Den har en positiv effekt på proprioception.

STABILISERENDE PELOTTER

De muliggør stabilisering af kroppen, hvilket påvirker proprioception positivt.

ABDUKTIONSKILE

Den abducerer underekstremiteterne og korrigerer forsigtigt knæpositionen uden for stort punkttryk.

REGULERBAR FODSTØTTE

Nem justering af fodstøtten vandret og lodret afhængigt af brugerens behov.

DREJELIGE FORHJUL

De gør det nemmere at køre og manøvrere kørestolen, især på små og trange pladser og i marken.

RYGLÆN MED MULIGHED FOR LIGGEPOSITION ELLER LÆNEPOSITION

Nem regulering af ryglænets vinkel til liggestilling som ekstraudstyr.

BEHAGELIGE SELER

Seler til at stabilisere underekstremiteterne, bækkenet og brystet, afhængigt af brugerens behov.

DOBBELT POLSTRING

Giver dig mulighed for at bruge kørestolen, selv når toppolstringen skal rengøres.

OGSÅ TIL MEGET STORE PATIENTER

Kørestolens specielle konstruktion giver mulighed for sikker transport af patienter, der vejer op til 130 kg.

PNEUMATISKE HJUL

Rørdæk med topunktsbremses garanterer standsning af klapvognen på gulvet og i marken og sikker immobilisering.



Tilgængelige farver



Comfort


SAMMENLIGNINGSTABEL



	Kørestole til børn				Kørestole til voksne			
	Baby [1]	Størrelse [3]	Størrelse [4]	Størrelse [5]	Størrelse [6]	Størrelse [6+]	Størrelse [7]	Størrelse [8]
Kørestolens anvendelsesområde								
Patientens omtrentlige alder	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	fro 14	fro 14	fro 14	fro 14
Maks. patientvægt [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Patientens højde [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Kørestol parametre								
Sædebredde [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Sæde længde/dybde [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Ryglænsenhøjde [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Maks. vinkel på ryglænet til sædet [°] standardposition	op til 120°	op til 135°	op til 130°	op til 135°	op til 120°	op til 120°	op til 120°	op til 120°
Fodstøtte højdejusteringsområde [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Maks. åbningsvinkel for fodstøtten til sædet [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Omtrentlig kørestolvægt [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Dimensioner på kørestolen efter foldning (l x b x h) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Dimensioner på kørestolen efter udfoldning (l x b x h) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95



UDSTYR




Faste hjul
(Cat. no.: ST)



Sikkerhedsseler
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



Dobbelt polstring
(Cat. no.: ACTAPW)



Barriere
(Cat. no.: ACBAR)



Interfemorale kile
(abduktionskile)
(Cat. no.: ACKLIN)



Kørestolstaske
(Cat. no.: ACTORPWW)



Nakkestøtte
(Cat. no.: ACZAG)

FUNKTIONELLE LØSNINGER



Fulde drejelige hjul
(Cat. no.: SK1)



Justerbart håndtag
(Cat. no.: RŁ)



Ryglæn tilpasset pukkelen
(Cat. no.: ACTAPG)



Anti-vip beskyttelse
(Cat. no.: ACUPP)



Ryglænet kan vippes til liggeposition eller læneposition
(Cat. no.: OL)



Hævede armlæn
(Cat. no.: PP)

EKSTRA TILBEHØR



Stand med forklæde
(Cat. no.: BUDA)



Kappe
(Cat. no.: ACPEL)



Sovepose
(Cat. no.: ACŚPI)



Paraply
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



Bord
(Cat. no.: ACSTOL)



Håndtagstaske
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



Håndtagsbeskyttere
(Cat. no.: ACOCHRAC)



Lægstroppe
(Cat. no.: ACPASŁ)



Fodstroppe
(Cat. no.: ACPASS)



Lårstroppe
(Cat. no.: ACPASU)



Sidepuder
(Cat. no.: ACPODUB)



Lændestøttere
(Cat. no.: ACPODPL)



Lændepude
(Cat. no.: ACPODUL)



Sædepude
(Cat. no.: ACPODUS)



Udvendig polstring
(Cat. no.: ACTAPW)



Fodstøttebeskytter
(Cat. no.: ACOCHPOD)



Ankelstroppe
(Cat. no.: ACPASK)

YDERLIGERE INFORMATIONER

Vi inviterer dig til at bruge det elektroniske mediebibliotek og følge vores sociale medier.



YouTube

Se venligst vores Comfort-videokanal.

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be0800pHQ



Facebook

Brandprofil, der informerer om nye produkter, virksomhedens nuværende aktiviteter og velgørende aktiviteter.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Billedprofil, der viser brug af kørestole, brug af tilbehør og funktionelle løsninger.

instagram.com/comfortpolska




MÅLETABEL

Hvordan måler man brugeren korrekt? Tag brugerens mål for at vælge den rigtige størrelse på kørestolen.



Følgende 5 dimensioner er afgørende:

- 1 Kropslængde fra sæde til hovedtop
- 2 Kropslængde fra sæde til skuldre
- 3 Kropslængde fra ryg til fovea
- 4 Længde af skinneben (fra fovea til sål)
- 5 Hofter (afstand mellem de bredeste punkter)



Hvis der er en pukkel, er det nødvendigt at dimensionere den nøjagtigt.

- 1 Lumbal længde
- 2 Pukkelens længde fra skuldrene til slutningen af dens forekomst
- 3 Længden af torsoen fra sædet til toppen af hovedet

Desuden skal det angives, om pukkelen er venstre- eller højresidet.



BRUGERNES MENINGER

“

Jeg besøgte personligt Comfort-firmaet i Poznan, Polen for at se og købe en kørestol til mit handicappede barn, som har cerebral parese og ikke er i stand til at gå uden hjælp. Jeg blev præsenteret for mange muligheder for min søns behov. Jeg valgte Comfort-kørestol (størrelse 5). Laura fra firmaets kundeservice støttede mig gennem hele købsprocessen. Jeg er meget glad for valget af kørestolen til mit barn og jeg kan varmt anbefale Comfort-kørestolen.

Anshul, Anshs forælder

“

Vores søn - Hubert har brugt kørestolen siden han var lille. Han er nu 30 år gammel. Kun én gang havde vi en anden kørestol end Comfort. Vi er meget tilfredse med vores valg. Kørestolen fra jeres firma er meget komfortabel, vi har ingen klager ... Vores søn elsker sin kørestol så højt og den virker som en integreret del, som om de var én duo - vi vil ikke skifte kørestolen til en anden. Comfort er perfekt, og vi bekræfter det fuldt ud.

Fru Hanna, Huberts mor

“

Vi havde allerede en Comfort-kørestol fra jeres firma siden børnehaven, da Aleksander var lille. I nogen tid har vi skiftet kørestol til Olek for at vælge den bedst egnede. Med årenes erfaring vender vi med glæde tilbage til Comfort-kørestolen. Dette er det bedste valg og vi er 100 % overbeviste om det. Vi kommer tilbage efter 20 år for at have en Comfort-kørestol igen og igen!

Fru Alexandra

“

Comfort-kørestolen er en af de bedste, vi har haft indtil videre. Vi stoler meget på jer, og vi har en god mening. Hvis du skal have en kørestol, så skal det være fra Comfort!

Fru Margaret

“

Vi har brugt jeres kørestole i omkring 20 år, vi er meget tilfredse. Barnevogne fungerer godt i mange forskellige situationer (på rejser, på stranden, under bjergvandringer og på spadsereture i nærheden). Vores datter er glad, og for os forældre er det det vigtigste. Vi anbefaler gerne kørestole fra jeres firma.

Fru Agnieszka, mor til Aneta

“

Kørestole har været brugt af vores skoleelever i årevis. De er perfekte til ældre mennesker, hvis deformiteter ikke tillader dem at blive placeret i andre kørestole. En fordel er anti-vippemekanismen, der forhindrer personer med svær atetose i at vælte kørestolen.

Fru Monika

“

Min søn Olaf er voksen. Jeg købte to Comfort-kørestole for bedre at kunne klare hverdagens behov. Jeg går selv ud af lejligheden med min søn, så skulle jeg bære kørestolen, og nu er det nemmere for mig. Jeg bærer min dreng, kørestolen venter, vi er glade for at tage afsted. Kørestolen lever op til vores forventninger, den ene model til hjemmet og den anden til ture.

Olafs far, MICHAEL

“

Vi kan lide at rejse i bjergene, vi tager vores søn - Krzysztof. Kun Comfort-kørestolen er perfekt, komfortabel og sikrer langvarige gåture. Bremsen er ekstremt vigtig, især i vores bjergrige terræn. Jeg ved, at vi kan regne med hr. Marek, som gør sit bedste for at gøre kørestolen nem at bringe ned ad bakken. Jeg tror på Comfort's evner.

Włodzimirz Krzys's far

“

For at være ærlig er vi tilfredse med både første og anden version af kørestolen, men den anden er uforlignelig... Meget stabil og samtidig delikat. Nem at køre. Komfortabel, har mange funktioner, og når det kommer til drejelige hjul, så er det meget vigtigt for mig, som plejer. Så den lille er mere komfortabel, fordi du kan redde dine led uden at trykke på kørestolen for at dreje.

Angelika Veronicas mor

“

Kørestolen fra firmaet er den bedste, jeg har købt til min søn. Komfortabel, pålidelig, meget holdbar, selv for en dreng, der vejer over 80 kg. Jeg er meget tilfreds med kundeservice fra Comfort-firmaet.

Fru Dorota

“

Beboerne på vores Plejehjem bruger 4 Comfort-kørestole. Kørestolene er af god kvalitet, stabile, komfortable og afslappende for vores beboere. De opfylder deres funktioner og kan nemt holdes rene. De har flotte farvesæt. Vi er meget tilfredse med Comfort-produkter.

Fru Beata

“

Den kørestol vi har modtaget fra jer er en anden kørestol brugt af vores barnebarn Dagmara, den tidligere kørestol som blev købt i jeres firma mellem 2007 - 2010 er stadig i brug. I så lang brugsperiode kan den have kørt et par tusinde kilometer under forskellige forhold, og den gør sit arbejde rigtig godt på skovveje. Kørestole fra jeres firma er meget holdbare, vi har kun udskiftet inder-slanger og dæk i hjulene. Hver efterfølgende kørestol var en forbedret version, den nuværende version er fantastisk, jeg tror, den vil være lige så holdbar som den forrige. Vi er glade for ekstraudstyret og baldakinen med regnbeskyttelse.

Irena, Dagaras bedstemor

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



www.comfort-reha.pl/en

+48 531 539 355

Vores katalog

