

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



## Produktkatalog

## 2023

Komfortable Spezial-Rehawagen zum Entspannen  
für Kinder und Erwachsene

# UNSER UNTERNEHMEN

Wir sind ein polnisches Unternehmen, das seit 35 Jahren „Comfort“ Spezial-Rehawagen für Kinder und Erwachsene mit Cerebralparese (CP), Spinaler Muskelatrophie (SMA) oder anderen Lähmungen und Paresen der Gliedmaßen entwickelt und herstellt.

## UNSER GRUNDPRINZIP IST ES, AUF DIE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN EINZUGEHEN.

Dabei achten wir besonders auf eine korrekte Körperhaltung in dem Wagen, da wir wissen, wie wichtig das vestibuläre und propriozeptive System für die Entwicklung des Patienten ist.

Jahrelange Erfahrung und Tausende von Nutzern auf der ganzen Welt haben es uns ermöglicht, ein Produkt zu entwickeln, das super bequem, sicher, zuverlässig und funktionell ist.

Comfort Rehawagen verbessern die Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und ihren Betreuern erheblich.

## UNSERE REHAWAGEN SIND BEIM AMT FÜR DIE REGISTRIERUNG VON ARZNEIMITTELN, MEDIZINPRODUKTEN UND BIOZIDPRODUKTEN REGISTRIERT.

Im Jahr 2005 haben wir das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 eingeführt, um die höchsten Standards in der Produktion und im Service einhalten zu können.

Unser Ziel ist es, unseren Patienten Komfort in allen Bereichen ihres Lebens zu gewährleisten. Deshalb unterstützen wir aktiv Stiftungen, die Menschen mit Behinderungen helfen.

Im Rahmen der CSR-Strategie unseres Unternehmens engagieren wir uns in zahlreichen Projekten zur Unterstützung und Betreuung von Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen.



# MERKMALE DER COMFORT-REHAWAGEN



## Komfort

In allen Erfahrungsberichten über Comfort-Rehawagen heißt es, dass sie sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene sehr bequem sind. Viele Betreuer bezeichnen den Comfort-Spazierwagen als „perfekt zum Entspannen“.



## Zuverlässig

Wir greifen auf 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Spezial-Reha-Spazierwagen zurück. Aus dem Grund können wir auf die Qualität unserer Wagen bauen und bieten 25 Jahre Garantie für den Rahmen.

Um die Zuverlässigkeit der Comfort-Wagen zu gewährleisten, verwenden wir bei ihrer Herstellung keine brüchigen Kunststoffteile. Wir entschieden uns für stärkere und zuverlässigere Metalllegierungen.



## Support

Der Konfigurator für Comfort-Wagen hilft Ihnen bei der Auswahl des optimalen Modells mit der passenden Ausstattung.

Wir beraten Sie darüber, was Sie unternehmen sollten und wie Sie es tun sollten, um die maximalen verfügbaren Fördermittel zu erhalten. Wir warten oder reparieren Ihren Wagen im Rahmen der Garantie und nach der Garantiezeit innerhalb weniger Tage.



## Individuell anpassbar

Benötigen Sie eine zusätzliche Ablage für ein Absauggerät oder ein Beatmungsgerät? Wir fertigen eine Ablageplatte für Ihren Comfort-Wagen im Rahmen eines individuellen Projekts. Benötigen Sie eine speziell geformte Polsterung für Gibbus? Wir fertigen diese für Sie. Ihr Kind braucht einen Abduktionsblock für Unterschenkel?

Wir fertigen diesen.



## Safety

Der Aufbau und der Gewichtsausgleich des Comfort-Wagens garantieren Stabilität und Nutzungssicherheit. Wenn Sie einen zusätzlichen Kippschutz benötigen, fügen wir diesen der Wagenkonfiguration hinzu.



## Funktionalität

Durch seinen optimierten Aufbau passt der Wagen zusammengeklappt in einen kleineren Kofferraum als Sie vielleicht denken.

Der Comfort-Wagen lässt sich durch seinen optimierten Aufbau und die schwenkbaren Räder auch in engen Räumen und auf dem Gelände, wo man Zeit verbringen möchte, problemlos rollen.

Die Option der Liegeposition ist für Comfort-Wagen der Größen [1], [2], [3], [4] und [5] erhältlich. Die Option der Halbliege-Position (Relaxposition) ist in den anderen Größen erhältlich. Der Aufbau des Wagens garantiert Stabilität und Sicherheit in jeder Position.

Auch wenn der Bezug mal gewaschen werden muss, kann der Wagen dank doppelter Polsterung weiterhin benutzt werden. Wir verwenden pflegeleichte Stoffe.

Die Comfort-Wagen ermöglichen es dem Kind, bequem am Tisch zu sitzen (gilt für Wagen der Größen [1], [2], [3], [4], [5] auf starren und schwenkbaren Rädern).

Zur Auswahl stehen mehrere zusätzliche Ausstattungselemente, die für die Benutzung des Wagens nützlich sind.

Sie wohnen in einem Haus mit Treppen – wir haben eine Lösung für Sie. Der Comfort-Wagen kann für die Verwendung mit TGR Jolly Junior Treppensteigern vorgerichtet werden.



# COMFORT SPEZIAL-REHAWAGEN FÜR KINDER

Komfortabler, sicherer, zuverlässiger, funktioneller, voll ergonomischer Spezial-Rehawagen für Kinder – gewährleistet Komfort und Mobilität im Alltag. Ideal als Spazierwagen zum Entspannen sowohl unterwegs in der Stadt und im Freien, als auch zum Einsatz in Innenräumen.



## VERSTELLBARE TIEFE KOPFSTÜTZE

Stabilisiert die korrekte Nacken- und Kopfhaltung bei Erschlaffung der Nackenmuskulatur oder bei chronischen degenerativen Veränderungen.

## SPEZIELL GEFORMTES SITZPROFIL

Garantiert Stabilität und ein sehr hohes Maß an Komfort auch bei langem Sitzen im Rehawagen. Wirkt sich positiv auf die Propriozeption aus.

## STABILISIERUNGSPELOTTEN

Ermöglichen eine Stabilisierung des Oberkörpers und haben einen positiven Einfluss auf die Propriozeption.

## ABDUKTIONSBLOCK

Zieht untere Extremitäten auswärts und korrigiert sanft die Ausrichtung der Knien ohne übermäßige Druckstellen.

## VERSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die horizontale und vertikale Positionierung der Fußstütze lässt sich leicht an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

## SCHWENKBARE VORDERRÄDER

Sie erleichtern das Lenken und Manövrieren des Spazierwagens, insbesondere in kleinen und beengten Räumen und im Freien.

## RÜCKENLEHNE MIT LIEGE- ODER HALBLIEGEOPTION

Stufenlos verstellbare Winkelneigung bis zur Liegeposition als Option.

## BEQUEME GURTE

Zur Stabilisierung der unteren Extremitäten, des Beckens und des Thorax je nach den Bedürfnissen des Benutzers.

## POLSTERUNG

Hergestellt aus leicht zu reinigendem Material.

## MÖGLICHKEIT, BEQUEM AN DEN TISCH HERANZUFAHREN

Der Wagen ist so konstruiert, dass ein Kind bequem am Tisch sitzen kann (gilt für ausgewählte Modelle).

## VOLLRÄDER

Vollräder, die bei den kleinsten Wagen eingesetzt werden, sind wartungsfrei.



## Erhältliche Farben



# COMFORT SPEZIAL-REHAWAGEN FÜR ERWACHSENE

Komfortabler, sicherer, zuverlässiger, funktioneller, voll ergonomischer Spezial-Rehawagen für Erwachsene – gewährleistet Komfort und Mobilität im Alltag. Ideal als Spazierwagen zum Entspannen sowohl unterwegs in der Stadt und im Freien, als auch zum Einsatz in Innenräumen.



## VERSTELLBARE TIEFE KOPFSTÜTZE

Stabilisiert die korrekte Nacken- und Kopfhaltung bei Erschlaffung der Nackenmuskulatur oder bei chronischen degenerativen Veränderungen.

## SPEZIELL GEFORMTES SITZPROFIL

Garantiert Stabilität und ein sehr hohes Maß an Komfort auch bei langem Sitzen im Rehawagen. Wirkt sich positiv auf die Propriozeption aus.

## STABILISIERUNGSPELOTTEN

Ermöglichen eine Stabilisierung des Oberkörpers und haben einen positiven Einfluss auf die Propriozeption.

## ABDUKTIONSBLOCK

Zieht untere Extremitäten auswärts und korrigiert sanft die Ausrichtung der Knien ohne übermäßige Druckstellen.

## VERSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die horizontale und vertikale Positionierung der Fußstütze lässt sich leicht an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

## SCHWENKBARE VORDERRÄDER

Sie erleichtern das Lenken und Manövrieren des Spazierwagens, insbesondere in kleinen und beengten Räumen und im Freien.

## RÜCKENLEHNE MIT LIEGE- ODER HALBLIEGEOPTION

Stufenlos verstellbare Winkelneigung bis zur Liegeposition als Option.

## BEQUEME GURTE

Zur Stabilisierung der unteren Extremitäten, des Beckens und des Thorax je nach den Bedürfnissen des Benutzers.

## DOPPELTE POLSTERUNG

Auch wenn der Bezug mal gewaschen werden muss, kann der Wagen weiterhin benutzt werden.

## AUCH FÜR SEHR GROSSE PATIENTEN

Die Wagenkonstruktion ist für einen sicheren Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 130 kg geeignet.

## LUFTBEREIFTE RÄDER

Schlauchreifen mit den Zweipunktbremsen sorgen dafür, dass der Wagen auf dem Fußboden und draußen im Freien stehen bleibt und sicher fixiert ist.



## Erhältliche Farben



# VERGLEICHSTABELLE



	Stroller for children				Stroller for adults			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
<b>Bestimmung</b>								
Patientenalter ca.	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	über 14	über 14	über 14	über 14
Gewicht des Patienten max. [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Körpergröße des Patienten [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
<b>Parameter</b>								
Sitzbreite [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Sitzlänge / -tiefe [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Rückenhöhe [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Max. Winkel zwischen Rückenlehne und Sitz [°] Standardposition	bis 120°	bis 135°	bis 130°	bis 135°	bis 120°	bis 120°	bis 120°	bis 120°
Höhenverstellbereich für die Fußstütze [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Max. Winkel zwischen Fußstütze und Sitz [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Gewicht des Wagens ca. [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Maße des Wagens zusammengeklappt (L x B x H) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Maße des Wagens auseinandergeklappt (L x B x H) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95



# AUSSTATTUNG



**Starre Räder**  
(Kat.-Nr.: ST)



**Sicherheitsgurte**  
(Kat.-Nr.: ACPASBEZPR)



**Doppelte Polsterung**  
(Kat.-Nr.: ACTAPW)



**Handbogen**  
(Kat.-Nr.: ACBAR)



**Abduktionsblock**  
(zwischen Oberschenkeln)  
(Kat.-Nr.: ACKLIN)



**Ablagetasche unter dem Sitz**  
(Kat.-Nr.: ACTORPWW)



**Kopfstütze**  
(Kat.-Nr.: ACZAG)

# FUNKTIONALE LÖSUNGEN



**Schwenkbare Vollräder**  
(Kat.-Nr.: SK1)



**Verstellbarer Schiebegriff**  
(Kat.-Nr.: RŁ)



**Einem Gibbus angepasste Rückenlehne**  
(Kat.-Nr.: ACTAPG)



**Kippschutz**  
(Kat.-Nr.: ACUPP)



**Rückenlehne zurücklehnen  
in die Liege- oder Halbliegeposition**  
(Kat.-Nr.: OL)



**Erhöhte Armlehnen**  
(Kat.-Nr.: PP)

# ZUBEHÖR



**Verdeck mit Beindecke**  
(Kat.-Nr.: BUDA)



**Oberschenkelriemen**  
(Kat.-Nr.: ACPASU)



**Schutzumhang**  
(Kat.-Nr.: ACPEL)



**Seitenkissen**  
(Kat.-Nr.: ACPODUB)



**Schlupfsack**  
(Kat.-Nr.: ACSPI)



**Lendenwirbelstützen**  
(Kat.-Nr.: ACPODPL)



**Sonnenschirm**  
(Kat.-Nr.: PARASOL.KOL.)



**Lendenkissen**  
(Kat.-Nr.: ACPODUL)



**Ablagetisch**  
(Kat.-Nr.: ACSTOL)



**Sitzkissen**  
(Kat.-Nr.: ACPODUS)



**Tasche am Schiebegriff**  
(Kat.-Nr.: TORBA.KOL.)



**Bezug**  
(Kat.-Nr.: ACTAPW)



**Schutz für den Schiebegriff**  
(Kat.-Nr.: ACOCHRAC)



**Schutz für die Fußstütze**  
(Kat.-Nr.: ACOCHPOD)



**Wadenband**  
(Kat.-Nr.: ACPASŁ)



**Knöchelriemen**  
(Kat.-Nr.: ACPASK)



**Fußriemen**  
(Kat.-Nr.: ACPASS)

# WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie die elektronische Mediathek und folgen Sie unseren sozialen Medien.



## YouTube

Kanal mit zahlreichen Videos über Comfort-Produkte.  
[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ)



## Facebook

Markenprofil mit Berichten über Produktneuheiten, aktuelle Unternehmensaktivitäten und Wohltätigkeitsaktivitäten.  
[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)




## Instagram

Imageprofil, wo wir die Anwendungen unserer Rehawagen, die Verwendung von Zubehör und funktioneller Lösungen zeigen.  
[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)




# MASSTABELLE

Wie nehme ich richtig Maß? Um die Größe des Rehawagens korrekt auszuwählen, müssen Sie den Benutzer richtig ausmessen.



5 Maße sind relevant:

- 1 Körperlänge vom Sitz bis zur Kopfspitze
- 2 Körperlänge vom Sitz bis zu den Schultern
- 3 Oberschenkelweite vom Rücken bis zur Kniekehle
- 4 Unterschenkelweite (von der Kniekehle bis zur Fußsohle)
- 5 Hüftweite (Abstand zwischen den weitesten Stellen)



Bei einem Gibbus müssen Sie ihn genau messen.

- 1 Länge der Lendenwirbelsäule
- 2 Länge des Gibbus von der Schulter bis zu seinem Ende
- 3 Körperlänge vom Sitz bis zur Kopfspitze

Weiterhin ist anzugeben, ob der Gibbus links- oder rechtsseitig ist.



# NUTZERBEWERTUNGEN



*Anshul, Elternteil von Ansh*

Ich habe den Comfort Standort in Poznań (Polen) persönlich besucht, um einen Rehawagen für mein behindertes Kind, das an einer Cerebralparese leidet und nicht selbständig gehen kann, auszuwählen und zu kaufen. Man stellte mir viele Optionen vor, die den Bedürfnissen meines Sohnes entsprechen. Ich entschied mich für den Comfort-Wagen (Größe 5). Ich lernte Laura kennen, die mich während des gesamten Prozesses unterstützte. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl des Rehawagens für mein Kind. Ich kann den Comfort-Wagen nur empfehlen.



*Hanna, Huberts Mutter*

Unser Sohn Hubert hat schon immer einen Rehawagen benutzt. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Wir hatten bisher nur einmal einen anderen Wagen als den Comfort. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Wahl. Der Rehawagen Ihrer Firma ist sehr bequem, wir haben keine Bedenken. Unser Sohn liebt seinen Wagen so sehr, dass er sich an ihn gewöhnt hat, als ob es ein Duett wäre – wir denken nicht mal daran, auf einen anderen Rehawagen umzusteigen. Der Comfort-Wagen ist perfekt und wir können das absolut bestätigen.



*Aleksandra*

Seit dem Kindergarten, als Alexander ein Kleinkind war, hatten wir bereits einen Rehawagen von Ihrer Firma Comfort. Einige Zeit lang haben wir die Wagen für Olek gewechselt, um den besten auszuwählen. Im Laufe der Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir gerne zum Rehawagen von Comfort zurückkehren. Er ist die beste Wahl, davon sind wir 100% überzeugt. Wir kommen nach 20 Jahren zurück, um den Comfort-Wagen für immer wieder zu haben!



*Małgorzata*

Der Comfort-Wagen ist einer der besten, die wir bisher hatten. Wir haben viel Vertrauen in Sie und haben eine gute Meinung. Wenn ein Rehawagen, dann nur von Comfort!



*Agnieszka, Mutter von Aneta*

Wir benutzen Ihre Rehawagen schon seit ca. 20 Jahren und sind sehr zufrieden damit. Die Wagen haben sich in vielen unterschiedlichen Situationen bewährt (auf Reisen, am Strand, auf Bergwanderungen sowie in der Umgebung). Unsere Tochter ist glücklich und das ist für uns als Eltern das Wichtigste. Wir können Ihre Rehawagen sehr gerne weiterempfehlen.



*Monika*

Die „Comfort“-Rehawagen werden seit Jahren von Schülern an unserer Schule benutzt. Sie eignen sich hervorragend für ältere Menschen, die aufgrund ihrer



*MICHAŁ, Vater von Olaf*

Mein Sohn Olaf ist erwachsen. Ich habe zwei Comfort-Wagen gekauft, damit ich meinen Alltag besser bewältigen kann. Ich bringe meinen Sohn selbst aus der Wohnung, dann musste ich den Wagen tragen und jetzt ist es einfacher für mich. Ich trage den Jungen, der Rehawagen steht bereit, wir gehen mit Freude spazieren. Der Wagen erfüllt unsere Erwartungen, ein Modell für zu Hause und ein anderes für Ausflüge.



*Włodzimierz, Vater von Krzysz*

Wir sind gerne in den Bergen unterwegs und nehmen unseren Sohn Krzysztof mit. Nur der Comfort-Wagen ist ideal, bequem auch für lange Spaziergänge. Die Bremse ist extrem wichtig, vor allem in unserem bergigen Terrain. Ich weiß, dass wir auf Herrn Marek zählen können, der sein Möglichstes tut, damit der Rehawagen leicht bergab zu bringen ist. Ich habe Vertrauen in die Leistung von Comfort.



*Angelika, Weronikas Mutter*

Ich kann ehrlich sagen, dass wir sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Version des Rehawagens zufrieden sind, aber die zweite Version ist unvergleichbar... Sehr stabil und doch sanft, leicht zu lenken. Er ist komfortabel und hat viele Funktionen. Und was die schwenkbaren Räder angeht, ist das für mich persönlich als Pflegerin von sehr großem Vorteil. Ich meine, er bietet bequemes Handling: Ich schone meine Gelenke, wenn ich auf den Wagen nicht richtig drücken muss, um zu drehen.



*Dorota*

Der Rehawagen von „Comfort“ ist das Beste, was ich für meinen Sohn gekauft habe. Komfortabel, zuverlässig, sehr robust, sogar bei einem Jungen, der über 80 kg wiegt. Ich bin sehr zufrieden mit der Firma Comfort.



*Beata*

Die Bewohner unseres Pflegeheims benutzen 4 Rehawagen von Comfort. Die Wagen sind von guter Qualität, stabil, komfortabel und für unsere Bewohner gut zum Entspannen und Ausruhen. Sie erfüllen ihre Funktion und sind leicht zu reinigen. Sie haben auch schöne Farbkombinationen. Wir sind sehr zufrieden mit den Comfort-Produkten.

Love. Care. Comfort.

Comfort

**WSR COMFORT sp. z o. o.**  
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)

+48 531 539 355

Our catalogue

