

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



Catálogo de productos

2023

Cómodas sillas de ruedas especializadas  
en rehabilitación y descanso para niños y adultos

# SOBRE LA EMPRESA

Somos una empresa polaca que lleva 35 años fabricando las Sillas de Ruedas Comfort - especializadas para la rehabilitación. Nuestras sillas están diseñadas para niños y adultos que padecen parálisis cerebral (PC), atrofia muscular espinal (SMA) u otras dolencias que causan parálisis o paresia de las extremidades.

**Uno de nuestros principios básicos es satisfacer las expectativas personales de nuestros clientes.**

Durante el proceso de fabricación de las sillas de ruedas Comfort, nos centramos en el impacto óptimo sobre los pacientes. Siendo conscientes de la importancia del sistema vestibular y de los sistemas propioceptivos para el crecimiento del paciente, ponemos particular atención al hecho de mantener una buena postura corporal en la silla de ruedas.

**Nuestras sillas de ruedas están registradas en la Oficina de Registro de Productos Sanitarios, Equipamiento Médico y Productos Biocidas.**

En 2005 implementamos el Sistema Internacional de Normalización ISO 1901:2000, que lleva a cumplir los estándares más exigentes de producción y atención al público.

Nuestro objetivo es proporcionar comodidad a nuestros clientes en todos los ámbitos de su vida. Por este motivo apoyamos activamente a las organizaciones que cuidan a las personas con discapacidad.

Conforme a la estrategia de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) implementada en nuestra empresa, nos involucramos en numerosos proyectos de apoyo y asistencia a las personas con discapacidades múltiples y complejas.



# CARACTERÍSTICAS DE LAS SILLAS DE RUEDAS COMFORT



## Bienestar

Todas las opiniones sobre las sillas de ruedas Comfort demuestran que son sumamente cómodas tanto para niños, como para adolescentes y adultos. Las sillas de ruedas Comfort son muy sencillas de utilizar.



## Fiabilidad

Contamos con 40 años de experiencia en la fabricación de sillas de ruedas especializadas. Por este motivo, podemos ofrecer una garantía de 25 años para la parte estructural del producto.

Las sillas de ruedas Comfort son seguras porque nunca empleamos elementos de plástico.



## SopORTE

El configurador de la silla de ruedas Comfort te ayudará a elegir el equipamiento adecuado.

Podemos recomendar soluciones para obtener el subsidio máximo.



## Personalización

El diseño personalizado de la silla de ruedas Comfort puede incluir una bandeja para colocar el respirador, tapizado perfilado para la joroba o correas especiales para las piernas.



## Seguridad

La construcción y el equilibrio de la silla de ruedas Comfort garantizan la estabilidad y la seguridad del usuario.

Los neumáticos con cámara y freno de dos puntos utilizados en la silla de ruedas Comfort garantizan una parada segura.



## Funcionalidad

El tamaño óptimo te permite doblar la silla y colocarla incluso dentro de un maletero de pequeñas dimensiones. Las ruedas giratorias permiten moverse tanto en espacios reducidos, como en el exterior. La opción de reclinado está disponible.

El doble tapizado del asiento de la silla de ruedas permite utilizarla incluso cuando la capa exterior necesita ser limpiada. La construcción de las sillas de ruedas Comfort permite al niño acercarse a la mesa.

Puedes elegir entre más de una docena de elementos útiles.

La silla de ruedas Comfort puede ser adaptada y utilizada junto con la escaladora TGR Jolly Junior. La silla de ruedas Comfort garantiza la estabilidad del cuerpo gracias al diseño adaptado del asiento y las almohadillas de espuma que tienen un impacto positivo sobre la propiocepción.

La silla de ruedas Comfort puede ser utilizada junto con las almohadas estabilizantes Stabilo.



# SILLA DE RUEDAS ESPECIALIZADA COMFORT PARA NIÑOS

La silla de ruedas especializada para niños es cómoda, segura, fiable, funcional y completamente ergonómica, para asegurar la comodidad y movilidad en cada momento. Es perfecta como silla de ruedas tanto para brindar descanso, como para moverse por la ciudad. Válida para exteriores e interiores.



## REPOSACABEZAS ERGONÓMICO AJUSTABLE

Estabiliza la correcta posición del cuello y de la cabeza en el caso de laxitud muscular del cuello o permanentes trastornos degenerativos.

## ASIENTO CON DISEÑO ESPECIAL

Garantiza la estabilización y gran comodidad incluso durante varias horas pasadas en la silla de ruedas. Afecta de forma positiva la propiocepción.

## ALMOHADILLAS ESTABILIZANTES

Permiten conseguir la estabilización del cuerpo, afectando positivamente la propiocepción.

## CUÑA DE ABDUCCIÓN

Permite ajustar las extremidades inferiores, corrigiendo suavemente la alineación de las rodillas sin puntos de presión innecesarios.

## REPOSAPIÉS AJUSTABLE

Fácil regulación de la posición del reposapiés horizontal y verticalmente, en función de las necesidades de usuario.

## RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS

Facilitan la conducción y maniobra de la silla de ruedas, especialmente en espacios estrechos y en el exterior.

## RESPALDO RECLINABLE

Ajuste suave del ángulo del respaldo hasta conseguir una posición horizontal.

## CINTURONES CÓMODOS

Cinturones para estabilizar las extremidades inferiores, la pelvis o el tórax según las necesidades del usuario.

## TAPIZADO

Fabricado con material fácil de limpiar.

## ACCESO CÓMODO A LA MESA

La construcción de la silla de ruedas permite al niño sentarse cómodamente a la mesa (para modelos selectos).

## RUEDAS NEUMÁTICAS

Las ruedas de material resistente utilizadas en las sillas más pequeñas no requieren de un mantenimiento.



## Colores disponibles



# SILLA DE RUEDAS ESPECIALIZADA COMFORT PARA ADULTOS

La silla de ruedas especializada para adultos es cómoda, segura, fiable, funcional y completamente ergonómica, para asegurar la comodidad y movilidad en cada momento. Es perfecta como silla de ruedas tanto para brindar descanso, como para moverse por la ciudad. Válida para exteriores e interiores.



## REPOSACABEZAS ERGONÓMICO AJUSTABLE

Estabiliza la correcta posición del cuello y de la cabeza en el caso de laxitud muscular del cuello o permanentes trastornos degenerativos.

## ASIENTO CON DISEÑO ESPECIAL

Garantiza la estabilización y gran comodidad incluso durante varias horas pasadas en la silla de ruedas. Afecta de forma positiva la propiocepción.

## ALMOHADILLAS ESTABILIZANTES

Permiten conseguir la estabilización del cuerpo, afectando positivamente la propiocepción.

## CUÑA DE ABDUCCIÓN

Permite ajustar las extremidades inferiores, corrigiendo suavemente la alineación de las rodillas sin puntos de presión innecesarios.

## REPOSAPIÉS AJUSTABLE

Fácil regulación de la posición del reposapiés horizontal y verticalmente, en función de las necesidades de usuario.

## RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS

Facilitan la conducción y maniobra de la silla de ruedas, especialmente en espacios estrechos y en el exterior.

## RESPALDO RECLINABLE

Ajuste suave del ángulo del respaldo hasta conseguir una posición horizontal.

## CINTURONES CÓMODOS

Cinturones para estabilizar las extremidades inferiores, la pelvis o el tórax según las necesidades del usuario.

## DOBLE TAPIZADO

Permite usar la silla de ruedas incluso cuando la capa superior requiere limpieza. Los tejidos utilizados pueden limpiarse fácilmente.

## PARA TODO TIPO DE PACIENTES

La construcción de la silla permite el transporte seguro de pacientes con un peso de hasta 130 kg.

## RUEDAS NEUMÁTICAS

Las ruedas de material resistente utilizadas en las sillas más pequeñas no requieren de un mantenimiento.



## Colores disponibles



# TABLA DE COMPARACIÓN



|  | Silla de ruedas para niños |                |                     |                     | Silla de ruedas para adultos |                 |               |               |
|--|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | Bebé [1]                   | Tamaño [3]     | Tamaño [4]          | Tamaño [5]          | Tamaño [6]                   | Tamaño [6+]     | Tamaño [7]    | Tamaño [8]    |
| <b>Propósito de la silla de ruedas</b>   |                            |                |                     |                     |                              |                 |               |               |
| Edad aproximada del paciente   | 0 - 3                      | 3 - 6          | 6 - 12              | 6 - 14              | de 14                        | de 14           | de 14         | de 14         |
| Peso máximo del paciente [kg]  | 30                         | 35             | 50                  | 50                  | 75                           | 75              | 90            | 130           |
| Altura del paciente [cm]   | 110                        | 140            | 145                 | 155                 | 150 - 165                    | 160 - 180       | 160 - 180     | 160 - 180     |
| <b>Parámetros de la silla de ruedas</b>  |                            |                |                     |                     |                              |                 |               |               |
| Ancho del asiento [cm]   | 33,5                       | 35             | 38                  | 38                  | 41                           | 41              | 44,5          | 52,5          |
| Longitud del asiento / profundidad [cm]  | 27                         | 33             | 37                  | 41                  | 45                           | 48              | 48            | 48            |
| Altura del respaldo [cm]   | 55                         | 66,5           | 70                  | 76,5                | 78                           | 83              | 83            | 83            |
| Ángulo máximo del respaldo al asiento [°] posición estándar                          | hasta 120°                 | hasta 135°     | hasta 130°          | hasta 135°          | hasta 120°                   | hasta 120°      | hasta 120°    | hasta 120°    |
| Rango de ajuste de altura del reposapiés [cm]  | 23 - 26                    | 27,5 - 33,5    | 31,5 - 42           | 32 - 42,5           | 36 - 46                      | 36 - 46         | 36,5 - 46,5   | 36,5 - 46,5   |
| Ángulo máximo de apertura del reposapiés al asiento [°]                              | 110°-155°                  | 110° -145°     | 100° -135°          | 95° -135°           | 100° - 140°                  | 95° - 150°      | 90° -130°     | 90° -130°     |
| Peso aproximado de la silla de ruedas [kg]   | 15                         | 21             | 23                  | 23                  | 26,2                         | 26,5            | 28            | 32            |
| Dimensiones de la silla de ruedas después del plegado (largo x ancho x alto) [cm]    | 97,5 x 55 x 50,5           | 89,5 x 62 x 55 | 94 x 64,5 x 51,5    | 98 x 64,5 x 55      | 112,5 x 69,5 x 56            | 122 x 69,5 x 55 | 122 x 70 x 54 | 122 x 70 x 54 |
| Dimensiones de la silla de ruedas después de desplegarse (largo x ancho x alto) [cm] | 111 x 55 x 92              | 123 x 62 x 96  | 121,5 x 64,5 x 94,5 | 122,5 x 64,5 x 94,5 | 141 x 69,5 x 95              | 143 x 69,5 x 95 | 148 x 70 x 95 | 148 x 70 x 95 |



# EQUIPAMIENTO



**Ruedas fijas 12,5" x 2,25**  
(Cat. no.: ST)



**Cinturones de seguridad**  
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



**Doble tapizado**  
(Cat. no.: ACTAPW)



**Barrera protectora**  
(Cat. no.: ACBAR)



**Cuña interfemoral**  
(abductive)  
(Cat. no.: ACKLIN)



**Bolsa**  
(Cat. no.: ACTORPWW)



**Reposacabezas**  
(Cat. no.: ACZAG)

# SOLUCIONES FUNCIONALES



**Ruedas completamente giratorias**  
(Cat. no.: SK1)



**Manillar ajustable**  
(Cat. no.: RŁ)



**Respaldo adaptado a la joroba**  
(Cat. no.: ACTAPG)



**Protección antivuelco**  
(Cat. no.: ACUPP)



**Respaldo inclinable**  
(Cat. no.: OL)



**Reposabrazos elevados**  
(Cat. no.: PP)

# ACCESORIOS ADICIONALES



**Capota con colcha**  
(Cat. no.: BUDA)



**Cinturones para muslos**  
(Cat. no.: ACPASU)



**Capa**  
(Cat. no.: ACPEL)



**Cojines laterales**  
(Cat. no.: ACPODUB)



**Bolsa de dormir**  
(Cat. no.: ACŚPI)



**Soportes lumbares**  
(Cat. no.: ACPODPL)



**Sombrilla**  
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



**Cojín lumbar**  
(Cat. no.: ACPODUL)



**Mesita**  
(Cat. no.: ACSTOL)



**Cojín del asiento**  
(Cat. no.: ACPODUS)



**Bolsa para el manillar**  
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



**Tapizado exterior**  
(Cat. no.: ACTAPW)



**Protectores de manos**  
(Cat. no.: ACOCHRAC)



**Protector de reposapiés**  
(Cat. no.: ACOCHPOD)



**Cinturones para pantorrillas**  
(Cat. no.: ACPASŁ)



**Cinturones para tobillos**  
(Cat. no.: ACPASK)



**Cinturones para pies**  
(Cat. no.: ACPASS)

# DATOS ADICIONALES

Te invitamos a utilizar la mediateca y a seguir nuestras redes sociales.



## YouTube

Canal que presenta los vídeos de Comfort  
[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ)



## Facebook

Perfil de marca que trae noticias sobre nuevos productos, actividades actuales de la empresa y actividades solidarias.  
[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)




## Instagram

Perfil de imágenes que muestra el uso de las sillas de ruedas, el empleo de accesorios y las soluciones funcionales.  
[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)




# TABLA DE MEDIDAS

¿Cómo medir correctamente al Usuario? Para elegir el tamaño correcto de la silla de ruedas, es necesario realizar la medición del Usuario.



Las 5 dimensiones más importantes:

- 1 La longitud del cuerpo desde el asiento hasta la parte superior de la cabeza
- 2 La longitud del cuerpo desde el asiento hasta los hombros
- 3 La longitud del cuerpo desde la espalda hasta la rodilla
- 4 La longitud de la espinilla (desde la rodilla hasta la planta del pie)
- 5 Caderas (distancia entre la parte más ancha)



Si hay una joroba, es necesario aplicar un dimensionado

- 1 La longitud de la columna lumbar
- 2 La longitud de la joroba desde los hombros hasta el final de su aparición
- 3 La longitud del cuerpo desde el asiento hasta la parte superior de la cabeza

Además de eso, se debería indicar si la joroba es del lado izquierdo o derecho.



# TESTIMONIOS DE USUARIOS

“

Visité personalmente las instalaciones de Confort en Poznan, Polonia para ver y comprar una silla de ruedas para mi hijo con capacidades especiales que sufre de parálisis cerebral y no puede caminar por sí mismo. En base a sus necesidades se me han ofrecido muchas opciones en cuanto a las necesidades de mi hijo. Elegí Comfort (talla 5) para mi hijo. Conocí a Laura que me apoyó durante el proceso. Estoy muy feliz de conseguir el equipamiento para mi niño. Recomiendo encarecidamente la Silla de Ruedas Comfort.

*Padre de Anshul Ansh*

“

Nuestro hijo Hubert siempre ha usado una silla de ruedas. Actualmente tiene 30 años. Solo una vez tuvimos una silla de ruedas que no era Comfort. Estamos muy satisfechos con nuestra elección. La silla de vuestra empresa es muy cómoda, no tenemos dudas. Nuestro hijo amó tanto su silla y se acostumbró a ella de tal manera que parece que forman un dúo. No queremos cambiar esta silla por ninguna otra. La silla de ruedas Comfort es perfecta y podemos afirmarlo por completo.

*Mamá de Hubert*

“

Desde la época de la guardería, cuando Alexander era pequeño, ya teníamos una silla de ruedas de vuestra empresa - Comfort. Durante algún tiempo hemos ido cambiando las sillas para que Olek elija la más adecuada. A lo largo de los años de experiencia, estamos felices de volver a la silla de ruedas Comfort. Es la mejor opción, estamos convencidos 100%. Volvemos después de 20 años a usar la silla Comfort y quedarnos con ella para siempre.

*Aleksandra*

“

La silla de ruedas Comfort es una de los mejores que hemos tenido hasta ahora. Confiamos mucho en vosotros. Si necesitáramos una silla de ruedas, solo cogeríamos la de Comfort!

*Margaret*

“

Soy un gran defensor de las sillas de ruedas Comfort. Siempre que la persona atendida se encuentre en control de la posición sentada es la opción ideal. Para aquellos que carecen de esta estabilidad - una vez la silla de ruedas se ha adaptado adecuadamente, también puede cumplir su función y ser un gran apoyo tanto para la persona que lo usa como para el cuidador. Siempre uso las sillas de ruedas Comfort - especialmente como un 'alivio'.

*Dariusz*

“

Nuestra silla de ruedas Comfort es una elección perfecta! Protege de manera ejemplar a la hora de hacer movimientos espontáneos. Me tranquiliza en cuanto a la seguridad de mi hijo.

*Maciej*

“

Las sillas de ruedas 'Comfort' han sido utilizadas por alumnos de nuestra escuela durante años. Son ideales para personas mayores cuyas deformidades hacen imposible el uso de otras sillas de ruedas. Un punto a favor es el sistema antivuelco que protege las personas con atetosis severa.

*Monika*

“

Colaborar con Comfort ha sido positivo. Adquirimos productos que nos han servido durante muchos años y son nuestros favoritos. Por esta razón, vamos a encargarnos de más productos.

*Asilo de ancianos*

“

Nos gustó mucho la silla de ruedas Comfort. Cumple su función, tiene un color bonito y hay muchos complementos a elegir. Para mí, personalmente, es una silla de ruedas que trae alivio. Estoy tranquila por mi hija y ella puede desplazarse cómodamente.

*Mamá de Ania*

“

La silla de ruedas Comfort es muy buena, bonita y nos brinda la oportunidad de salir de casa. Apreciamos vuestras ideas, la silla lo es todo para nosotros.

*Marianna*

“

Mi hijo Olaf es un adulto. Compré dos sillas de ruedas Comfort para poder afrontar mejor las necesidades diarias. Dado que saco a mi hijo del piso yo mismo, siempre tenía que llevar la silla de ruedas y ahora es más fácil para mí. Muevo al chico, la silla está esperando, nos vamos con alegría. La silla de ruedas cumple con nuestras expectativas - un modelo para el uso por casa y otro para salidas.

*Papá de Olaf*

“

Estamos muy contentos con Comfort. La silla de ruedas es muy buena y duradera. El material es muy bueno y no se mancha. Muy cómoda y muy bien hecha. Comfort es una empresa inteligente y comprensiva. La silla de ruedas está hecha para cumplir con los requisitos del cliente y satisface las necesidades de persona discapacitada. Recomiendo esta empresa de todo corazón.

*Joanna*

Love. Care. Comfort.

Comfort

**WSR COMFORT sp. z o. o.**  
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)

+48 531 539 355

Our catalogue

