

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



## Produktkatalog

## 2023

Komfortable spesialiserte sittevogner for rehabilitering  
for barn og voksne

# OM OSS

Vi er et polsk selskap som har i 35 år utviklet og produsert spesialiserte Comfort sittevogner for rehabilitering for barn og voksne som lider av cerebral parese (CP), spinal muskelatrofi (SMA) eller andre sykdommer som forårsaker lammelser og pareser.

## VÅRT GRUNNLEGGENDE PRINSIPP ER Å MØTE INDIVIDUELLE BEHOV HOS VÅRE KUNDER.

Samtidig er vi spesielt oppmerksomme på behovet for riktig kroppsposisjonering i sittevognen, og innser hvor viktig det vestibulære og proprioceptive systemet er for pasientens utvikling.

Mange års erfaring og tusenvis av brukere over hele verden har tillatt oss å skape et produkt som er superkomfortabelt, trygt, pålitelig og funksjonelt.

Comforts vogner forbedrer betydelig livskomforten for barn, tenåringer, voksne og deres omsorgspersoner.

## VÅRE VOGNER ER REGISTRERT VED DEN POLSKE ETATEN FOR REGISTRERING AV LEGEMIDLER, MEDISINSKE PRODUKTER OG BIOCIDPRODUKTER.

I 2005 implementerte vi kvalitetsstyringssystemet ISO 9001:2000, noe som lar oss opprettholde de høyeste standardene for produksjon og kundeservice.

Vi har som formål å sikre komfort til våre pasienter på alle områder av deres liv, og det er derfor vi aktivt støtter stiftelser som hjelper funksjonshemmede.

I samsvar med vår CSR-strategi, er vi involvert i en rekke prosjekter som tar sikte på å støtte og hjelpe mennesker med flere og komplekse funksjonshemninger.





# EGENSKAPER AV COMFORT-VOGNER



## Komfort

Alle tilbakemeldinger om Comfort sittevogner sier at de er ekstremt komfortable for både barn, tenåringer og voksne. Mange kaller dem for hvilevogner.

Betjening av Comfort sittevogner er enkel. Det er ingen kompliserte mekanismer som kan gå i stykker.



## Pålitelighet

40 års erfaring med prosjektering, konstruksjon og produksjon av spesialsittevogner gjør at vi kan være sikre på kvaliteten, og derfor tilbyr vi 25 års garanti på rammen.

For å gjøre Comfort sittevogner pålitelige, bruker vi ikke sprekkende plastelementer i produksjonen. Vi velger metallegeringer som er tynge og garanterer pålitelighet.



## Brukerstøtte

Vårt konfigureringsverktøy vil hjelpe deg å velge den optimale modellen med riktig utstyr.

Vi vil gi deg råd om hva du bør gjøre for å få best finansiering tilgjengelig. Vi vil gjennomføre service eller reparasjon av vognen din i og etter garantiperioden innen noen få dager.



## Individualitet

Trenger du en ekstra hylle for avslag eller ventilator? Vi vil forberede den til din sittevogn som et individuelt prosjekt. Trenger du spesielt profilert polstring ved pukkell? Vi vil lage det for deg. Trenger barnet ditt en kile som skiller beina ved knær og ankler?

Vi vil lage den for deg.



## Sikkerhet

Utformingen og balansen til våre vogner garanterer stabilitet og brukersikkerhet. Hvis du trenger ekstra stabilitet, vil vi legge det til sittevognens konfigurasjon.

Spesielle slangedekk som vi bruker i Comfort vogner sammen med topunktsbremsen garanterer å stoppe vognen både på parketten og utendørs og immobilisere den på en sikker måte.



## Funksjonalitet

Den optimale utformingen av sittevognen gjør at du kan slå den sammen og legge inn i en bagasjerom som er mindre enn du kanskje tror.

Den optimale utformingen av Comfort vognen og svingbare hjul tillater fri kjøring i små rom og utendørs der du ønsker å tilbringe tiden din.

Liggealternativ finnes for Comfort-vogner i størrelse [1], [2], [3], [4] og [5]. Alternativ for halvliggende stilling i andre størrelser. Konstruksjonen av vognen garanterer stabilitet og sikkerhet i alle stillinger.

Dobbel polstring gjør at du kan bruke vognen selv når toptrekket må rengjøres. Vi bruker materialer som er enkle å rengjøre.

Comfort sittevogner lar barnet sitte komfortabelt ved bordet (gjelder sittevogner i størrelsene [1], [2], [3], [4], [5] på faste og svingbare hjul).

Du har et stort utvalg av tilbehør som er nyttig ved bruk av sittevognen.

Hvis du bor i et hus med trapp, har vi en løsning for deg. Comfort vogner kan tilpasses til bruk med beltedrevne trappeklatrere: TGR Jolly Junior.



# SPESIELL COMFORT SITTEVOGN FOR BARN

En komfortabel, trygg, pålitelig, funksjonell, fullt ergonomisk, spesiell sittevogn for barn, som sikrer komfort og mobilitet hver dag. Perfekt som hvile- og sittevogn for å bevege seg rundt både i byen, utendørs og innendørs.



## DYP JUSTERBAR NAKKESTØTTE

Nakkestøtten stabiliserer riktig posisjon av nakke og hode ved slapphet i nakkemusklene eller ved permanente degenerative forandringer.

## SPESIELL SETEPROFIL

Profilen garanterer stabilisering og meget høy komfort selv under mange timers opphold i sittevognen. Den har en positiv effekt på proprioepsjon.

## STABILISERENDE PUTER

Putene stabiliserer kroppen, noe som påvirker proprioepsjonen positivt.

## ABDUKSJONSKILE

Kilen skiller bena fra hverandre og korrigerer skånsomt posisjonen til knærne uten for stort punkttrykk.

## JUSTERBAR BENSTØTTE

Enkel justering av benstøtten horisontalt og vertikalt etter brukerens behov.

## SVINGBARE FORHJUL

De svingbare forhjulene gjør det lettere å kjøre og manøvrere vognen, spesielt på trange steder og utendørs.

## RYGGSTØTTE MED LIGGESTILLING ELLER HALVLIGGENDE STILLING

Trinnløs justering av ryggvinkelen til liggestilling som ekstrautstyr.

## KOMFORTABLE BELTER

Belter som stabiliserer bena, bekkenet og brystet etter brukerens behov.

## POLSTRING

Laget av et materiale som er lett å rengjøre.

## KOMFORTABEL KJØRING TIL BORDET

Utformingen av sittevognen gjør at barnet kan sitte komfortabelt ved bordet (for utvalgte modeller).

## SOLIDE HJUL

Solide hjul som brukes i de minste sittevognene garanterer fullstendig vedlikeholdsfri drift.



## Tilgjengelige farger





# SPESELL COMFORT SITTEVOGN FOR VOKSNE

En komfortabel, trygg, pålitelig, funksjonell, fullt ergonomisk, spesiell sittevoan for voksne, som sikrer komfort og mobilitet hver dag. Perfekt som hvile- og sittevoan for å bevege seg rundt både i byen, utendørs og innendørs.



## DYP JUSTERBAR NAKKESTØTTE

Nakkestøtten stabiliserer riktig posisjon av nakke og hode ved slapphet i nakkemusklene eller ved permanente degenerative forandringer.

## SPESELL SETEPROFIL

Sittevoanen garanterer stabilisering og ekstremt høy komfort, selv under mange timers opphold i vognen. Vognen har en positiv effekt på proprioepsjon.

## STABILISERENDE PUTER

Kilen skiller bena fra hverandre og korrigerer skånsomt posisjonen til knærne uten for stort punkttrykk.

## ABDUKSJONSKILE

Kilen skiller bena fra hverandre og korrigerer skånsomt posisjonen til knærne uten for stort punkttrykk.

## JUSTERBAR BENSTØTTE

Enkel justering av benstøtten horisontalt og vertikalt etter brukerens behov.

## SVINGBARE FORHJUL

Hjulene gjør det lettere å kjøre og manøvrere vognen, spesielt på trange steder og utendørs.

## RYGGSTØTTE MED LIGGESTILLING ELLER HALVLIGGENDE STILLING

Trinnløs justering av ryggvinkelen til liggestilling som ekstrastyr.

## KOMFORTABLE BELTER

Belter som stabiliserer bena, bekkenet og brystet etter brukerens behov.

## DOBBEL POLSTRING

Polstringen gjør at du kan bruke vognen selv når topptrekket må rengjøres.

## SELV FOR VELDIG STORE PASIENTER

Den spesielle utformingen gjør at vognen kan sikkert transportere pasienter som veier opptil 130 kg.

## HJUL MED SLANGEDEKK

Spesielle slangedekkk og topunktbremsen garanterer å stoppe vognen både på parketten og utendørs og immobilisere den på en sikker måte.



## Tilgjengelige farger



# SAMMENLIGNINGSTABELL




	Stroller for children				Stroller for adults			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
<b>Anvendelse</b>								
Omtrentlig alder på pasienten	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	od 14	od 14	od 14	od 14
Maks. pasientvekt [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Pasientens høyde [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
<b>Egenskaper til sittevognen</b>								
Setebredde [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Setelengde/-dybde [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Rygghøyde [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Maks. ryggvinkel [°] standard posisjon	opptil 120°	opptil 135°	opptil 130°	opptil 135°	opptil 120°	opptil 120°	opptil 120°	opptil 120°
Benstøtte høydejustering [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Maksimal åpningsvinkel på benstøtten i forhold til setet [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Omtrentlig vekt på vognen [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Dimensjoner etter sammenlegging (lengde x bredde x høyde) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Dimensjoner etter utfolding (lengde x bredde x høyde) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95





# UTSTYR




**Faste hjul**  
(Varebetegnelse: ST)



**Sikkerhetsbelter**  
(Varebetegnelse: ACPASBEZPR)



**Dobbel polstring**  
(Varebetegnelse: ACTAPW)



**Gripebøyle**  
(Varebetegnelse: ACBAR)



**Abduksjonskile**  
(mellom bena)  
(Varebetegnelse: ACKLIN)



**Veske under vognen**  
(Varebetegnelse: ACTORPWW)



**Nakkestøtte**  
(Varebetegnelse: ACZAG)

# FUNKSJONELLE LØSNINGER



**Solide svingbare hjul**  
(Varebetegnelse: SK1)



**Justerbar kjørebøyle**  
(Varebetegnelse: RŁ)



**Ryggstøtte tilpasset til pukkel**  
(Varebetegnelse: ACTAPG)



**Beskyttelse mot vipping**  
(Varebetegnelse: ACUPP)



**Ryggstøtten kan vinkles i liggstilling eller halvliggende stilling**  
(Varebetegnelse: OL)



**Forhøyede armlener**  
(Varebetegnelse: PP)

# TILBEHØR



**Kalesje med regntrekk**  
(Varebetegnelse: BUDA)



**Lårstropper**  
(Varebetegnelse: ACPASU)



**Regntrekk**  
(Varebetegnelse: ACPEL)



**Sideputer**  
(Varebetegnelse: ACPODUB)



**Sovepose**  
(Varebetegnelse: ACŚPI)



**Korsryggstøtter**  
(Varebetegnelse: ACPODPL)



**Paraply**  
(Varebetegnelse: PARASOL.KOL.)



**Korsryggpute**  
(Varebetegnelse: ACPODUL)



**Bord**  
(Varebetegnelse: ACSTOL)



**Setepute**  
(Varebetegnelse: ACPODUS)



**Kjørebøyle pose**  
(Varebetegnelse: TORBA.KOL.)



**Topptrekk**  
(Varebetegnelse: ACTAPW)



**Bøylebeskyttelser**  
(Varebetegnelse: ACOCHRAC)



**Benstøttebeskyttelse**  
(Varebetegnelse: ACOCHPOD)



**Leggremmer**  
(Varebetegnelse: ACPASŁ)



**Ankelstroppe**  
(Varebetegnelse: ACPASK)



**Fotstroppe**  
(Varebetegnelse: ACPASS)



# TILLEGGSINFORMASJON

Vi anbefaler deg å bruke det elektroniske mediebiblioteket og følge med på våre sosiale medier.



## YouTube

Kanal som presenterer videoer fra Comfort.

[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be0800pHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be0800pHQ)



## Facebook

Merkeprofil som informerer om nye produkter, nåværende aktiviteter og veldedighet.

[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)



## Instagram


Bildeprofil som viser bruken av sittevogner, tilbehør og funksjonelle løsninger.

[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)




# MÅLTABELL

Hvordan måle brukeren riktig? For å velge riktig størrelse på vognen, bør brukerens mål tas først.



Fem dimensjoner er avgjørende:

- 1 Kroppslengde fra sete til toppen av hodet
- 2 Kroppslengde fra sete til skuldrene
- 3 Kroppslengde fra rygg til under kne
- 4 Lengde på leggen (fra under kne til sålen)
- 5 Hofter (avstand mellom de bredeste punktene)



Hvis brukeren har en pukkell, er det nødvendig å måle den nøyaktig.

- 1 Korsrygglengde
- 2 Lengden på pukkelen fra skuldrene til slutten av pukkelen
- 3 Lengden på kroppen fra setet til toppen av hodet

I tillegg bør det angis om pukkelen er venstre- eller høyresidig.





# TILBAKEMELDINGER FRA BRUKERE

“

Jeg besøkte Comforts lokaler i Poznań i Polen for å se og kjøpe en sittevogn til mitt funksjonshemmede barn som har cerebral parese og ikke er i stand til å gå på egen hånd. Jeg ble tilbudt mange alternativer for min sønns behov. Jeg valgte Comfort (størrelse 5). Jeg snakket med Laura som støttet meg gjennom hele prosessen. Jeg er veldig fornøyd med valget av sittevognen til barnet mitt. Jeg definitivt anbefaler Comfort-vognen.

*Anshul, forelder til Ansh*

“

Sønnen vår, Hubert, har alltid brukt en sittevogn. Han er for tiden 30 år gammel. Bare én gang hadde vi en annen sittevogn enn Comfort. Vi er veldig fornøyd med valget vårt. Vognen fra deres firma er ekstremt komfortabel, vi har ingen klager. Sønnen min elsker sittevognen sin, han ble vant til den som om de var én duo – vi vil ikke bytte vognen til en annen. Komforten er enestående, og vi bekrefter det fullt ut.

*Hanna, Huberts mor*

“

Vi hadde en sittevogn fra deres firma – Comfort – helt siden barnehagen, da Aleksander var liten. I noen tid byttet vi Aleksanders sittevogner for å velge den beste for ham. Med mange års erfaring kommer vi tilbake med glede til vognen fra Comfort. Det er det beste valget, vi er 100 % overbevist. Vi kommer tilbake etter 20 år for å få en Comfort sittevogn igjen og for alltid!

*Aleksandra*

“

Sittevognen fra Comfort er en av de beste vi har hatt så langt. Vi stoler mye på dere og vi har en god mening om produktene. Skal det være en sittevogn, skal det være fra Comfort!

*Malgorzata*

“

Vi har brukt sittevognene deres i ca. 20 år og er veldig fornøyd. Vognene fungerer fint i mange forskjellige situasjoner (på reise, på stranden, under fjellturer og nær hjemmet). Datteren vår er fornøyd, og for oss foreldre er dette det viktigste. Vi anbefaler gjerne sittevognene deres til andre.

*Agnieszka, mor til Aneta*

“

Elever på skolen vår har brukt Comfort-vognene i årevis. De er fantastiske for eldre mennesker med deformiteter som ikke tillater kroppsposisjonering i andre sittevogner. Fordelen er vippebeskyttelsen som hindrer at personer med sterk atetose kan velte den.

*Monika*

“

Sønnen min, Olaf, er en voksen mann. Jeg kjøpte to Comfort sittevogner for å kunne bedre takle mine daglige behov. Jeg tar sønnen min ut av leiligheten selv, før måtte jeg bære vognen og nå er det lettere for meg. Jeg bærer ut gutten mens vognen venter og vi drar ut med glede. Vognene oppfyller forventningene våre, vi har én modell for å bruke hjemme og den andre for turer.

*Olafs far, MICHAŁ*

“

Vi liker å reise i fjellet og tar Krzysztof, sønnen vår, med oss. Bare Comfort-vognen er perfekt, komfortabel og lar oss gå lange turer. Bremsen er ekstremt viktig, spesielt i vårt fjellrike terreng. Jeg vet at vi kan stole på herr Marek, som gjør sitt beste for å gjøre sittevognen lett å kjøre nedover bakken. Jeg stoler på Comfort.

*Włodzimirz, faren til Krzysztof*

“

For å være ærlig, er vi fornøyd med både den første og andre versjonen av vognen, men den andre er helt fantastisk... Veldig stabil og samtidig delikat. Lett å kjøre. Den er komfortabel, har mange funksjoner, og når det kommer til svingbare hjul, er de spesielt viktige for meg som mor, vognen er mer behagelig å styre fordi jeg kan spare leddene mine uten å trykke for hardt på vognen. Jeg kan trygt anbefale vognen, den er verdt sin pris.

*Angelika, moren til Weronika*

“

Sittevognen fra Comfort er det beste jeg har kjøpt til sønnen min. Komfortabel, pålitelig, ekstremt slitesterk, selv med en gutt som veier over 80 kilo. Jeg er veldig fornøyd med Comfort sine tjenester.

*Dorota*

“

Beboere på sykehjemmet vårt bruker fire Comfort-vogner. Vognene er av god kvalitet, stabile, komfortable og lar våre beboere slappe ordentlig av. Vognene oppfyller sine funksjoner og kan lett holdes rene. De har fine fargekombinasjoner. Vi er veldig fornøyd med Comfort-produktene.

*Beata*

“

Vognen vi fikk fra dere er den nye sittevognen til Dagmara, vårt barnebarn. Den forrige vognen som vi kjøpte hos dere mellom 2007 og 2010 er fortsatt i bruk. I løpet av en så lang tid kan den ha kjørt noen tusen kilometer under ulike forhold, og den gjør jobben sin veldig bra på skogsveier. Deres vogner er veldig slitesterke, vi byttet kun ut slanger og dekk i hjulene. Hver ny sittevogn var en forbedret versjon, og den nyeste versjonen er super, jeg tror den vil være like holdbar som den forrige. Vi er fornøyd med ekstrastyret og kalesjen med regnbeskyttelse.

*Irena, Dagaras bestemor*

Love. Care. Comfort.

Comfort

**WSR COMFORT sp. z o. o.**  
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)

+48 531 539 355

Our catalogue

