

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Katalog produktowy

2023

Wygodne specjalistyczne wózki rehabilitacyjne wytchnieniowe dla dzieci i dorosłych

Wózek inwalidzki specjalny Comfort. Przeznaczony do przemieszczania dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się. Wózek wymaga prowadzenia przez opiekuna.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania.

WSR Comfort sp. z o.o.

O FIRMIE

Jesteśmy polską firmą, która od 35 lat projektuje i produkuje specjalistyczne wózki rehabilitacyjne Comfort przeznaczone dla dzieci i dorosłych dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) lub innymi schorzeniami powodującymi porażenia i niedowłady kończynowe

PODSTAWOWĄ ZASADĄ JAKĄ SIĘ KIERUJEMY, JEST ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Zwracamy przy tym szczególną uwagę na konieczność zachowania prawidłowej postawy ciała w wózku, zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest układ przedsionkowy oraz proprioceptywny dla rozwoju pacjenta.

Lata doświadczeń oraz tysiące użytkowników na całym świecie, pozwoliły nam stworzyć produkt super wygodny, bezpieczny, niezawodny i funkcjonalny.

Wózki Comfort w znaczący sposób poprawiają komfort życia dzieci, młodzieży, dorosłych i ich opiekunów.

NASZE WÓZKI ZAREJESTROWANE SĄ W URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH.

W 2005 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością **ISO 9001:2000**, co pozwala nam zachować najwyższe standardy produkcji i obsługi klientów.

Naszym celem jest zapewnienie komfortu naszym pacjentom, w każdym obszarze ich życia, dlatego aktywnie wspieramy fundacje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z przyjętą w naszej firmie strategią CSR angażujemy się w liczne projekty mające na celu zapewnienie wsparcia i niesienie pomocy osobom z wieloraką i złożoną niepełnosprawnością.



CECHY WÓZKÓW COMFORT



Wygoda

Wszystkie opinie o wózkach Comfort mówią, iż są one **bardzo wygodne dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych**. Wiele opiekunów nazywa je wytchnieniowymi.

Obsługa wózka Comfort jest prosta. **Nie ma skomplikowanych mechanizmów**, które mogą się zepsuć.



Niezawodność

40-letnie doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i produkcji wózków specjalistycznych wytchnieniowych pozwala nam być pewnym ich jakości i dlatego oferujemy **25 lat gwarancji** na ramę.

Aby wózki Comfort były niezawodne **nie stosujemy przy ich produkcji pękających plastikowych elementów**. Wybieramy stopy metali - cięższe i gwarantujące niezawodność.



Wsparcie

Konfigurator wózka Comfort pomoże Tobie wybrać **optymalny model z odpowiednim wyposażeniem**.

Doradzimy Tobie, co i jak powinieneś zrobić, aby dostać **maksymalne dostępne dofinansowanie**. Przeprowadzimy **serwis** lub **naprawimy Twój wózek** na gwarancji i po niej w ciągu kilku dni.



Indywidualność

Potrzebujesz dodatkową **półkę pod ssak lub respirator**? Przygotujemy ją do Twojego wózka w ramach indywidualnego projektu wózka Comfort. Potrzebujesz specjalnie **wyprofilowanej tapicerki pod garb**? Przygotujemy taką. Twoje dziecko potrzebuje klina **separującego nogi w części kolanowo-kostkowej**? Zrobimy taki.



Bezpieczeństwo

Konstrukcja i wyważenie wózka Comfort gwarantują **stabilność i bezpieczeństwo użytkownika**. Jeśli potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia antyprzechyłowego - dodamy je do konfiguracji wózka.

Specjalne opony dętkowe stosowane w wózkach Comfort razem z dwupunktowymi hamulcami, gwarantują zatrzymanie wózka na parkiecie i w terenie oraz **bezpieczne unieruchomienie go**.



Funkcjonalność

Optymalna konstrukcja wózka pozwala po złożeniu zmieścić go w **mniejszym bagażniku, niż mogło by się wydawać**.

Optymalna konstrukcja wózka Comfort oraz skrętne koła pozwalają na **swobodne poruszanie się w małych pomieszczeniach oraz w terenie**, w którym chcesz spędzać czas.

Opcja pozycji leżącej jest dostępna dla wózków Comfort w rozmiarach [1], [2], [3], [4] i [5]. Opcja półleżąca (leżakowa) w pozostałych rozmiarach. Konstrukcja wózka gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo każdej pozycji.

Podwójna tapicerka pozwalająca na korzystanie z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do czyszczenia. Wykorzystujemy materiały, które dają się łatwo czyścić.

Wózki Comfort **pozwalają usiąść dziecku wygodnie przy stole** (dotyczy wózków w rozmiarach [1], [2], [3], [4], [5] na kołach stałych i skrętnych).

Możesz wybrać **kilkanaście dodatkowych elementów** wyposażenia przydatnych w korzystaniu z wózka.

Mieszkasz w domu ze schodami - mamy rozwiązanie. Wózek Comfort może być **przystosowany do korzystania ze schodolazami gąsienicowymi TGR Jolly Junior**.



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY COMFORT DLA DZIECI

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, specjalny wózek inwalidzki dla dzieci zapewniający komfort i mobilność każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach



GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę nawet w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Odciąża pozytywnie na propriocepcję.

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu oddziałując pozytywnie na propriocepcję.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując ustawienie kolan bez nadmiernego ucisku punktowego.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka w poziomie i pionie w zależności od potrzeb użytkownika.

SKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ LUB LEŻAKOWĄ

Płynne ustawienie kąta oparcia do pozycji leżącej jako opcja.

WYGODNE PASY

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, miednicy, klatki piersiowej w zależności od potrzeb użytkownika.

TAPICERKA

Wykonana z materiału dającego się łatwo czyścić.

MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO PODJECHANIA DO STOŁU

Konstrukcja wózka pozwalająca usiąść dziecku wygodnie przy stole (dla wybranych modeli).

KOŁA PEŁNE

Koła pełne stosowane w najmniejszych wózkach gwarantują pełną bezobsługowość.



Dostępne kolory



Z01



Z04



Z06



Z09



Z11



Z12



Z13



Z16



Z18

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY COMFORT DLA DOROSŁYCH

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, specjalny wózek inwalidzki dla dorosłych zapewniający komfort i mobilność każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach



GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę, nawet w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Oddziałuje pozytywnie na propriocepcję.

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu oddziałując pozytywnie na propriocepcję.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując ustawienie kolan bez nadmiernego ucisku punktowego.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka w poziomie i pionie w zależności od potrzeb użytkownika.

SKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ LUB LEŻAKOWĄ

Możliwość płynnego ustawienia kąta oparcia do pozycji leżącej jako opcja.

WYGODNE PASY

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, miednicy, klatki piersiowej w zależności od potrzeb użytkownika.

PODWÓJNA TAPICERKA

Pozwala na korzystanie z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do czyszczenia.

NAWET DLA BARDZO DUŻYCH PACJENTÓW

Specjalna konstrukcja wózka pozwala na bezpieczny transport pacjentów o wadze aż do 130 kg.

KOŁA PNEUMATYCZNE

Opony dętkowe z dwupunktowymi hamulcami gwarantują zatrzymanie wózka na parkiecie i w terenie oraz bezpieczne unieruchomienie go.

Dostępne kolory



Comfort


TABELA PORÓWNAWCZA



	Wózki dziecięce				Wózki dla dorosłych			
	Baby [1]	Rozmiar [3]	Rozmiar [4]	Rozmiar [5]	Rozmiar [6]	Rozmiar [6+]	Rozmiar [7]	Rozmiar [8]
Przeznaczenie wózka								
Orientacyjny wiek pacjenta	2 - 6	3 - 6	6 - 12	6 - 14	od 14	od 14	od 14	od 14
Max waga pacjenta [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Wzrost pacjenta [cm]	115	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Parametry wózka								
Szerokość siedziska [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Długość / głębokość siedziska [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Wysokość oparcia [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Max kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]	do 130°	do 135°	do 130°	do 135°	do 130°	do 130°	do 130°	do 130°
Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Max kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]	110°-155°	110°-145°	110°-135°	95°-135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Przybliżona masa wózka [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Gabaryty wózka po złożeniu (dł x szer x wys) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 78 x 54
Gabaryty wózka po rozłożeniu (dł x szer x wys) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 78 x 95



WYPOSAŻENIE



Koła stałe

-
(Nr. kat.: ST)



Pasy bezpieczeństwa

-
(Nr. kat.: ACPASBEZPR)



Podwójna tapicerka

-
(Nr. kat.: ACTAPW)



Barierka

-
(Nr. kat.: ACBAR)



Klin międzyudowy

(abdukcyjny)
(Nr. kat.: ACKLIN)



Torba pod wózkiem

-
(Nr. kat.: ACTORPWW)



Zagłówek

-
(Nr. kat.: ACZAG)

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE



Skrętne koła pełne

Dla wszystkich modeli
(Nr. kat.: SK1)



Regulowana rączka

Dostosowanie do wzrostu opiekuna
(Nr. kat.: RŁ)



Oparcie dost. do garbu

Indywidualne dopasowanie do kształtu pleców
(Nr. kat.: ACTAPG)



Zabezpieczenie antyprzechyłowe

(Nr. kat.: ACUPP)



Oparcie odchylane do pozycji leżącej lub leżakowej

(Nr. kat.: OL)



Podłokietniki podwyższone

Stabilizują tułów
(Nr. kat.: PP)

AKCESORIA DODATKOWE



Budka z fartuszkciem
Ochrona przed wiatrem,
deszczem i słońcem
(Nr. kat.: BUDA)



Pelerynka
Ochrona przed wiatrem
i deszczem
(Nr. kat.: ACPEL)



Śpiwór
Doskonały na chłody
(Nr. kat.: ACŚPI)



Parasolka
Chroni przed słońcem
(Nr. kat.: PARASOL.KOL.)



Stolik
Ułatwia zabawę i spoż. posiłków
(Nr. kat.: ACSTOL)



Torba na rączkę
Mocowana do rączki
(Nr. kat.: TORBA.KOL.)



Ochroniacze na rączkę
Pełna osłona metalowych części
(Nr. kat.: ACOCHRAC)



Pasy łydki
Przytrzymują łydki
(Nr. kat.: ACPASŁ)



Pasy na stopy
Przytrzymują stopy
(Nr. kat.: ACPASS)



Pasy udowe
Mogą zastąpić klin między-
udowy
(Nr. kat.: ACPASU)



Poduszki boczne
Wkład reg. szerokość
siedziska
(Nr. kat.: ACPODUB)



Podpórki lędźwiowe
Stabilizuje korpus
(Nr. kat.: ACPODPL)



Poduszka lędźwiowa
Stabilizuje lędźwiowy odc.
kręgosłupa
(Nr. kat.: ACPODUL)



Poduszka na siedzenie
-
(Nr. kat.: ACPODUS)



Tapicerka wierzchnia
Do wymiany po zużyciu
(Nr. kat.: ACTAPW)



Ochroniacz na podnózek
Amortyzacja i wygoda
(Nr. kat.: ACOCHPOD)



Pasy kostki
Przytrzymują kostki
(Nr. kat.: ACPASK)

INFORMACJE DODATKOWE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej biblioteki mediów oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.



YouTube

Kanał prezentujący materiały filmowe Comfort.

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Profil marki informujący o nowościach produktowych, o aktualnych aktywnościach firmy oraz działaniach charytatywnych.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Wizerunkowy profil pokazujący użytkowanie wózków, zastosowanie akcesoriów i rozwiązań funkcjonalnych.

instagram.com/comfortpolska



TABELA POMIAROWA



Jak prawidłowo dokonać pomiaru Użytkownika? W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru wózka, należy wykonać pomiar Użytkownika.



Kluczowe wymiary:

- 1 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 2 Długość korpusu od siedzenia do ramion
- 3 Długość korpusu od pleców do dołka podkolanowego
- 4 Długość goleni (od dołka podkolanowego do podeszwy)
- 5 Biodra (odległość między najszerszymi miejscami)

W przypadku występowania garbu konieczne są dodatkowe pomiary:



- 1 Długość odcinka lędźwiowego
- 2 Długość garbu od ramion do końca jego występowania
- 3 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 4L Szerokość garbu na lewo od osi ciała
- 4P Szerokość garbu na prawo od osi ciała
- 5 Długość pomiędzy siedzeniem, a szczytem garbu
- 6 Szerokość korpusu od frontu klatki piersiowej do końca garbu

PROCEDURA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PCPR/MOPR

Jeśli dopłata do wózka inwalidzkiego przekracza Twoje możliwości – możesz starać się o dodatkowe dofinansowanie:

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wspiera mieszkańców powiatów.

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspiera mieszkańców miast.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe. Należy posiadać:

- WNIOSEK NFZ na wózek specjalny potwierdzony przez NFZ na kwotę **3000 zł** (dla dzieci), **4000 zł** (dla dorosłych)
- Nieprzekraczalne kryteria dochodowe (miesięcznie) ustalone kwartalnie przez PFRON (PCPR/MOPR).

Wielkość dofinansowania:

Do 150% kwoty refundacji czyli 4500 zł lub 6000 zł.

Zatem pacjent może starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 3000 zł (NFZ) + 4500 zł (PCPR/MOPR) = 7500 zł lub Zatem pacjent może starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 4000 zł (NFZ) + 6000 zł (PCPR/MOPR) = 10000 zł.

Jeśli pacjent posiada wniosek ZN47 lub ZND47 i NFZ zrefunduje wózek nawet kilka razy do roku, to w teorii PCPR i MOPR mogą również kilka razy wspierać dopłatę dla pacjenta.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony wniosek na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych (do pobrania ze strony MOPRU/PCPRU)
- Ksero orzeczenia o niepełnosprawności
- Faktura na zakup wózka (bądź proforma)
- Zlecenie NFZ na refundację wózka - wydrukowane i potwierdzone

Ważne: Wnioski należy składać w ośrodku w miejscu zamieszkania i pobierać formularze indywidualne dla danego ośrodka.

Aby otrzymać refundację, należy udać się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie:

Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Lekarz neurochirurgii lub neurotraumatologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, lekarz reumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz rehabilitacji lub lekarz rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Pacjent lub jego opiekun prawny może w każdej chwili wystąpić o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, (przykładowo, kilka razy w roku) bez zachowania terminu użytkowania wózka, jeśli pacjent posiada specjalne uprawnienia tj.:

- 1) zlecenie potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób od 16 roku życia (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)
- 2) zlecenie potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób poniżej 18 roku życia (zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860) i zlecenia potwierdzone kodem 47 ZND dla osób poniżej 16 roku życia na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)"
- 3) w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przed realizacją musi być potwierdzone przez Oddział NFZ. Wózki są bezpłatne do limitu 3000 PLN / 4000 PLN, a różnica pomiędzy ceną a limitem może być pokryta przez Powiatowe/ Miejskie Centra Pomocy Rodzinie.

Kod	Nazwa wyrobu medycznego	Limit	Odpłatność	Okres
P.130.B Dorośli	Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych	4000 zł	0%	raz na 4 lata*
P.131 Dzieci i młodzież	Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci	3000 zł	0%	raz na 3 lata*
P.130.N P.131.N Naprawy	-	1200 zł (P.130.N) 900 zł (P.131.N)	0%	Jednorazowo. Najwcześniej po roku od zakupu. Po upływie gwarancji.

* w przypadku kodów 47 ZN, 47 DN, 47 ZND bez limitów czasowych (nawet kilka razy w ciągu roku)

Love. Care. Comfort.

Comfort

Wytwórnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

ul. Głazowa 43

60-116 Poznań

tel. +48 61 863 85 61

biuro@comfort-reha.pl

www.comfort-reha.pl



www.comfort-reha.pl

+48 531 539 355

Our catalogue

