

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



## Tuoteluettelo

## 2023

Mukavat hengityskuntoutukseen tarkoitetut pyörätuolit  
lapsille ja aikuisille

# YRITYKSESTÄ

Olemme puolalainen yritys, joka on 35 vuoden ajan suunnitellut ja valmistanut erityisiä Comfort-kuntoutuspyörätuoleja lapsille ja aikuisille, jotka kärsivät aivohalvauksesta (MPD), selkäydinlihasatrofiasta (SMA) tai muista sairauksista, jotka aiheuttavat halvaantumista ja raajojen paresia.

## PERUSPERIAATTEEMME ON VASTATA ASIAKKAIDEMME YKSILÖLLISIINTARPEISIIN.

Näin tehdessämme kiinnitämme erityistä huomiota oikean asennon tarpeeseen pyörätuolissa ja ymmärrämme, miten tärkeitä tasapainoelin ja proprioseptiivinen järjestelmä ovat potilaan kehitykselle.

Vuosien kokemus ja tuhannet käyttäjät ympäri maailmaa ovat antaneet meille mahdollisuuden luoda tuotteen, joka on erittäin mukava, turvallinen, luotettava ja toimiva.

Comfort-pyörätuolit parantavat merkittävästi lasten, nuorten, aikuisten ja heidän hoitajiensa mukavuutta.

## PYÖRÄTUOLI ON REKISTERÖITY LÄÄKEVALMISTEIDEN, LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN JA BIOSIDITUOTTEIDEN REKISTERÖINTIVIRASTOSSA.

Vuonna 2005 otimme käyttöön ISO 9001:2000-laadunhallintajärjestelmän, jonka avulla voimme ylläpitää tuotannon ja asiakaspalvelun korkeimpia standardeja.

Tavoitteenamme on taata potilaillemme mukavuus heidän elämänsä kaikilla osa-alueilla, minkä vuoksi tuemme aktiivisesti säätiöitä, jotka auttavat vammaisia ihmisiä.

Yrityksemme sosiaalisen vastuun strategian mukaisesti olemme mukana lukuisissa hankkeissa, joilla tuetaan ja autetaan monivammaisia ihmisiä.





# KØRESTOLSFUNCTIONER COMFORT



## Kätevyys

Kaikissa Comfort-pyörätuolien arvosteluissa todetaan, että ne ovat erittäin mukavatniin lapsille, nuorillekuin aikuisillekin. Monet hoitajat kutsuvat niitä hengähdystauoksi.

Comfort-pyörätuolin käyttö on yksinkertaista. Siinä ei ole monimutkaisia mekanismeja, jotka voivat hajota.



## Toiminnallisuus

Pyörätuolien optimoidun rakenteen ansiosta ne mahtuvat kokoontaitettuina pienempään tavaratilaan kuin luulisi.

Comfort-pyörätuolien optimoidun muotoilun ja kääntyvien pyörien ansiosta ne liikkuvat vapaasti pienissä tiloissa ja maastossa, jossa haluat viettää aikaa.

Makuuasentovaihtoehto on saatavana Comfort-pyörätuoliin koossa [1], [2], [3], [4] ja [5]. Puolimakuualustan vaihtoehto on saatavilla jäljellä olevissa kokoluokissa. Pyörätuolin rakenne takaa vakauden ja turvallisuuden kaikissa asennoissa.

Kaksoisverhoilu mahdollistaa pyörätuolien käytön myös silloin, kun päällinen on palautettava puhdistettavaksi. Käytämme materiaaleja, jotka on helppo puhdistaa.

Comfort-lastentuoleissa lapsi voi istua mukavasti pöydän ääressä (koskee kiinteillä ja kääntyvillä pyörillä varustettuja pyörätuoleja, joiden koko on [1], [2], [3], [4], [5]).

Voit valita useista pyörätuolien käytössä hyödyllisistä lisävarusteista.

Jos asut talossa, jossa on portaat, meillä on siihen ratkaisu. Comfort-pyörätuolit voidaan mukauttaa käytettäväksi TGR Jolly Junior -telaketjuportaiden kanssa.



## Luotettavuus

Koska meillä on 40 vuoden kokemus erikoispyörätuolien suunnittelusta, rakentamisesta ja valmistuksesta, voimme luottaa niiden laatuun, minkä vuoksi tarjoamme 25 vuoden runkotakuun.

Varmistaaksemme, että Comfort-pyörätuolit ovat luotettavia, emme käytä niiden valmistuksessa rikkoutuvia muoviosia. Käytämme sen sijaan metalliseoksia - ne ovat raskaampia ja takaavat luotettavuuden.



## Tuki

Comfort Cart Configurator auttaa sinua valitsemaan optimaalisen malli oikeilla varusteilla.

Neuromme, mitä sinun pitäisi tehdä, jotta saisit mahdollisimman paljon tukea. Huollamme tai korjaamme pyörätuolisi takuun puitteissa ja sen jälkeen muutaman päivän kuluessa.



## Yksilöllisyys

Tarvitsetko lisähyllyä imu- tai hengityskonetta varten? Valmistamme sen pyörätuoliisi osana yksilöllistä Comfort-pyörätuoliprojektia. Tarvitsetko erityisesti muotoillun verhoilun kyttyrääsi varten? Valmistamme sellaisen. Tarvitseeko lapsesi polven ja nilkan erotuskiilaa?

Teemme sellaisen.



## Turvallisuus

Comfort-pyörätuolin muotoilu ja tasapaino takaavat käyttäjälle vakauden ja turvallisuuden. Jos tarvitset ylimääräistä kallistumisenestosuojaa, lisäämme sen pyörätuolin kokoonpanoon.

Comfort-pyörätuolissa käytettävät erityiset sisärenkaat ja kaksipistejarrut varmistavat, että pyörätuoli pysähtyy lattialla ja maastossa turvallisesti paikalleen.



# ERITYISEN MUKAVA PYÖRÄTUOLI LAPSILLE

Mukava, turvallinen, luotettava, toimiva, täysin ergonominen, lasten erikoispyörätuoli, joka tarjoaa mukavuutta ja liikkuvuutta joka päivä. Ihanteellinen lepo- ja kävelypyörätuoli kaupungissa, ulkomaastossa ja sisätiloissa liikkumiseen.



## SYVÄ SÄÄDETTÄVÄ PÄÄNTUKI

Vakauttaa niskan ja pään oikean linjauksen tapauksissa, joissa niskalihakset ovat veltostuneet tai joissa on kiinteitä degeneratiivisia muutoksia.

## ERITYINEN ISTUINPROFIILI

Takaa vakauden ja erittäin korkean mukavuustaso pitkienkin pyörätuolissa vietettävien tuntien aikana. Vaikuttaa myönteisesti liikeistisiin.

## VAKAUTTAMISPELLETIT

Ne mahdollistavat kehon vakauttamisen ja vaikuttavat myönteisesti liikeistisiin.

## ABDUKTIOKIILA

Kääntää alaraajoja ja korjaa polvien linjausta hellävaraisesti ilman liiallisia painepisteitä.

## SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKI

Säädä jalkatuen vaaka- ja pystyasento helposti käyttäjän tarpeiden mukaan.

## KÄÄNTYVÄT ETUPYÖRÄT

Ne helpottavat pyörätuolin ohjaamista ja liikuttelua erityisesti kapeissa ja ahtaissa tiloissa ja maastossa.

## SELKÄNOJA, JOSSA ON MAKUU- TAI PUOLIMAKUUVAIHTOEHTO

Lisävarusteena portaattomasti säädettävä selkänokan kulma makuuasentoon.

## MUKAVAT HIHNAT

Vyöt alaraajojen, lantion ja rintakehän vakauttamiseksi käyttäjän tarpeiden mukaan.

## PÄÄLLINEN

Valmistettu helposti puhdistettavasta materiaalista.

## KYKY AJAA MUKAVASTI PÖYTÄÄN

Pyörätuolimalli, jonka ansiosta lapsi voi istua mukavasti pöydän ääressä (tietyissä malleissa).

## KIINTEÄT PYÖRÄT

Pienimmissä pyörätuolissa käytetyt kiinteät pyörät takaavat täysin huoltovapaan käytön.



## Saatavilla olevat värit





# ERITYISEN MUKAVA PYÖRÄTUOLI AIKUISILLE

Mukava, turvallinen, luotettava, toimiva, täysin ergonominen, erikoispyörätuoli aikuisille, joka tarjoaa mukavuutta ja liikkuvuutta joka päivä. Ihanteellinen lepopyörätuoli ja kaupungissa, ulkona ja sisätiloissa liikkumiseen.



## SYVÄ SÄÄDETTÄVÄ PÄÄNTUKI

Vakauttaa niskan ja pään oikean linjauksen tapauksissa, joissa niskalihakset ovat veltostuneet tai joissa on kiinteitä degeneratiivisia muutoksia.

## ERITYINEN ISTUINPROFIILI

Se takaa vakauden ja erittäin korkean mukavuustason pitkienkin pyörätuolissa vietettävien tuntien aikana. Vaikuttaa myönteisesti liikeistisiin.

## VAKAUTTAMISPELLETIT

Ne mahdollistavat kehon vakauttamisen ja vaikuttavat myönteisesti liikeistisiin.

## ABDUKTIOKIILA

Kääntää alaraajoja ja korjaa polvien linjausta hellävaraisesti ilman liiallisia painepisteitä.

## SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKI

Säädä jalkatuen vaaka- ja pystyasento helposti käyttäjän tarpeiden mukaan.

## KÄÄNTYVÄT ETUPYÖRÄT

Ne helpottavat pyörätuolin ohjaamista ja liikkumista erityisesti kapeissa ja ahtaissa tiloissa ja maastossa.

## SELKÄNOJA, JOSSA ON MAKUU- TAI PUOLIMAKUUVAIHTOEHTO

Lisävarusteena portaattomasti säädettävä selkänöjan kulma makuuasentoon.

## MUKAVAT HIHNAT

Vyöt alaraajojen, lantion ja rintakehän vakauttamiseksi käyttäjän tarpeiden mukaan.

## KAKSINKERTAINEN VERHOILU

Sen ansiosta pyörätuolia voidaan käyttää myös silloin, kun päällisverhoilu on palautettava puhdistettavaksi.

## JOPA ERITTÄIN ISOKOKOISILLE POTILAILE

Pyörätuolin erityinen rakenne mahdollistaa jopa 130 kg painavien potilaiden turvallisen kuljettamisen.

## ILMAPYÖRÄT

Kahden pisteen jarruilla varustetut putkirenkaat takaavat, että pyörätuoli pysähtyy lattialle ja kentälle ja että se pysyy turvallisesti paikallaan.



## Saatavilla olevat värit



**Comfort**

# VERTAILUTAULUKKO




	Stroller for children				Stroller for adults			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
<b>Pyörätuolin käyttötarkoitus</b>								
Potilaan arvioitu ikä	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	yli 14	yli 14	yli 14	yli 14
Potilaan enimmäispaino [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Potilaan pituus [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
<b>Pyörätuolin parametrit</b>								
Istuimen leveys [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Istuimen pituus/syvyys [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Selkänöjan korkeus [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Selkänöjan enimmäislevennyskulma istuimeen nähden [°] vakioasento	enintään 120°	enintään 135°	enintään 130°	enintään 135°	enintään 120°	enintään 120°	enintään 120°	enintään 120°
Jalkatuen korkeuden säätöalue [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Jalkatuen enimmäiskulma istuimeen nähden [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Pyörätuolin arvioitu paino [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Pyörätuolin mitat kokoonaitettuna (P x L x K) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Pyörätuolin mitat purettuna (P x L x K) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95





# KALUSTEET




**Kiinteät pyörät**  
(Luettelonumero: ST)



**Turvavyöt**  
(Luettelonumero: ACPASBEZPR)



**Kaksinkertainen verhoilu**  
(Luettelonumero: ACTAPW)



**Kaide**  
(Luettelonumero: ACBAR)



**Interudaalinen kiila**  
(abduktiivinen)  
(Luettelonumero: ACKLIN)



**Laukku pyörätuolin alla**  
(Luettelonumero: ACTORPWW)



**Pääntuki**  
(Luettelonumero: ACZAG)

# TOIMINNALLISET RATKAISUT



**Kääntyvät kiinteät pyörät**  
(Luettelonumero: SK1)



**Säädettävä kahva**  
(Luettelonumero: RŁ)



**Kyttyrään sovitettu selkänoja**  
(Luettelonumero: ACTAPG)



**Korotetut käsinojat**  
(Luettelonumero: ACUPP)



**Selkänoja on kallistettavissa makuu- tai puolimakuuasentoon**  
(Luettelonumero: OL)



**Hævede armlæn**  
(Luettelonumero: PP)

# LISÄTARVIKKEET



**Tuulisuojalla varustettu koppi**  
(Luettelonumero: BUDA)



**Reisihihnat**  
(Luettelonumero: ACPASU)



**Viitta**  
(Luettelonumero: ACEPI)



**Sivutyyny**  
(Luettelonumero: ACPODUB)



**Makuupussi**  
(Luettelonumero: ACŚPI)



**Lannerangan tuet**  
(Luettelonumero: ACPODPL)



**Aurinkovarjo**  
(Luettelonumero: PARASOL.KOL.)



**Lantiotyyny**  
(Luettelonumero: ACPODUL)



**Pöytä**  
(Luettelonumero: ACSTOL)



**Istuintyyny**  
(Luettelonumero: ACPODUS)



**Kahvalla varustettu laukku**  
(Luettelonumero: TORBA.KOL.)



**Yläverhoilu**  
(Luettelonumero: ACTAPW)



**Kahvan suojat**  
(Luettelonumero: ACOCHRAC)



**Jalkatuen suojus**  
(Luettelonumero: ACOCHPOD)



**Pohjehihnat**  
(Luettelonumero: ACPASŁ)



**Nilkkahihna**  
(Luettelonumero: ACPASK)



**Jalkahihnat**  
(Luettelonumero: ACPASS)



# YDERLIGERE INFORMATIONER

Tervetuloa käyttämään sähköistä mediakirjastoa ja seuraamaan tilejämme sosiaalisissa medioissa.



## YouTube

Comfort film -materiaalia esittävä kanava.  
[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ)



## Facebook

Tuotemerkin profiili, jossa kerrotaan tuoteuutuuksista, nykyisistä firm-toiminnoista ja hyväntekeväisyystoiminnasta.  
[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)




## Instagram

Kuvaprofiili, jossa esitellään pyörätuolien käyttöä, lisävarusteiden käyttöä ja toiminnallisia ratkaisuja.  
[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)




# MITTAUSPÖYTÄ

Miten käyttäjä mitataan oikein? Oikean kokoisen pyörätuolin valitsemiseksi on otettava käyttäjän mitat.



Viisi ulottuvuutta ovat avainasemassa:

- 1 Rungon pituus istuimesta pään yläosaan
- 2 Rungon pituus istuimesta olkapäihin asti
- 3 Vartalon pituus selästä polvipohjaan
- 4 Säären pituus (polvipohjasta jalkapohjaan)
- 5 Lantio (leveimpien kohtien välinen etäisyys)



Jos käyttäjällä on kyttyrä, se on mitattava tarkasti.

- 1 Lannerangan pituus
- 2 Kyttyrän pituus olkapäästä kärkeen
- 3 Rungon pituus istuimesta pään yläosaan asti

Desuden skal det angives, om pukkelen er venstre- eller højresidet.





# KÄYTTÄJIEN PALAUTE



Vierailin itse Poznańissa, Puolassa sijaitsevassa Comfortin laitoksessa tutustuakseni pyörätuoliin ja ostaakseni sen vammaiselle lapselleni, joka kärsii aivohalvauksesta eikä pysty kävelemään itsenäisesti. Minulle esiteltiin monia vaihtoehtoja poikani tarpeisiin. Valitsin Comfortin (koko 5). Tapasin Lauran, joka tuki minua koko prosessin ajan. Olen erittäin tyytyväinen lapselleni valitsemaani pyörätuoliin. Suosittelen lämpimästi Comfort-pyörätuolia.

*Anshul, Anshan vanhempi*



Poikamme Hubert on käyttänyt pyörätuolia aina. Hän on nyt 30-vuotias. Vain kerran meillä oli muu pyörätuoli kuin Comfort. Olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme. Yrityksenne pyörätuoli on erittäin mukava, meillä ei ole varauksia. Poikani rakastui pyörätuoliinsa niin paljon, että hän on nyt melkein kuin yhtä sen kanssa – emme halua vaihtaa toiseen pyörätuoliin. Comfort on ihanteellinen ratkaisu, minkä me vahvistamme täysin.

*Hanna, Hubertin äiti*



Meillä oli jo päiväkodista lähtien, kun Aleksander oli pikkulapsi, yrityksenne Comfort-pyörätuoli. Kokeilimme jonkin aikaa muita pyörätuoleja, jotta voisimme valita niistä sopivimman. Vuosien kokemuksen myötä olemme iloisia voidessamme palata Comfort-pyörätuolin käyttäjiksi. Se on paras valinta, olemme siitä täysin vakuuttuneita. Palaamme 20 vuoden jälkeen takaisin saadaksemme Comfort-pyörätuolin uudelleen!

*Aleksandra*



Comfort-pyörätuoli on yksi parhaista tähän mennessä hankkimistamme pyörätuoleista. Luotamme teihin paljon ja arvostamme teitä suuresti. Jos hankimme pyörätuolin, sen on oltava Comfortilta!

*Małgorzata*



Olemme käyttäneet pyörätuolejanne noin 20 vuotta ja olemme erittäin tyytyväisiä. Pyörätuoli toimii hyvin monissa eri olosuhteissa (matkoilla, rannalla, vuoristovaelluksilla ja lähiympäristössä) Tyttärempme on onnellinen, ja meille vanhemmille tämä on tärkeintä. Suosittelemme mielellämme yrityksenne pyörätuolia.

*Agnieszka, Anetan äiti*



Koulumme oppilaat ovat käyttäneet Comfort-pyörätuolia jo vuosia. Se sopii erinomaisesti iäkkäille ihmisille, jotka eivät pysty käyttämään muunlaisia pyörätuoleja. Ehdoton etu on kaatumisenestomekanismi, joka estää vakavasta atetooisista kärsiviä kaatamasta pyörätuolia.

*Monika*



Poikani Olaf on aikuinen mies. Ostin kaksi Comfort-pyörätuolia, jotta pystyisin paremmin selviytymään päivittäisistä tarpeistani. Siirrän poikani itse pois asunnosta, sitten jouduin kantamaan pyörätuolia, ja nyt se on minulle helpompaa. Siirrän pojan, pyörätuoli odottaa, lähdemme iloisin mielin. Pyörätuolit täyttävät odotuksemme, toinen malli on tarkoitettu kotiin ja toinen retkille.

*Olafin isä, MICHAŁ*



Matkustamme mielellämme vuoristossa ja otamme poikamme Krzysztofin mukaan. Vain Comfort-pyörätuoli on ihanteellinen, mukava ja pitkät kävelymatkat takaava. Jarruttaminen on erittäin tärkeää erityisesti vuoristoisessa maastossa. Tiedän, että voimme luottaa Marekiin, joka tekee kaikkensa, jotta pyörätuoli olisi helppo tuoda märkeä alas. Uskon Comfortin kykyihin.

*Włodzimirz, Krzysiekien isä*



Voin rehellisesti sanoa, että olemme tyytyväisiä sekä ensimmäiseen että toiseen pyörätuolimalliin, mutta jälkimmäinen on vertaansa vailla... Erittäin vakaa ja silti hellävarainen. Helppo ohjata. Se on mukava, siinä on monia toimintoja, ja mitä tulee pyöriin pyöriin, se on tarkoitettu minulle henkilökohtaisesti hoitajana. Eli äidille sen käyttö on mukavampaa, koska voit säästää niveliäsi, kun et työnnä pyörätuolia kääntymään. Voin henkilökohtaisesti suositella tuotetta, se on suosituksen arvoinen.

*Angelika, Weronikan äiti*



Comfort-yhtiön pyörätuolit ovat parasta, mitä olen pojalleni ostanut. Mukava, luotettava ja erittäin tukeva, jopa yli 80 kg painavalle pojalle. Olen erittäin tyytyväinen Comfortin palveluihin.

*Dorota*



Hoitokotimme asukkaat käyttävät 4 Comfort-pyörätuolia. Pyörätuolit ovat laadukkaita, vakaita, mukavia ja asukkaidemme hengähdystaukoja. Ne täyttävät tehtävänsä ja ne voidaan pitää helposti puhtaina. Heillä on hienoja värisarjoja. Olemme erittäin tyytyväisiä Comfort-tuotteisiin.

*Beata*



Teiltä saamamme pyörätuolit ovat toiset pyörätuolit, joita tyttärentyttäremme Dagmara käyttää. Edelliset pyörätuolit, jotka ostettiin yritykseltänne vuosina 2007-2010, ovat olleet käytössä tähän asti. Näin pitkään käyttöön nähden sillä on ajettu ehkä muutama tuhat kilometriä erilaisissa olosuhteissa, ja se toimii erittäin hyvin metsäteillä. Tehtaastanne peräisin olevat pyörätuolit ovat erittäin tukevia, vaihdoimme vain pyörien sisäkumit ja renkaat.

*Irena Dagmaran isoäiti*

Love. Care. Comfort.

Comfort

**WSR COMFORT sp. z o. o.**  
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)

+48 531 539 355

Our catalogue

