

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Varukatalog 2023

Comfort – bekväma specialsittvagnar
för vuxna och barn som avlastar vid rehabilitering

OM FÖRETAGET

Vi är ett polskt företag som i 35 år har formgivit och tillverkat specialsittvagnar avsedda för barn och vuxna som lider av cerebral pares (MPD), spinal muskelatrofi (SMA) eller andra sjukdomar som orskara förlamning eller lempares.

VÅRT GRUNDMÅL ÄR ATT TILLGODOSE VÅRA KUNDERS INDIVIDUELLA BEHOV.

Därmed uppmärksammar vi särskilt behovet av en korrekt hållning i sittvagnen och inser vikten av de vestibulära och proprioceptiva systemen för patientens utveckling.

Flera år av erfarenhet och tusentals användare runt om i världen har gjort det möjligt för oss att skapa en vara som är superbekväm, säker, pålitlig och funktionell.

Comfort-sittvagnar förbättrar avsevärt livskvaliteten för barn, ungdomar, vuxna och deras vårdgivare.

VÅRA SITTVAGNAR ÄR ATTESTERADE AV DEN POLSKA MYNDIGHETEN FÖR REGISTRERING AV LÄKEMEDEL, MEDICINSK UTRUSTNING OCH BIOCIDPRODUKTER (URPL)

År 2005 införde vi kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000, vilket gör det möjligt för oss att upprätthålla de högsta standarderna för tillverkning och kundtjänst.

Vårt mål är att erbjuda våra patienter komfort i alla aspekter av deras liv. Därför stödjer vi aktivt stiftelser som hjälper personer med funktionsnedsättningar

I linje med vår strategi för företagets sociala ansvar deltar vi i många projekt för att ge stöd och hjälp till personer med allehanda funktionsnedsättningar.



COMFORT-SITTVAGNARNAS EGENSKAPER



Bekvämlighet

Användaromdömen om Comfort-sittvagnarna bekräftar att de är mycket bekväma för såväl barn och ungdomar som vuxna. Många kallar dem för avslappningssittvagnar, alltså sittvagnar som skänker användaren avlastning och vila.

Det är enkelt att använda Comfort-sittvagnarna. Där finns det inga komplicerade mekanismer som kan gå sönder.



Tillförlitlighet

Vår 40-åriga erfarenhet av formgivning, konstruktion och tillverkning av specialiserade vilosittvagnar gör att vi kan vara säkra på deras kvalitet, vilket är anledningen till att vi erbjuder 25-års garanti för chassit.

För att göra Comfort-sittvagnarna tillförlitliga använder vi vid tillverkningen inga plastdelar som lätt kan spricka. Vi väljer istället metallegeringar som är tyngre och garanterar tålighet.



Stöd

Comfort-sittvagnskonfiguratorn hjälper dig att välja den mest optimala modellen med rätt utrustning.

Vi servar eller reparerar din sittvagn under samt efter garantitiden inom endast några dagar.



Individerhet

Behöver du en extra hylla för en sugmaskin eller respirator? Vi förbereder en sådan för din rullstol som en del av din individuella Comfort-rullstolsdesign. Behöver du specialformad klädsel för exempelvis puckeln? Vi ordnar en till just dig. Behöver ditt barn en kil för att separera benet vid knäna och fotlederna? Då tillverkar vi den.



Säkerhet

Designen och balanseringen av Comfort-sittvagnen garanterar stabilitet och säkerhet vid varje användning. Om du behöver ett extra tipskydd lägger vi till det i din sittvagnskonfiguration.

De speciella däcken med innerslang som används på Comfort-vagnarna, tillsammans med tvåpunktsbromsarna, säkerställer att vagnen på ett säkert sätt kan bromsas på såväl ett trägolv hemma som utomhus.



Funktionalitet

Sittvagnens optimerade design gör att den får plats i ett mindre bagageutrymme än du kanske skulle tro när den är hopfäld.

Comfort-sittvagnens optimerade design och svängbara hjul gör att den även kan röra sig fritt i små utrymmen och all typ av terräng som du vill tillbringa din tid i.

Alternativet att justera vagnen till liggande position finns tillgängligt för Comfort-sittvagnar i storlekarna [1], [2], [3], [4] och [5]. Alternativet att justera den till halvliggande position är tillgängligt i samtliga andra storlekar. Sittvagnens utformning garanterar stabilitet och säkerhet i alla lägen.

Dubbelklädseln som gör att sittvagnen kan användas även när ytterklädseln måste tas bort för rengöring. Vi använder material som lätt kan rengöras.

Med Comfort-sittvagnar kan barnet bekvämt sitta vid bordet (gäller barnvagnar i storlekarna [1], [2], [3], [4], [5] med fasta och svängbara hjul).

Du kan välja bland mer än ett dussin extratillbehör som är användbara vid dagligt bruk av sittvagnen.

Vi har en lösning för dig som bor i ett hus med trappor. Comfort-sittvagnen kan anpassas för användning med trappklättrare.



SPECIAL COMFORT-SITTVAGN FÖR BARN

En bekväm, säker, funktionell och helt ergonomisk specialsittvagn för barn som möjliggör komfort och rörlighet i vardagen. Perfekt som en vilovagn eller sittvagn för att ta sig runt med på stan, utomhus och inomhus.



Djupt och justerbart huvudstöd

Säkerställer den korrekta nack- och huvudställningen vid slapphet i nackmuskulaturen eller artritförändringar.

Särskild sätesprofil

Garanterar stabilitet och mycket hög komfort även under långa timmar i rullstolen. Har en positiv verkan på proprioceptionen.

Mjuka stabiliseringskuddar

Möjliggör stabilisering av kroppen och har en positiv verkan på proprioceptionen.

Abduktionskil

Håller de nedre lemmarna isär och rättar försiktigt knäns ställning utan att skapa onödiga tryckpunkter.

Justerbart fotstöd

Enkelt att justera fotstödet våg- och lodrätta position utefter brukarens behov.

Svängbara framhjul

Gör sittvagnen lättare att styra och manövrera, särskilt i trånga utrymmen och utomhus i terrängen.

Ryggstöd med möjlighet att luta sig tillbaka eller ligga ned

Det går enkelt att justera byggstödsvinkeln till liggande läge om så önskas.

Bekväma bälten

Bälten för att stabilisera de nedre lemmarna, bäckenet och bröstkorgen beroende på användarens behov.

Klädsel

Tillverkad av tyg som lätt kan rengöras.

Smidig att användas vid bordet

Sittvagnens design låter barnet sitta bekvämt vid bordet (gäller endast utvalda modeller).

Fasta hela hjul

Hjulen som används på de minsta vagnarna garanterar en helt underhållsfri drift.



Tillgängliga färger



SPECIAL COMFORT-SITTVAGN FÖR VUXNA

En bekväm, säker, funktionell och helt ergonomisk specialsittvagn för vuxna som möjliggör komfort och rörlighet i vardagen. Perfekt som en vilovagn eller sittvagn för att ta sig runt med på stan, utomhus och inomhus.



Djupt och justerbart huvudstöd

Säkerställer den korrekta nack- och huvudställningen vid slapphet i nackmuskulaturen eller ihållande degenerativa förändringar.

Särskild sätesprofil

Garanterar stabilitet och mycket hög komfort även under långa timmar i sittvagnen. Har en positiv verkan på proprioception.

Mjuka stabiliseringskuddar

Möjliggör stabilisering av kroppen och har positiv verkan på proprioceptionen.

Abduktionskil

Håller de nedre lemmarna isär och rättar försiktigt knäns ställning utan att skapa onödiga tryckpunkter.

Justerbart fotstöd

Enkelt att justera fotstödet våg- och lodrätta position utefter brukarens behov.

Svängbara framhjul

Gör sittvagnen lättare att styra och manövrera, särskilt i trånga utrymmen och utomhus i terrängen.

Ryggstöd med möjlighet att luta sig tillbaka eller ligga ned

Det går enkelt att justera byggestödsvinkeln till liggande läge om så önskas.

Bekväma bälten

Bälten för att stabilisera de nedre lemmarna, bäckenet och bröstkorgen beroende på brukarens behov.

Dubbelklädsel

Gör det möjligt att använda sittvagnen även när ytterklädseln måste tas av för rengöring.

Även för tyngre patienter

Designen möjliggör säker transport av patienter som väger upp till 130 kg

Pneumatiska hjul

Speciella däck med innerslang och tvåpunktsbromsar, säkerställer att sittvagnen på ett säkert sätt kan bromsas på såväl ett trågt som utomhus.



Tillgängliga färger



Comfort

Jämförelsetabell



| | Stroller for children | | | | Stroller for adults | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Baby [1] | Size [3] | Size [4] | Size [5] | Size [6] | Size [6+] | Size [7] | Size [8] |
| Användningsområde | | | | | | | | |
| Patientens ungefärliga ålder | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | 6 - 14 | från 14 | från 14 | från 14 | från 14 |
| Max patientvikt [kg] | 30 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 130 |
| Patientens längd [cm] | 110 | 140 | 145 | 155 | 150 - 165 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
| Sittvagnens specifikation | | | | | | | | |
| Sittbredd [cm] | 33,5 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44,5 | 52,5 |
| Sittlängd/djup [cm] | 27 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 |
| Ryggstödet höjd [cm] | 55 | 66,5 | 70 | 76,5 | 78 | 83 | 83 | 83 |
| Max vinkel mellan ryggstödet och sitsen i standardläge [°] | upp till 120° | upp till 135° | upp till 130° | upp till 135° | upp till 120° | upp till 120° | upp till 120° | upp till 120° |
| Fotstödet höjjusteringsområde [cm] | 23 - 26 | 27,5 - 33,5 | 31,5 - 42 | 32 - 42,5 | 36 - 46 | 36 - 46 | 36,5 - 46,5 | 36,5 - 46,5 |
| Max öppningsvinkel mellan fotstödet och sitsen [°] | 110°-155° | 110° -145° | 100° -135° | 95° -135° | 100° - 140° | 95° - 150° | 90° -130° | 90° -130° |
| Vagnens ungefärliga vikt [kg] | 15 | 21 | 23 | 23 | 26,2 | 26,5 | 28 | 32 |
| Mått på vagnen efter hopfällning (längd x bredd x höjd) [cm] | 97,5 x 55 x 50,5 | 89,5 x 62 x 55 | 94 x 64,5 x 51,5 | 98 x 64,5 x 55 | 112,5 x 69,5 x 56 | 122 x 69,5 x 55 | 122 x 70 x 54 | 122 x 70 x 54 |
| Mått på vagnen efter utfällning (längd x bredd x höjd) [cm] | 111 x 55 x 92 | 123 x 62 x 96 | 121,5 x 64,5 x 94,5 | 122,5 x 64,5 x 94,5 | 141 x 69,5 x 95 | 143 x 69,5 x 95 | 148 x 70 x 95 | 148 x 70 x 95 |



UTRUSTNING



Fasta hjul
(Katalognummer: ST)



Säkerhetsbälten
(Katalognummer: ACPASBEZPR)



Dubbelklädsel
(Katalognummer: ACTAPW)



Frambåge
(Katalognummer: ACBAR)



Kilstöd för låren
(abduktiv)
(Katalognummer: ACKLIN)



Undre vagnväska
(Katalognummer: ACTORPWW)



Nackstöd
(Katalognummer: ACZAG)

FUNKTIONELLA LÖSNINGAR



Svängbara hela hjul
(Katalognummer: SK1)



Justerbart handtag
(Katalognummer: RŁ)



Ryggstöd anpassat till puckeln
(Katalognummer: ACTAPG)



Anti-lutningskydd
(Katalognummer: ACUPP)



**Ryggstödet kan ställas
i halvliggande- eller liggande
position.**
(Katalognummer: OL)



Upphöjda armstöd
(Katalognummer: PP)

YTTERLIGARE TILLBEHÖR



Sufflett med förkläde
(Katalognummer: BUDA)



Lårremmar
(Katalognummer: ACPASU)



Regnskydd
(Katalognummer: ACPEL)



Sidokuddar
(Katalognummer: ACPODUB)



Sovsäck
(Katalognummer: ACSPI)



Stöd för ländryggen
(Katalognummer: ACPODPL)



Parasoll
(Katalognummer: PARASOL.KOL.)



Ländkudde
(Katalognummer: ACPODUL)



Bord
(Katalognummer: ACSTOL)



Sittdyna
(Katalognummer: ACPODUS)



Handtagsväska
(Katalognummer: TORBA.KOL.)



Ytterklädsel
(Katalognummer: ACTAPW)



Handtagsskydd
(Katalognummer: ACOCHRAC)



Fotstödsskydd
(Katalognummer: ACOCHPOD)



Vadband
(Katalognummer: ACPASŁ)



Ankle belts
(Katalognummer: ACPASK)



Fotband
(Katalognummer: ACPASS)

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

Du är varmt välkommen att använda vårt elektroniska mediebibliotek och att följa våra sociala medier.



YouTube

Kanalen för filmer om våra produkter.

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Varumärkesprofilen som rapporterar om produktnyheter, vår pågående företagsverksamhet och välgörenhetsverksamhet.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Marknadsföringsprofilen som visar mera om användning av våra sittvagnar samt deras tillbehör och funktionella lösningar.

instagram.com/comfortpolska




Måttabell

För att välja den lämpligaste storleken på sittvagnen är det viktigt att mäta brukarens kropp. Hur gör man det på ett rätt sätt?



Det är 5 mått som är viktigast:

- 1 Kroppens längd mätt från sitsen till toppen av huvudet
- 2 Kroppens längd från sitsen till axlarna
- 3 Kroppens längd från ryggen till knävecken
- 4 Vadernas längd (från knävecket till fotsolan)
- 5 Höfternas bredd (avståndet mellan de mest utstickande punkterna)



I fall det hos brukaren förekommer pucklar på ryggen skall även dessa mätas ordentligt.

- 1 Ländryggens längd
- 2 Puckelns längd mätt från axlarna till dess nedersta kant
- 3 Kroppens längd från sitsen till toppen av huvudet

Ange om puckeln förekommer på vänster- eller högersida av ryggen.



ANVÄNDAROMDÖMEN

“

Jag besökte personligen Comfort-butiken i Poznan, Polen, för att se och köpa en barnvagn till mitt funktionsnedsatta barn med cerebral pares och som inte kan gå själv. Jag fick välja bland flera alternativ anpassade till min sons behov. Till slut valde jag modellen Comfort (storlek 5). Jag fick hjälp av Laura som stöttade mig under hela processen. Jag är väldigt nöjd med valet av sittvagn!. Jag rekommenderar den varmt.

Anshul, pappa till Ansh

“

Vår son Hubert har alltid behövt en sittvagn. I dag är han 30 år gammal. Vi använde vi en annan vagn än av märket Comfort endast en gång under alla åren. Vi är supernöjda med vårt val. Vagnarna som ni erbjuder är mycket bekväma, allt med dem är precis som det skal. Min son älskar sin sittvagn och har vant sig vid den så mycket att de har blivit en självklar duo! Vi tänker aldrig byta Comfort-vagnen till en annan. Den är perfekt och vi kan bara hålla helt med.

Hanna, Huberts mamma

“

Vi har använt sittvagnar av märket Comfort sedan Aleksander var liten och gick på dagis. Under en tid testade vi olika barnvagnar för att välja den mest lämpliga för honom. Efter årens erfarenheter återgår vi dock gärna till Comfort-sittvagnen igen. Vi är 100 % övertygade att detta är det bästa valet. Efter 20 år återvänder vi alltså till er nu och vill använda endast er sittvagn framöver!

Aleksandra

“

Comfort-sittvagnen är en av de bästa vagnarna vi någonsin testat. Ni har vår fullständiga tillit och uppskattning! Behöver du en bra ssittvagn, välj det här märket!

Margaret

“

Vi har använt era rullstolar i 20 år nu och vi är jättenöjda. De är perfekta varhelst man befinner sig (på resande fot, på stranden, vandringturer i fjällen). Vår dotter är nöjd och det är det viktigaste för oss som föräldrar. Vi kan starkt rekommendera rullstolar och sittvagnar av detta märke.

Agnieszka, Anetas mamma

“

Eleverna på vår skola har använt Comfort-vagnar i flera år. De fungerar dock även utmärkt för äldre patienter vars deformationer inte låter dem sitta bekvämt i vanliga rullstolar. Antitippningsmekanismen säkerställer dessutom att vagnen inte kan vältras av patienter med kraftigt atetos.

Monika

“

Min son Olaf är en vuxen man. Jag har köpt två stycken Comfort-vagnar för att lättare kunna hantera hans vardagliga behov. Jag brukar ta honom son på promenader alldeles själv och alltid haft problem med att bära ned sittvagnen. Nu är det lättare. Jag flyttar bara på honom till den andra vagnen som redan står och väntar på oss och alla promenader blir en fröjd. Sittvagnarna uppfyller våra förväntningar, den ena används hemma och den andra utomhus när vi skall resa nånstans.

Olafs pappa Michal

“

Vi älskar att resa till fjällen och brukar alltid ta med oss vår son Krzysstof. Bara Comfort-sittvagnen passar perfekt för det här då den är så bekväm och låter oss vandra i flera timmar. Det vi bryr oss mest om med bromsen, framför allt i sluttande terräng. Vi vet att vi kan räkna med tillverkaren Marek som jag ser till att sittvagnen ska va säker och lätt att manövrera ner från en nedförsbacke. Jag litar verkligen på det här märket.

Wlodzimirz, Krzysius pappa

“

Jag måste säga att vi har varit riktigt nöjda med båda vagnarna, den äldre och den nyare modellen, men den nya är verkligen någonting annat och helt fantastiskt... Den är väldigt stabil samtidigt som den inte är klumpig och kan lätt styras. Sittvagnen är superbekväm med sina många funktioner och vad gäller de svängbara hjulen så hjälper de mig som mamma och vårdare att svänga med vagnen utan att anstränga lederna aför mycket. Jag rekommenderar den varmt, detta är den värd!

Angelika, Weronikas mamma

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland



www.comfort-reha.pl/en

+48 531 539 355

Our catalogue

