

Comfort[®]

Love. Care.
Comfort.



Katalog produktowy 2024

Wygodne specjalistyczne wózki rehabilitacyjne wytchnieniowe dla dzieci i dorosłych

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.



O FIRMIE

Jesteśmy polską firmą, która od 35 lat projektuje i produkuje specjalistyczne wózki rehabilitacyjne Comfort przeznaczone dla dzieci i dorosłych dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) lub innymi schorzeniami powodującymi porażenia i niedowład kończynowe.

PODSTAWOWĄ ZASADĄ JAKĄ SIĘ KIERUJEMY, JEST ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Zwracamy przy tym szczególną uwagę na konieczność zachowania prawidłowej postawy ciała w wózku, zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest układ przedsiódkowy oraz proprioceptywny dla rozwoju pacjenta.

Lata doświadczeń oraz tysiące użytkowników na całym świecie, pozwoliły nam stworzyć produkt super wygodny, bezpieczny, niezawodny i funkcjonalny.

Wózki Comfort w znaczący sposób poprawiają komfort życia dzieci, młodzieży, dorosłych i ich opiekunów.

NASZE WÓZKI ZAREJESTROWANE SĄ W URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH.

W 2005 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością **ISO 9001:2000**, co pozwala nam zachować najwyższe standardy produkcji i obsługi klientów.

Naszym celem jest zapewnienie komfortu naszym pacjentom, w każdym obszarze ich życia, dlatego aktywnie wspieramy fundacje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z przyjętą w naszej firmie strategią CSR angażujemy się w liczne projekty mające na celu zapewnienie wsparcia i niesienie pomocy osobom z wieloraką i złożoną niepełnosprawnością.



CECHY WÓZKÓW COMFORT



Wygoda

Wszystkie opinie o wózkach Comfort mówią, iż są one **bardzo wygodne dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych**. Wielu opiekunów nazywa je wytchnieniowymi.

Obsługa wózka Comfort jest prosta. **Nie ma skomplikowanych mechanizmów**, które mogą się zepsuć.



Niezawodność

40-letnie doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i produkcji wózków specjalistycznych wytchnieniowych pozwala nam być pewnym ich jakości i dlatego oferujemy **25 lat gwarancji** na ramę.

Aby wózki Comfort były niezawodne **nie stosujemy przy ich produkcji pękających plastikowych elementów**. Wybieramy stopy metali - cięższe i gwarantujące niezawodność.



Wsparcie

Konfigurator wózka Comfort pomoże Tobie wybrać **optymalny model z odpowiednim wyposażeniem**.

Doradzimy Tobie, co i jak powinieneś zrobić, aby dostać **maksymalne dostępne dofinansowanie**. Przeprowadzimy **serwis** lub **naprawimy Twój wózek** na gwarancji i po niej w ciągu kilku dni.



Indywidualność

Potrzebujesz dodatkową **półkę pod ssak lub respirator**? Przygotujemy ją do Twojego wózka w ramach indywidualnego projektu wózka Comfort. Potrzebujesz specjalnie **wyprofilowanej tapicerki pod garb**? Przygotujemy taką. Twoje dziecko potrzebuje klina **separującego nogi w części kolanowo-kostkowej**? Zrobimy taki.



Bezpieczeństwo

Konstrukcja i wyważenie wózka Comfort gwarantują **stabilność i bezpieczeństwo użytkownika**. Jeśli potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia antyprzechyłowego - dodamy je do konfiguracji wózka.

Specjalne opony dętkowe stosowane w wózkach Comfort razem z dwupunktowymi hamulcami, gwarantują zatrzymanie wózka na parkiecie i w terenie oraz **bezpieczne unieruchomienie go**.



Funkcjonalność

Optymalna konstrukcja wózka pozwala po złożeniu zmieścić go w **mniejszym bagażniku, niż mogło by się wydawać**.

Optymalna konstrukcja wózka Comfort oraz skrętne koła pozwalają na **swobodne poruszanie się w małych pomieszczeniach oraz w terenie**, w którym chcesz spędzać czas.

Opcja pozycji leżącej jest dostępna dla wózków Comfort w rozmiarach [1], [3], [4] i [5]. Opcja półleżąca (leżakowa) w pozostałych rozmiarach. Konstrukcja wózka gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo każdej pozycji.

Podwójna tapicerka pozwalająca na korzystanie z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do czyszczenia. Wykorzystujemy materiały, które dają się łatwo czyścić.

Wózki Comfort **pozwalają usiąść dziecku wygodnie przy stole** (dotyczy wózków w rozmiarach [1], [3], [4], [5] na kołach stałych i skrętnych).

Możesz wybrać **kilkanaście dodatkowych elementów** wyposażenia przydatnych w korzystaniu z wózka.

Dużo spacerujesz, mieszkasz w górach - mamy super rozwiązanie. Do wózka Comfort można podłączyć **elektryczne wspomaganie prowadzenia**.



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY COMFORT DLA DZIECI

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, specjalny wózek inwalidzki dla dzieci zapewniający komfort i mobilność każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach.



GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę nawet w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Odciążuje pozytywnie na propriocepcję.

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu oddziałując pozytywnie na propriocepcję.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując ustawienie kolan bez nadmiernego ucisku punktowego.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka w poziomie i pionie w zależności od potrzeb użytkownika.

SKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ LUB LEŻAKOWĄ

Płynne ustawienie kąta oparcia do pozycji leżącej jako opcja.

WYGODNE PASY

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, miednicy, klatki piersiowej w zależności od potrzeb użytkownika.

TAPICERKA

Wykonana z materiału dającego się łatwo czyścić.

MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO PODJECHANIA DO STOŁU

Konstrukcja wózka pozwalająca osiąść dziecku wygodnie przy stole (dla wybranych modeli).

KOŁA PEŁNE

Koła pełne stosowane w najmniejszych wózkach gwarantują pełną bezobsługowość.



Dostępne kolory



WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY COMFORT DLA DOROSŁYCH

Wygodny, bezpieczny, niezawodny, funkcjonalny, w pełni ergonomiczny, specjalny wózek inwalidzki dla dorosłych zapewniający komfort i mobilność każdego dnia. Idealny jako wózek wytchnieniowy i spacerowy do poruszania się po mieście, w terenie jak i w pomieszczeniach.



GŁĘBOKI REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Stabilizuje poprawny układ szyi i głowy przy wiotkości mięśni karku lub przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych.

SPECJALNY PROFIL SIEDZISKA

Gwarantuje stabilizację oraz bardzo dużą wygodę, nawet w trakcie wielogodzinnego pobytu w wózku. Oddziałuje pozytywnie na propriocepcję.

PELOTY STABILIZUJĄCE

Umożliwiają stabilizację korpusu oddziałując pozytywnie na propriocepcję.

KLIN ABDUKCYJNY

Odwodzi kończyny dolne, delikatnie korygując ustawienie kolan bez nadmiernego ucisku punktowego.

REGULOWANY PODNÓŻEK

Łatwe dostosowanie ustawienia podnóżka w poziomie i pionie w zależności od potrzeb użytkownika.

SKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Ułatwiają prowadzenie wózka, manewrowanie nim, szczególnie w wąskich i ciasnych pomieszczeniach oraz w terenie.

OPARCIE Z OPCJĄ LEŻĄCĄ LUB LEŻAKOWĄ

Możliwość płynnego ustawienia kąta oparcia do pozycji leżącej jako opcja.

WYGODNE PASY

Pasy pozwalające na stabilizację kończyn dolnych, miednicy, klatki piersiowej w zależności od potrzeb użytkownika.

PODWÓJNA TAPICERKA

Pozwala na korzystanie z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do czyszczenia.

NAWET DLA BARDZO DUŻYCH PACJENTÓW

Specjalna konstrukcja wózka pozwala na bezpieczny transport pacjentów o wadze aż do 130 kg.

KOŁA PNEUMATYCZNE

Opony dętkowe z dwupunktowymi hamulcami gwarantują zatrzymanie wózka na parkiecie i w terenie oraz bezpieczne unieruchomienie go.



Dostępne kolory



Comfort®

PRODUKTY SPECJALNE I PERSONALIZOWANE

Własny dział rozwoju produktu oraz całkowicie własna produkcja pozwala nam na projektowanie, konstruowanie i produkowanie wózków specjalistycznych oraz bardzo mocno presonalizowanych.

Comfort Coala

POCHYLANE OPARCIE

Oparcie siedziska działające w zakresie 150° - 180°

DEMONTOWALNE SIEDZISKO

Specjalna konstrukcja wózka pozwalająca na pełen demontaż siedziska

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

Uchwyty pozwalające na przenoszenie siedziska

ROZKŁADANE NOGI

Chowane nogi stabilizujące wózek w trakcie postoju

DODATKOWE PÓŁKI

Półki na niezbędne urządzenia, np. respirator, ssak, itp



Comfort wersje specjalne personalizowane

PODWYŻSZONE PODŁOKIETNIKI

Pojedyncze lub podwójne podwyższone podłokietniki dostosowane do potrzeb pacjenta

OPARCIE DOSTOSOWANE DO GARBU

Oparcie dostosowane do garbu indywidualnie dopasowane do kształtu pleców

DODATKOWE PÓŁKI

Półki spodnie na niezbędne urządzenia, np. respirator, ssak, itp

DODATKOWE PÓŁKI

Półka tylna na niezbędne urządzenia, np. respirator, ssak, itp


ZABEZPIECZENIE ANTYPRZECHYŁOWE

Zabezpiecza przed nadmiernym przechyłem wózka do tyłu w trakcie postoju



COMFORT TRIP

Wybrane modele wózka Comfort w wersji TRIP przeszły pozytywnie testy dynamiczne według normy ISO 7176-19:2022*. Oznacza to, iż wybrane modele wózka Comfort w wersji TRIP posiadają dodatkowe cechy zapewniający podwyższony poziom zabezpieczenia użytkownika i bezpieczeństwa innych użytkowników podczas przemieszczania się z nimi w pojeździe silnikowym.



SPECJALNA KONSTRUKCJA RAMY WÓZKA



SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRIP

PUNKTY MOCOWANIA PASÓW
4-PUNKTOWYCH MOCUJĄCYCH WÓZEK
DO KONSTRUKCJI POJAZDU

* Wymagania normy ISO 7176-19:2022 dotyczą wózków inwalidzkich, zaprojektowanych tak, aby mogły być zabezpieczone dowolnym rodzajem mocowania zgodnie z ISO 10542-1 lub z jakąkolwiek inną odpowiednią częścią ISO 10542.

Dostępne kolory




Comfort®

TABELA PORÓWNAWCZA



Przeznaczenie wózka	Wózki dziecięce					Wózki dla dorosłych					Coala
	Baby [1]	Comfort [3]	Comfort [4]	Comfort [5]	Comfort [6]	Comfort [6+]	Comfort [7]	Comfort [8]			
Orientacyjny wiek pacjenta	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	od 14	od 14	od 14	od 14	od 14		
Max waga pacjenta [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130	75		
Wzrost pacjenta [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180	150		
Parametry wózka											
Szerokość siedziska [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5	45		
Długość / głębokość siedziska [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48	100		
Wysokość oparcia [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83	40		
Max kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]	do 130°/150°	do 135°/150°	do 130°/145°	do 135°/150°	do 130°/135°	do 130°/135°	do 130°/135°	do 130°	do 180°		
Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5	-		
Max kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]	110°-155°	110° - 145°	100° - 135°	95° - 135°	100° - 140°	95° - 150°	90° - 130°	90° - 130°	-		
Przybliżona masa wózka [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32	39		
Gabaryty wózka po złożeniu (dł x szer x wys) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54	150 x 58 x 20		
Gabaryty wózka po rozłożeniu (dł x szer x wys) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95	170 x 78 x 90		

WYPOSAŻENIE



Koła stałe

-
(Nr kat.: ST)



Pasy bezpieczeństwa

-
(Nr kat.: ACPASBEZPR)



Podwójna tapicerka

-
(Nr kat.: ACTAPW)



Barierka

-
(Nr kat.: ACBAR)



Klin międzyudowy

(abdukcyjny)
(Nr kat.: ACKLIN)



Torba pod wózkiem


-
(Nr kat.: ACTORPWW)



Zagłówek

-
(Nr kat.: ACZAG)

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE



Przednie koła skrętne

Dla wszystkich modeli
(Nr kat.: SK1)



Regulowana rączka

Dostosowanie do wzrostu opiekuna
(Nr kat.: RŁ)



Oparcie dost. do garbu

Indywidualne dopasowanie do kształtu pleców
(Nr kat.: ACTAPG)



Zabezpieczenie antyprzechyłowe

(Nr kat.: ACUPP)



Oparcie odchylane do pozycji leżącej lub leżakowej

(Nr kat.: OL)



Podłokietniki podwyższone

Stabilizują tułów
(Nr kat.: PP)

AKCESORIA DODATKOWE



Daszek
(Nr kat.: ACDASZ)



Budka z fartuszkiem
Ochrona przed wiatrem,
deszczem i słońcem
(Nr kat.: BUDA)



Pelerynka
Ochrona przed wiatrem
i deszczem
(Nr kat.: ACPEL)



Śpiwór
Doskonały na chłody
(Nr kat.: ACŚPI)



Parasolka
Chroni przed słońcem
(Nr kat.: PARASOL.KOL.)



Stolik
Ułatwia zabawę i spoż. posiłków
(Nr kat.: ACSTOL)



Torba na rączkę
Mocowana do rączki
(Nr kat.: TORBA.KOL.)



Ochroniacze na rączkę
Pełna osłona metalowych części
(Nr kat.: ACOCHRAC)



Pasy na łydki
Przytrzymują łydki
(Nr kat.: ACPASŁ)



**Elektryczne wspomaganie
prowadzenia**
Ułatwia prowadzenie wózka
(Nr kat.: WPR20)



Pasy udowe
Mogą zastąpić klin między-
udowy
(Nr kat.: ACPASU)



Poduszki boczne
Wkład reg. szerokość
siedziska
(Nr kat.: ACPODUB)



Podpórki lędźwiowe
Stabilizuje korpus
(Nr kat.: ACPODPL)



Poduszka lędźwiowa
Stabilizuje lędźwiowy odc.
kręgosłupa
(Nr kat.: ACPODUL)



Poduszka na siedzenie
-
(Nr kat.: ACPODUS)



Tapicerka wierzchnia
Do wymiany po zużyciu
(Nr kat.: ACTAPW)



Ochroniacz na podnózek
Amortyzacja i wygoda
(Nr kat.: ACOCHPOD)



Pasy na kostki
Przytrzymują kostki
(Nr kat.: ACPASK)



Pasy na stopy
Przytrzymują stopy
(Nr kat.: ACPASS)



Podnośnik Helios 150
Ułatwia przenoszenie pacjenta
(Nr kat.: PHEL)

INFORMACJE DODATKOWE

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej biblioteki mediów oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.



YouTube

Kanał prezentujący materiały filmowe Comfort.

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Profil marki informujący o nowościach produktowych, o aktualnych aktywnościach firmy oraz działaniach charytatywnych.

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram


Wizerunkowy profil pokazujący użytkowanie wózków, zastosowanie akcesoriów i rozwiązań funkcjonalnych.

instagram.com/comfortpolska



TABELA POMIAROWA



Jak prawidłowo dokonać pomiaru Użytkownika? W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru wózka, należy wykonać pomiar Użytkownika.



Kluczowe wymiary:

- 1 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 2 Długość korpusu od siedzenia do ramion
- 3 Długość korpusu od pleców do dołka podkolanowego
- 4 Długość goleni (od dołka podkolanowego do podszwy)
- 5 Biodra (odległość między najszerszymi miejscami)

W przypadku występowania garbu konieczne są dodatkowe pomiary:



- 1 Długość odcinka lędźwiowego
- 2 Długość garbu od ramion do końca jego występowania
- 3 Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
- 4L Szerokość garbu na lewo od osi ciała
- 4P Szerokość garbu na prawo od osi ciała
- 5 Długość pomiędzy siedzeniem, a szczytem garbu
- 6 Szerokość korpusu od frontu klatki piersiowej do końca garbu

PROCEDURA POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PCPR/MOPR

Jeśli dopłata do wózka inwalidzkiego przekracza Twoje możliwości – możesz starać się o dodatkowe dofinansowanie:

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wspiera mieszkańców powiatów.

MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspiera mieszkańców miast.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe. Należy posiadać:

- WNIOSEK NFZ na wózek specjalny potwierdzony przez NFZ na kwotę **3000 zł** (dla dzieci), **4000 zł** (dla dorosłych)
- Nieprzekraczalne kryteria dochodowe (miesięczne) ustalone kwartalnie przez PFRON (PCPR/MOPR).

Wielkość dofinansowania:

Do 150% kwoty refundacji czyli 4500 zł lub 6000 zł.

Zatem pacjent może starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 3000 zł (NFZ) + 4500 zł (PCPR/MOPR) = 7500 zł lub Zatem pacjent może starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 4000 zł (NFZ) + 6000 zł (PCPR/MOPR) = 10000 zł.

Jeśli pacjent posiada wniosek ZN47 lub ZND47 i NFZ zrefunduje wózek nawet kilka razy do roku, to w teorii PCPR i MOPR mogą również kilka razy wspierać dopłatę dla pacjenta.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony wniosek na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych (do pobrania ze strony MOPRU/PCPRU)
- Ksero orzeczenia o niepełnosprawności
- Faktura na zakup wózka (bądź proforma)
- Zlecenie NFZ na refundację wózka - wydrukowane i potwierdzone

Ważne: Wnioski należy składać w ośrodku w miejscu zamieszkania i pobierać formularze indywidualne dla danego ośrodka.

Aby otrzymać refundację, należy udać się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie:

Ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Lekarz neurochirurgii lub neurotraumatologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii, lekarz reumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, lekarz rehabilitacji lub lekarz rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Pacjent lub jego opiekun prawny może w każdej chwili wystąpić o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, (przykładowo, kilka razy w roku) bez zachowania terminu użytkowania wózka, jeśli pacjent posiada specjalne uprawnienia tj.:

- 1) zlecenie potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób od 16 roku życia (Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)
- 2) zlecenie potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób poniżej 18 roku życia (zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860) i zlecenia potwierdzone kodem 47 ZND dla osób poniżej 16 roku życia na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)"
- 3) w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przed realizacją musi być potwierdzone przez Oddział NFZ . Wózki są bezpłatne do limitu 3000 PLN / 4000 PLN, a różnica pomiędzy ceną a limitem może być pokryta przez Powiatowe/ Miejskie Centra Pomocy Rodzinie.

Kod	Nazwa wyrobu medycznego	Limit	Odpłatność	Okres
S.18.01 Dorośli	Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych	4000 zł	0%	raz na 4 lata*
S.20.01 Dzieci i młodzież	Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci	3000 zł	0%	raz na 3 lata*
S.18.01.N S.20.01.N Naprawy	-	1200 zł 900 zł	0%	Jednorazowo. Najwcześniej po roku od zakupu. Po upływie gwarancji.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW



Anshul rodzic Ansha

Osobiście odwiedziłem placówkę Comfort w Poznaniu w Polsce, aby zobaczyć i kupić wózek dla mojego niepełnosprawnego dziecka, które cierpi na porażenie mózgowie i nie jest w stanie samodzielnie chodzić. Przedstawiono mi wiele opcji dla potrzeb mojego syna. Wybrałem Comfort (rozmiar 5). Poznałem Laurę, która wspierała mnie podczas całego procesu. Jestem bardzo zadowolony z wyboru wózka dla mojego dziecka. Gorąco polecam wózek comfort.



Pani Hanna mama Huberta

Nasz Syn – Hubert korzysta z wózka od zawsze. Obecnie ma 30 lat. Tylko raz mieliśmy inny wózek niż Comfort. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wyboru. Wózek z Państwa firmy jest bardzo wygodny, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Syn tak pokochał swój wózek, przyzwyczał się tak, jakby tworzyli jeden duet – nie chcemy zmieniać wózka na inny. Comfort jest idealny a my całkowicie to potwierdzamy.



Angelika mama Weroniki

Powiem szczerze, że jesteśmy zadowoleni z jednego i drugiego z pierwszej i z drugiej wersji wózka, ale ten drugi jest bez porównania... Bardzo stabilny a jednocześnie delikatny. Łatwy w prowadzeniu. Wygodny, ma wiele funkcji, a jeśli chodzi o skrętne koła, to dla mnie osobiście jako opiekuna. Czyli mamy jest wygodniejszy bo można nie naciskając wózka na skręt oszczędzić swoje Stawy. Osobiście mogę polecić jest tego wart.



Tata Olafa, MICHAŁ

Mój syn, Olaf to dorosły człowiek. Zakupiłem dwa wózki Comfort, aby móc lepiej radzić sobie z codziennymi potrzebami. Sam wyprowadzam syna z mieszkania, następnie musiałem dźwigać wózek a teraz jest mi łatwiej. Przenoszę chłopaka, wózek czeka, wyjeżdżamy z radością. Wózek spełnia nasze oczekiwania, jeden model do domu a drugi na wyjazdy.



Włodzimierz tata Krzysia

Lubimy podróżować po górach, zabieramy naszego syna – Krzysztofa. Tylko wózek Comfort idealny, wygodny, zapewnia długotrwałe spacery. Hamulec jest niezmiernie ważny, zwłaszcza w naszym górzystym terenie. Wiem, że możemy liczyć na pana Marka, który robi co może, aby wózek był łatwy w sprowadzaniu z górki. Wierzę w możliwości firmy Comfort.



Pani Aleksandra

Od przedszkola, gdy Aleksander był malutki mieliśmy już wózek od Państwa firmy – Comfort. Przez jakiś czas zmienialiśmy wózki dla Olka, aby wybrać najbardziej odpowiedni. Przez lata doświadczeń, wracamy z przyjemnością do wózka firmy Comfort. To najlepszy wybór, jesteśmy 100% przekonani. Wracamy po 20 latach, aby mieć znowu już tylko na zawsze wózek Comfort!



Pani Agnieszka mama Anety

Korzystamy z państwa wózków od około 20 lat, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wózki sprawdzają się w wielu różnych sytuacjach (podczas podróży, na plaży, podczas górskich spacerów jak i okolicach) Nasza córka jest zadowolona, a dla nas rodziców to jest najważniejsze. Z całą przyjemnością polecamy wózki państwa firmy.



Pani Monika

Z wózków „Komfort” uczniowie naszej szkole korzystają od lat. Świetnie sprawdzają się dla starszych osób, których deformacje nie pozwalają na pozycjonowanie w innych wózkach. Plusem jest mechanizm antyprzechyłowy, który zabezpiecza przed przewróceniem wózka przez osoby z silną atetozą.



Pani Małgorzata

Wózek Comfort to jeden z najlepszych jakie do tej pory mieliśmy. Darzymy Was dużym zaufaniem i mamy dobre zdanie. Jeśli wózek to z Comfort!

Love. Care. Comfort.

Comfort[®]

WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43

60-116 Poznań

tel. +48 61 863 85 61

biuro@comfort-reha.pl

www.comfort-reha.pl



www.comfort-reha.pl

+48 531 539 355

Katalog do pobrania



Wózek inwalidzki specjalny Comfort. Przeznaczony do przemieszczania dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się. Wózek wymaga prowadzenia przez opiekuna.