

Comfort[®]

Love. Care.
Comfort.



Produktkatalog 2025

Komfortable Spezial-Rehawagen zum Entspannen für Kinder und Erwachsene

Dit is een medisch hulpmiddel. Gebruik volgens de gebruiksaanwijzing of het etiket.



UNSER UNTERNEHMEN

Wir sind ein polnisches Unternehmen, das seit über 35 Jahren "Comfort" Spezial-Rehawagen für Kinder und Erwachsene mit Cerebralparese (CP), Spinaler Muskelatrophie (SMA) oder anderen Lähmungen und Paresen der Gliedmaßen entwickelt und herstellt.

UNSER GRUNDPRINZIP IST ES, AUF DIE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN EINZUGEHEN.

Dabei achten wir besonders auf eine korrekte Körperhaltung in dem Wagen, da wir wissen, wie wichtig das vestibuläre und propriozeptive System für die Entwicklung der Patienten ist.

Jahrelange Erfahrung und Tausende von Nutzern auf der ganzen Welt haben es uns ermöglicht, ein Produkt zu entwickeln, das sehr bequem, sicher, zuverlässig und funktionell ist.

Comfort-Rehawagen verbessern die Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und ihren Betreuern erheblich.

UNSERE REHAWAGEN SIND BEIM AMT FÜR DIE REGISTRIERUNG VON ARZNEIMITTELN, MEDIZINPRODUKTEN UND

Im Jahr 2005 haben wir das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 eingeführt, um die höchsten Standards in der Produktion und im Service zu dokumentieren.

Unser Ziel ist es, unseren Patienten Komfort in allen Bereichen ihres Lebens zu gewährleisten. Deshalb unterstützen wir aktiv Stiftungen, die Menschen mit Behinderungen helfen.

Im Rahmen der CSR-Strategie unseres Unternehmens engagieren wir uns in zahlreichen Projekten zur Unterstützung und Betreuung von Menschen mit komplexen Mehrfachbehinderungen.



MERKMALE DER COMFORT-REHAWAGEN



Komfort

In allen Erfahrungsberichten über Comfort-Rehawagen heißt es, dass sie sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene sehr bequem sind. Viele Betreuer bezeichnen den Comfort-Rehawagen als „perfekt zum Entspannen.“

Das Besondere an den Comfort-Rehawagen ist ihre einfache Handhabung. Es gibt keine komplizierten Mechanismen, die versagen können.



Zuverlässig

Wir greifen auf über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Spezial-Rehawagen zurück. Aus dem Grund können wir auf die Qualität unserer Wagen bauen und bieten 25 Jahre Garantie für den Rahmen.

Um die Zuverlässigkeit der Comfort-Wagen zu gewährleisten, verwenden wir bei ihrer Herstellung keine brüchigen Kunststoffteile. Wir entschieden uns für stärkere und zuverlässigere Metalllegierungen.



Unterstützung

Der Konfigurator für Comfort-Wagen hilft Ihnen bei der Auswahl des optimalen Modells mit der passenden Ausstattung.

Wir beraten Sie darüber, was Sie tun müssen, um den maximal verfügbaren Kostenzuschuss zu erhalten. Wir warten oder reparieren Ihren Wagen im Rahmen der Garantie und nach der Garantiezeit innerhalb weniger Tage.



Individuell anpassbar

Benötigen Sie eine zusätzliche Ablage für ein Absauggerät oder ein Beatmungsgerät? Wir fertigen eine Ablageplatte für Ihren Comfort-Wagen im Rahmen eines individuellen Projekts. Benötigen Sie eine speziell geformte Polsterung für Buckel-Leiden? Wir fertigen diese für Sie. Ihr Kind braucht einen Abduktionsblock für Unterschenkel? Wir fertigen auch diesen gerne für Sie.



Sicherheit

Der Aufbau und der Gewichtsausgleich des Comfort-Wagens garantieren Stabilität und Nutzungssicherheit. Wenn Sie einen zusätzlichen Kippschutz benötigen, fügen wir diesen der Wagenkonfiguration hinzu.

Spezielle Schlauchreifen der Comfort-Wagen sorgen zusammen mit den Zweipunktbremsen dafür, dass der Wagen auf dem Fußboden und draußen im Freien sicher geführt werden kann und zum Stehen kommt.



Funktionalität

Durch seinen optimierten Aufbau passt der Wagen zusammengeklappt in einen kleineren Auto-Kofferraum als Sie vielleicht denken.

Der Comfort-Wagen lässt sich durch seinen optimierten Aufbau und die schwenkbaren Räder auch in engen Räumen und auf dem Gelände, wo man Zeit verbringen möchte, problemlos führen.

Die Option der Liegeposition ist für Comfort-Wagen der Größen [1], [2], [3], [4] und [5] erhältlich. Die Option der Halbliege-Position (Relaxposition) ist in den anderen Größen erhältlich. Der Aufbau des Wagens garantiert Stabilität und Sicherheit in jeder Position.

Auch wenn der Bezug mal gewaschen werden muss, kann der Wagen dank doppelter Polsterung weiterhin benutzt werden. Wir verwenden pflegeleichte Stoffe.

Die Comfort-Wagen ermöglichen es dem Kind, bequem am Tisch zu sitzen (gilt für Wagen der Größen [1], [2], [3], [4], [5] auf festen und schwenkbaren Rädern).

Zur Auswahl stehen mehrere zusätzliche Ausstattungselemente, die für die Benutzung des Wagens nützlich sind.

Sie gehen gerne viel spazieren, Sie leben in den Bergen? Wir haben eine sehr gute Lösung für Sie: Eine elektrische Fahrunterstützung. Diese kann bequem an die Comfort-Rehawagen angeschlossen werden.



COMFORT SPEZIAL-REHAWAGEN FÜR KINDER

Komfortabler, sicherer, zuverlässiger, funktioneller, voll ergonomischer Spezial-Rehawagen für Kinder – gewährleistet Komfort und Mobilität im Alltag. Ideal als Rehawagen zum Entspannen für Unternehmungen im Freien und in Innenräumen.



Verstellbare Tiefe der Kopfstütze

Stabilisiert die korrekte Nacken- und Kopfhaltung bei Erschlaffung der Nackenmuskulatur oder bei chronischen degenerativen Veränderungen.

Speziell geformtes Sitzprofil

Garantiert Stabilität und ein sehr hohes Maß an Komfort auch bei langem Sitzen im Rehawagen. Wirkt sich positiv auf die Propriozeption aus.

Stabilisierungspelotten

Ermöglichen eine Stabilisierung des Oberkörpers und haben einen positiven Einfluss auf die Propriozeption.

Abduktionsblock

Drückt die Knie vorsichtig nach außen und korrigiert so sanft die Ausrichtung der Knie ohne übermäßige Druckstellen.

Verstellbare Fußstütze

Die horizontale und vertikale Positionierung der Fußstütze lässt sich leicht an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

Schwenkbare Vorderräder

Sie erleichtern das Lenken und Manövrieren des Rehawagens, insbesondere in kleinen und beengten Räumen und im Freien.

Rückenlehne mit Liege- oder Halbliegeoption

Stufenlos verstellbare Winkelneigung bis zur Liegeposition als Option.

Bequeme Gurte

Zur Stabilisierung der unteren Extremitäten, des Beckens und des Thorax je nach den Bedürfnissen des Benutzers.

Polsterung

Hergestellt aus leicht zu reinigendem Material.

Möglichkeit, bequem an den Tisch heranzufahren

Der Wagen ist so konstruiert, dass ein Kind bequem am Tisch sitzen kann (gilt für ausgewählte Modelle).

Vollgummireifen

Vollgummireifen werden bei den kleinsten Wagen eingesetzt und sind wartungsfrei.



Verfügbare Farben



COMFORT SPEZIAL-REHAWAGEN FÜR ERWACHSENE

Komfortabler, sicherer, zuverlässiger, funktioneller, voll ergonomischer Spezial-Rehawagen für Erwachsene – gewährleistet Komfort und Mobilität im Alltag. Ideal als Rehawagen zum Entspannen für Unternehmungen im Freien und in Innenräumen.



Verstellbare Tiefe der Kopfstütze

Stabilisiert die korrekte Nacken- und Kopfhaltung bei Erschlaffung der Nackenmuskulatur oder bei chronischen degenerativen Veränderungen.

Speziell geformtes Sitzprofil

Garantiert Stabilität und ein sehr hohes Maß an Komfort auch bei langem Sitzen im Rehawagen. Wirkt sich positiv auf die Propriozeption aus.

Stabilisierungspelotten

Ermöglichen eine Stabilisierung des Oberkörpers und haben einen positiven Einfluss auf die Propriozeption.

Abduktionsblock

Drückt die Knie vorsichtig nach außen und korrigiert so sanft die Ausrichtung der Knie ohne übermäßige Druckstellen.

Verstellbare Fußstütze

Die horizontale und vertikale Positionierung der Fußstütze lässt sich leicht an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

Schwenkbare Vorderräder

Sie erleichtern das Lenken und Manövrieren des Rehawagens, insbesondere in kleinen und beengten Räumen und im Freien.

Rückenlehne mit Liege- oder Halbliegeoption

Stufenlos verstellbare Winkelneigung bis zur Liegeposition als Option

Bequeme Gurte

Zur Stabilisierung der unteren Extremitäten, des Beckens und des Thorax je nach den Bedürfnissen des Benutzers.

Doppelte Polsterung

Auch wenn der Bezug mal gewaschen werden muss, kann der Wagen weiterhin benutzt werden.

Auch für sehr große Patienten

Die Wagenkonstruktion ist für einen sicheren Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 130 kg geeignet.

Schlauchreifen

Hochwertige Schlauchreifen mit Zweipunktbremsen sorgen dafür, dass der Wagen auf dem Fußboden und draußen im Freien sicher geführt werden kann und zum Stehen kommt.



Verfügbare Farben



SPEZIALPRODUKTE UND MASSANFERTIGUNGEN

Dank unserer hauseigenen Entwicklung und Produktion können wir Spezialprodukte und Maßanfertigungen zu attraktiven Preisen anbieten.

Comfort Coala

VERSTELLBARE RÜCKENLEHNE

Sitzlehnenverstellung von 150° - 180°

ABNEHMBARER SITZ

Spezieller Aufbau des Wagens ermöglicht eine vollständige Demontage des Sitzes

TRAGEGRIFFE

Griffe zum Tragen des Sitzes

AUSZIEHBARE STÜTZEN

Einklappbare Stützen stabilisieren den Wagen im Stillstand

ZUSÄTZLICHE ABLAGEFLÄCHE

Ablagen für die nötigen Geräte, wie Beatmungsgerät, Absauggerät etc.



Comfort Sonderausführung

ERHÖHTE ARMLEHNEN

Einfach oder doppelt erhöhte Armlehnen, angepasst an die Bedürfnisse des Patienten

SPEZIELL FÜR BUCKEL-LEIDEN ANGEPASSTE RÜCKENLEHNE

Rückenlehne individuell angepasst, z.B. für Buckel und andere Rückenleiden

ZUSÄTZLICHE ABLAGEFLÄCHE

Untere Ablagen für die nötigen Geräte, wie Beatmungsgerät, Absauggerät etc.

ZUSÄTZLICHE ABLAGEFLÄCHE

Zusätzliche Ablage hinten für die nötigen Geräte, wie Beatmungsgerät, Absauggerät etc.


KIPPSCHUTZ

Verhindert ein übermäßiges Kippen des Wagens nach hinten im Stillstand



COMFORT TRIP

Ausgewählte Modelle des Comfort-Rehawagens in der TRIP-Version haben die dynamischen Tests gemäß der Norm ISO 7176-19:2022* erfolgreich bestanden. Das bedeutet, dass ausgewählte Modelle des Comfort-Rehawagens in der TRIP-Version zusätzliche Eigenschaften haben, die ein höheres Maß an Sicherheit sowohl für den Benutzer selbst als auch für andere Personen gewährleisten, die in einem Fahrzeug mitfahren.



SPEZIELLE RAHMENKONSTRUKTION



TRIP-SICHERHEITSSYSTEM

BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR 4-PUNKT-GURTE,
MIT DENEN DER REHAWAGEN AM FAHRZEUG
BEFESTIGT WIRD

*Die Anforderungen der Norm ISO 7176-19:2022 gelten für Rollstühle, die so konstruiert sind, dass sie mit jeder Art von Befestigung gemäß ISO 10542-1 oder einem anderen geeigneten Teil der ISO 10542 gesichert werden können.

Verfügbare Farben



Comfort®

VERGLEICHSTABELLE



Verwendungszweck des Rollstuhls	Kinderrollstühle				Rollstühle für Erwachsene				Coala	
	Baby [1]	Comfort [3]	Comfort [4]	Comfort [5]	Comfort [6]	Comfort [6+]	Comfort [7]	Comfort [8]		
Ungefährtes Patientenalter	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	ab 14	ab 14	ab 14	ab 14	ab 14	
Maximales Patientengewicht [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130	75	
Körpergröße des Patienten [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180	150	
Reha-Buggy-Parameter										
Sitzbreite [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5	45	
Sitztiefe [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48	100	
Rückenhöhe [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83	40	
Maximaler Neigungswinkel der Rückenlehne zum Sitz	bis zu 130°/150°	bis zu 135°/150°	bis zu 130°/145°	bis zu 135°/150°	bis zu 120°/140°	bis zu 120°/140°	bis zu 120°/140°	bis zu 120°/140°	bis zu 180°	
Höhenverstellbereich der Fußstütze zum Sitz	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5	-	
Max footrest opening angle in relation to the seat [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°	-	
Ungefährtes Rollstuhlgewicht [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32	39	
Rollstuhlmaße im zusammengeklappten Zustand (L x B x H) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122x78 x95	150 x 58 x 20	
Rollstuhlmaße im ausgeklappten Zustand (L x B x H)	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148x78 x95	170 x 78 x 90	

AUSSTATTUNG



Räder fest
-
(Kat.-Nr.: ST)



Sicherheitsgurte
-
(Kat.-Nr.: ACPASBEZPR)



Doppelte Polsterung
-
(Kat.-Nr.: ACTAPW)



Handbogen
-
(Kat.-Nr.: ACBAR)



Abduktionsblock (zwischen Oberschenkeln)
(Kat.-Nr.: ACKLIN)



Ablagetasche unter dem Sitz
-
(Kat.-Nr.: ACTORPWW)



Kopfstütze
-
(Kat.-Nr.: ACZAG)

FUNKTIONALE LÖSUNGEN



Vollgummiräder schwenkbar
-
(Kat.-Nr.: SK1)



Verstellbarer Schiebegriff
Anpassbar an die Körpergröße der Pflegeperson
(Kat.-Nr.: RŁ)



Speziell für Buckel-Leiden angepasste Rückenlehne
Individuelle Anpassung an Rückenform
(Kat.-Nr.: ACTAPG)



Kippschutz
-
(Kat.-Nr.: ACUPP)



Rückenlehne verstellbar in die Liege- oder Halbliegeposition
(Kat.-Nr.: OL)



Erhöhte Armlehnen
-
(Kat.-Nr.: PP)

ZUBEHÖR



Sonnendach
(Kat.-Nr.: ACDASZ)



Sonnendach mit Regenschutz
(Kat.-Nr.: BUDA)



Regencape
(Kat.-Nr.: ACEPL)



Schlupfsack
(Kat.-Nr.: ACŚPI)



Sonnenschirm
(Kat.-Nr.: PARASOL.KOL.)



Ablagetisch
(Kat.-Nr.: ACSTOL)



Tasche am Schiebegriff
(Kat.-Nr.: TORBA.KOL.)



Schutz für den Schiebegriff
(Kat.-Nr.: ACOHRAC)



Wadenband
(Kat.-Nr.: ACPASŁ)



Elektrische Fahrunterstützung
(Kat.-Nr.: WPR20)



Oberschenkelriemen
(Kat.-Nr.: ACPASU)



Seitenkissen
(Kat.-Nr.: ACPODUB)



Lendenwirbelstützen
(Kat.-Nr.: ACPODPL)



Lendenkissen
(Kat.-Nr.: ACPODUL)



Sitzkissen
(Kat.-Nr.: ACPODUS)



Bezug
(Kat.-Nr.: ACTAPW)



Schutz für die Fußstütze
(Kat.-Nr.: ACOCHPOD)



Knöchelriemen
(Kat.-Nr.: ACPASK)



Fußriemen
(Kat.-Nr.: ACPASS)



Lift - Helios 150
(Kat.-Nr.: PHEL)

WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie unsere elektronische Mediathek und folgen Sie uns auf den Sozialen Medien



YouTube

Kanal mit zahlreichen Videos über Comfort-Produkte.
youtube.com/@comfort-rehaspecjalistyczn2527



Facebook

Markenprofil mit Berichten über Produktneuheiten, aktuelle Unternehmensaktivitäten und Wohltätigkeitsaktivitäten.
www.facebook.com/profile.php?id=100093214837685



Instagram

Hier zeigen wir die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Rehawagen inkl. Zubehör und Sonderausstattung.
instagram.com/comfortpolska



NUTZERBEWERTUNGEN



Anshul, Elternteil von Ansh

Ich habe den Comfort Standort in Poznań (Polen) persönlich besucht, um einen Rehawagen für mein behindertes Kind, das an einer Cerebralparese leidet und nicht selbständig gehen kann, auszuwählen und zu kaufen. Man stellte mir viele Optionen vor, die den Bedürfnissen meines Sohnes entsprechen. Ich entschied mich für den Comfort-Wagen (Größe 5). Ich lernte Laura kennen, die mich während des gesamten Prozesses unterstützte. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl des Rehawagens für mein Kind. Ich kann den Comfort-Wagen nur empfehlen.



Hanna, Huberts Mutter

Unser Sohn Hubert hat schon immer einen Rehawagen benutzt. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Wir hatten bisher nur einmal einen anderen Wagen als den Comfort. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Wahl. Der Rehawagen aus Ihrem Hause ist sehr bequem. Wir können nichts kritisieren. Unser Sohn liebt seinen Wagen so sehr, dass wir uns die beiden nur noch als Duo vorstellen können – wir denken nicht mal daran, auf einen anderen Rehawagen umzusteigen. Der Comfort-Wagen ist perfekt und wir können das absolut bestätigen.



Angelika, Weronikas Mutter

Ich kann ehrlich sagen, dass wir sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Version des Rehawagens zufrieden sind, aber die zweite Version ist unvergleichbar... Sehr stabil und doch sanft, leicht zu lenken. Er ist komfortabel und hat viele Funktionen. Und was die schwenkbaren Räder angeht, ist das für mich persönlich als Pflegerin von sehr großem Vorteil: Er bietet bequemes Handling und ich kann meine Gelenke schonen, weil ich den Wagen nicht mit viel Kraft herumwuchten muss. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.



MICHAŁ, Vater von Olaf

Mein Sohn Olaf ist erwachsen. Ich habe zwei Comfort-Wagen gekauft, damit ich meinen Alltag besser bewältigen kann. Ich bringe meinen Sohn selbst aus der Wohnung. Vorher musste ich den Wagen tragen und jetzt ist es viel einfacher für mich. Ich trage den Jungen, der Rehawagen steht bereit, wir gehen mit Freude spazieren. Der Wagen erfüllt unsere Erwartungen, ein Modell für zu Hause und ein anderes für Ausflüge.



Włodzimierz, Vater von Krzys

Wir sind gerne in den Bergen unterwegs und nehmen unseren Sohn Krzysztof mit. Nur der Comfort-Wagen ist ideal, bequem auch für lange Spaziergänge. Die Bremse ist extrem wichtig, vor allem in unserem bergigen Terrain. Ich weiß, dass wir auf Herrn Marek zählen können, der sein Möglichstes tut, damit der Rehawagen leicht bergab zu bringen ist. Hochachtung für die tolle Arbeit von Comfort!



Aleksandra

Seit dem Kindergarten, als Alexander ein Kleinkind war, hatten wir bereits einen Rehawagen von Ihrer Firma Comfort. Einige Zeit lang haben wir die Wagen für Olek gewechselt, um den besten auszuwählen. Im Laufe der Jahre haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir gerne zum Rehawagen von Comfort zurückkehren. Er ist die beste Wahl, davon sind wir 100% überzeugt. Wir kommen nach 20 Jahren zurück, um den Comfort-Wagen für immer wieder zu haben!



Agnieszka, Mutter von Aneta

Wir benutzen Ihre Rehawagen schon seit ca. 20 Jahren und sind sehr zufrieden damit. Die Wagen haben sich in vielen unterschiedlichen Situationen bewährt (auf Reisen, am Strand, auf Bergwanderungen sowie in der Umgebung). Unsere Tochter ist glücklich und das ist für uns als Eltern das Wichtigste. Wir können Ihre Rehawagen sehr gerne weiterempfehlen.



Monika

Schüler aus unserer Schule nutzen seit Jahren „Comfort“-Rehawagen. Diese eignen sich hervorragend für ältere Personen, die aufgrund ihrer Deformitäten nicht in anderen Rollstühlen sitzen können. Ein Vorteil ist der Anti-Kipp-Mechanismus, der verhindert, dass Menschen mit schwerer Athetose den Wagen umkippen.




Małgorzata

Der Comfort-Wagen ist einer der besten, die wir bisher hatten. Wir haben viel Vertrauen in Sie und können nur positives Feedback geben! Wenn ein Rehawagen, dann nur von Comfort!

MESSTABELLE



Wie misst man den Nutzer richtig? Um die passende Rollstuhlgröße auszuwählen, muss der Nutzer vermessen werden.



Wichtige Maße:

- 1 Rumpflänge vom Sitz bis zum Scheitel
- 2 Rumpflänge vom Sitz bis zu den Schultern
- 3 Rumpflänge vom Rücken bis zur Kniekehle
- 4 Unterschenkelhöhe (von der Kniekehle bis zur Fußsohle)
- 5 Hüftbreite (Abstand zwischen den breitesten Stellen)

W przypadku występowania garbu konieczne są dodatkowe pomiary:



- 1 Lendenwirbellänge
- 2 Buckellänge von den Schultern bis zum Ende seines Verlaufs
- 3 Rumpflänge vom Sitz bis zum Scheitel
- 4L Buckelbreite links von der Körperachse
- 4P Buckelbreite rechts von der Körperachse
- 5 Länge zwischen dem Sitz und dem höchsten Punkt des Buckels
- 6 Rumpfbreite von der Vorderseite des Brustkorbs bis zum Ende des Buckels

Love. Care. Comfort.

Comfort[®]

WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43

60-116 Poznań

tel. +48 61 863 85 61

biuro@comfort-reha.pl

www.comfort-reha.pl

www.comfort-reha.eu



+48 531 539 355



Katalog zum
Herunterladen

