

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



كتالوج المنتجات.

2023

عربات Comfort متخصصة لإعادة التأهيل للأطفال والكبار

# من نحن

نحن شركة بولندية تأسست منذ ٣٥ عاما و تقوم بتصميم وتصنيع كراسي متحركة متخصصة لإعادة التأهيل المريح للأطفال والبالغين المصابين بالشلل الدماغي (CP) أو ضمور العضلات الشوكي (SMA) أو غيرها من الأمراض التي تسبب الشلل والشلل جزئي في الأطراف.

المبدأ الأساسي الذي نتبعه هو الاستجابة للاحتياجات الفردية لعملائنا.

في الوقت نفسه ، نولي اهتماما خاصا للحاجة إلى الحفاظ على وضع الجسم السليم على الكرسي المتحرك ، مدركين مدى أهمية أنظمة التوازن والحساسات الحركية لنمو المريض.

لقد سمحت لنا سنوات الخبرة و آلاف المستخدمين حول العالم بإنشاء منتج مريح للغاية وآمن وموثوق وعملي.

تعمل عربات Comfort على تحسين راحة حياة الأطفال والمراهقين والبالغين ومقدمي الرعاية بشكل كبير.

عرباتنا المخصصة لذوي الحاجات الخاصة مسجلة لدى مكاتب تسجيل المنتجات الطبية والأجهزة الطبية ومنتجات المبيدات الحيوية.

في عام ٢٠٠٥ ، قمنا بتنفيذ نظام إدارة الجودة ، ISO 9001: 2000 ، والذي يسمح لنا بالحفاظ على أعلى معايير الإنتاج وخدمة العملاء.

هدفنا هو توفير الراحة لمرضاينا في كل مجال من مجالات حياتهم ، وهذا هو السبب في أننا ندعم بنشاط المؤسسات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفقا لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات المعتمدة في شركتنا ، نشترك في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة والمعقدة.



# مميزات عربة الأطفال المريحة

## مرفق



تقول جميع الآراء حول عربات Comfort أنها مريحة جداً للأطفال والمراهقين والبالغين. كثير من الناس يسمونها فترة راحة. تشغيل عربات Comfort بسيط. لا توجد أليات معقدة قابلة للكسر.

## موثوقية



40 عاماً من الخبرة في تصميم وبناء وإنتاج عربات الراحة المتخصصة تسمح لنا بالتأكد من جودتها ، ولذلك نقدم ضماناً لمدة ٢٥ عاماً على الإطار. لحمل عربات Comfort آمنة ، لا نستخدم عناصر بلاستيكية مثسقة في إنتاجها. نختر خليط من المعادن - أثقل وأكثر ثقة وضمان.

## دعم



سيساعدك مصمم عربة Comfort Stroller على اختيار الطراز الأمثل مع المعدات المناسبة. سنقوم بتقديم الخدمات و الصيانة للعربات في فترة الضمان و في غضون أيام قليلة.

## الفردية



هل تحتاج إلى رف إضافي لمضخة شفط أو جهاز تنفس؟ سنقوم بإعداده للعربة الخاصة بك كجزء من مشروع العربات المفصلة خصيصاً. هل تحتاج إلى تجديد خاص لظهرك؟ سنقوم بتجهيزه. هل يحتاج طفلك إلى حاجز يفصل بين الساقين بداية من عظم الركبة؟ سنصنع واحدة.

## أمان



يضمن بناء وموازنة عربة Comfort التوازن وسلامة الاستخدام. إذا كنت بحاجة إلى حماية إضافية ضد الإمالة - فنضيفها إلى تكوين العربة.

تضمن إطارات الأنبوب الداخلي الخاصة المستخدمة في عربات Comfort جنباً إلى جنب مع الفرائل المزدوجة لضمان توقف العربة وإصلاحها على الطريق أو أي مكان آخر.

## وظيفته



يسمح لك التصميم الأمثل لعربة Comfort بطيها في صندوق أصغر مما تعتقد. يتيح لك التصميم الأمثل لعربة Comfort والعجلات الدوارة التحرك بحرية في الغرف وفي المناطق الصغيرة التي تريد قضاء الوقت فيها.

يتوفر خيار الوضع الأفقي للكراسي المتحركة Comfort بأحجام [١] و [٢] و [٣] و [٤] و [٥]. خيار شبه راقد (شبه مستلقي) بأحجام أخرى. يضمن تصميم العربة استقرار وسلامة في كل موضع.

تتجيد مزدوج يسمح لك باستخدام عربة Comfort حتى عندما تحتاج المفروشات العلوية إلى التنظيف. نحن نستخدم مواد سهلة التنظيف.

تسمح عربات Comfort المريحة لطفلك بالجلوس بشكل مريح على الطاولة (ينطبق على عربات الأطفال بأحجام [١] ، [٢] ، [٣] ، [٤] ، [٥] على عجلات ثابتة ودوارة).

يمكنك اختيار عشرين القطع الإضافية من المعدات المفيدة في استخدام عربة Comfort.

أنت تعيش في منزل به سلال - لدينا حل. يمكن إضافة متسلق السلال الزاحف TGR Jolly Junior إلى العربة Comfort



# كرسي متحرك مريح خاص للأطفال

كرسي متحرك آمن وموثوق وعلمي ومريح بالكامل للأطفال والكبار يوفر الراحة والتنقل كل يوم. مثالي للراحة والتنقل في جميع أنحاء المدينة، في الميدان وفي الداخل.



## مسند رأس عميق قابل للتعديل

يقوم بتثبيت الرقبة والرأس في الوضع الصحيح تحسباً لمشاكل ارتخاء عضلات الرقبة أو التغيرات التنكسية.

## مقعد مصمم خصيصاً على حسب حاجة المريض

يضمن الاستقرار والراحة العالية جداً حتى بعد ساعات طويلة من الجلوس في العربة. له تأثير إيجابي على الحس الداخلي للمريض.

## مزود بكرات معدنية صغيرة للتوازن

أنها تؤدي إلى توازن الجسم، عن طريق التأثير الإيجابي في الحس الداخلي لدى المريض.

## حاجز لتفادي الصدمات

يثبت الأطراف السفلية، ويصحح وضع الركبتين بلطف دون ضغط مفرط.

## مسند قدم قابل للتعديل

اضبط مسند القدمين بسهولة أفقياً وعمودياً وفقاً لاحتياجات المستخدم.

## عجلات أمامية للتوجيه

إنها تسهل قيادة عربة Comfort والمناورة بها، خاصة في الغرف الضيقة والضيقة وفي الطرق الوعرة.

## مسند الظهر مع خيار الاستلقاء أو الشிخوخة

إعدادات زاوية مسند الظهر للسلس لموضع الاستلقاء كخيار.

## مسند الظهر مع خيار الاستلقاء أو الشيخوخة

أحزمة تسمح بتثبيت الأطراف السفلية والحوض والصدر حسب احتياجات المستخدم.

## أحزمة مريحة

مصنوعة من مواد سهلة التنظيف.

## إمكانية جلوس مريح على الطاولة

يسمح بتصميم عربة الأطفال للطفل بالجلوس بشكل مريح على الطاولة (للطرز المختارة).

## عجلات صلبة

تضمن العجلات الصلبة المستخدمة في أصغر العربات صيانة كاملة بدون مصاريف.



## الألوان المتاحة



# كرسي متحرك مريح خاص للبالغين

كرسي متحرك آمن وموثوق وعملي ومريح بالكامل للأطفال والكبار يوفر الراحة والتنقل كل يوم. مثالي للراحة والتنقل في جميع أنحاء المدينة، في الميدان وفي الداخل.



## مسند رأس عميق قابل للتعديل

يقوم بتثبيت الرقبة والرأس في الوضع الصحيح تحسباً لمشاكل ارتخاء عضلات الرقبة أو التغيرات التنكسية.

## مقعد مصمم خصيصاً على حسب حاجة المريض

يضمن الاستقرار والراحة العالية جداً حتى بعد ساعات طويلة من الجلوس في العربة. له تأثير إيجابي على الحس الداخلي للمريض.

## مزود بكرات معدنية صغيرة للتوازن

أنها تؤدي إلى توازن الجسم، عن طريق التأثير الإيجابي في الحس الداخلي لدى المريض.

## حاجز لتفادي الصدمات

يثبت الأطراف السفلية، ويصحح وضع الركبتين بلطف دون ضغط مفرط.

## مسند قدم قابل للتعديل

اضبط مسند القدمين بسهولة أفقياً وعمودياً وفقاً لاحتياجات المستخدم.

## عجلات أمامية للتوجيه

إنها تسهل قيادة عربة Comfort والمناورة بها، خاصة في الغرف الضيقة والضيقة وفي الطرق الوعرة.

## مسند ظهر مع خيار الاستلقاء أو الشيوخة

إمكانية الضبط السلس لزوايا مسند الظهر إلى وضع الاستلقاء كخيار

## أحزمة مريحة

أحزمة تسمح بتثبيت الأطراف السفلية والحوض والصدر حسب احتياجات المستخدم.

## تنجيد مزدوج

السماح باستخدام العربة حتى عند الحاجة إلى تنظيف المفروشات العلوية

## إمكانية ركوب مريح إلى الطاولة

يسمح بتصميم عربة الأطفال للطفل بالجلوس بشكل مريح على الطاولة (للطرز المختارة).

## عجلات تعمل بالهواء المضغوط

تضمن إطارات الأنابيب الداخلي الخاصة المستخدمة في عربات Comfort جنباً إلى جنب مع الفرامل المزدوجة لضمان توقف العربة وإصلاحها على الطريق أو أي مكان آخر

## الألوان المتاحة



Comfort

# مخطط المقارنة لعربات الأطفال المريحة



عربات للبالغين			عربات للأطفال				
Comfort [7]	Comfort [6+]	Comfort [6]	Comfort [5]	Comfort [4]	Comfort [3]	Comfort Baby [1]	
							الفرض من العربة
العمر من ١٤ سنة	العمر من ١٤ سنة	العمر من ١٤ سنة	6 - 14	6 - 12	3 - 6	0 - 3	عمر المريض (السن)
90	75	75	50	50	35	30	أقصى وزن للمريض (بالكيلو)
160 - 180	160 - 180	150 - 165	155	145	140	110	طول المريض (بالسم)
							أبعاد العربة
44,5	41	41	38	38	35	33,5	عرض الكرسي (بالسم)
48	48	45	41	37	33	27	طول المقعد العمق الكرسي (بالسم)
83	83	78	76,5	70	66,5	55	طول مسند المرفق (بالسم)
up to 120°	up to 120°	up to 120°	up to 135°	up to 130°	up to 135°	up to 130°	أقصى زاوية للفتح تجاه المرفق (درجة مؤبنة) في الوضع الطبي ع
36,5 - 46,5	36 - 46	36 - 46	32 - 42,5	31,5 - 42	27,5 - 33,5	23 - 26	الأطوال المتاحة لمسند القدم (بالسم)
90° - 130°	95° - 150°	100° - 140°	95° - 135°	100° - 135°	110° - 145°	110° - 155°	أقصى زاوية فتح لمسند القدم تجاه الكرسي (درجة مؤبنة)
28	26,5	26,2	23	23	21	15	الوزن التقريبي للعربة (بالكيلو)
122 x 70 x 54	122 x 69,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	98 x 64,5 x 55	94 x 64,5 x 51,5	89,5 x 62 x 55	97,5 x 55 x 50,5	الأبعاد بعد الارتفاع (بالسم) * العرض * الارتفاع (بالسم)
148 x 70 x 95	143 x 69,5 x 95	141 x 69,5 x 95	122,5 x 64,5 x 94,5	121,5 x 64,5 x 94,5	123 x 62 x 96	111 x 55 x 92	الأبعاد (بالسم) * العرض * الارتفاع (بالسم)





عجلة ثابتة  
(Cat. no.: ST)



احزمه  
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



تجديد مزدوج  
(Cat. no.: ACTAPW)



حاجز  
(Cat. no.: ACBAR)



حاجز بين الفخذين  
(Cat. no.: ACKLIN)




حقيبة تحت العربة  
(Cat. no.: ACTORPWW)




مسند الرأس  
(Cat. no.: ACZAG)

## حلول وظيفية



عجلات القيادة صلبة  
(Cat. no.: SK1)



مقبض قابل للتعديل للتكيف مع ارتفاع المريض  
(Cat. no.: RL)



مسند ظهر يتكيف مع الظهر تعديل فردي لشكل الظهر  
(Cat. no.: ACTAPG)



حماية ضد الإمالة  
(Cat. no.: ACUPP)



مسند ظهر مستلق إلى وضع الاستلقاء أو الاستلقاء  
(Cat. no.: OL)



مساند للذراعين مرفوعة  
(Cat. no.: PP)

## ملحقات إضافية



موضع للمظلة  
(Cat. no.: BUDA)



عظم الفخذ  
(Cat. no.: ACPASU)



رأس  
(Cat. no.: ACEPL)



وسائد جانبية  
(Cat. no.: ACPODUB)



كيس نوم  
(Cat. no.: ACSPI)



دعامات قطنية  
(Cat. no.: ACPODPL)



مظلة  
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



وسادة قطنية  
(Cat. no.: ACPODUL)



طاولة للطعام  
(Cat. no.: ACSTOL)



وسادة المقعد  
(Cat. no.: ACPODUS)



مقبض للحقيبة  
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



تنجيد علوي  
(Cat. no.: ACTAPW)



واقبات المقبض  
(Cat. no.: ACOCHRAC)



حامي مسند القدمين  
(Cat. no.: ACOCHPOD)



أحزمة العجل  
(Cat. no.: ACPASL)



أحزمة الكايل  
(Cat. no.: ACPASK)



أحزمة القدم  
(Cat. no.: ACPASS)



## معلومات إضافية

ندعوك لاستخدام مكتبة الوسائط الإلكترونية ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا

**YouTube**

قناة فيديو Comfort

[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ)



**Facebook**

ملف تعريف العلامة التجارية الذي يبلغ عن المنتجات الجديدة وأنشطة الشركة الحالية والأنشطة الخيرية

[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)



**Instagram**

ملف تعريف الصورة يوضح استخدام عربات الأطفال واستخدام الملحقات والحلول الوظيفية

[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)



**Digital Content**


مكتبة الوسائط الإلكترونية ، حيث ستجد وتحمل العروض التقديمية الرقمية الخاصة بك: الصور ومقاطع الفيديو والأوصاف وآراء المستخدمين

[comfort-reha.pl/content/](https://comfort-reha.pl/content/)




# MEASUREMENT TABLE

How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of the trolley, the measurement of the User should be made.



The most important are 5 dimensions:

- 1 The length of the body from the seat to the top of the head
- 2 The length of the body from the seat to the shoulders
- 3 The length of the body from the back to the knee well
- 4 Shin length (from the knee to the sole)
- 5 Hips (distance between the widest places)



If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

- 1 Length of the lumbar spine
- 2 The length of the hump from the shoulders to the end of its occurrence
- 3 The length of the body from the seat to the top of the head

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy prawostronny.



Love. Care. Comfort.

# Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.  
ul. Krzywa 23, 60-118 Poznań, Poland

[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)



+48 61 863 85 61



Our catalogue



Acıbadem Mahallesi Moralı  
İbrahim Paşa Sok. Can Apt. No:3 Daire:1  
34718 Kadıköy/İstanbul-TURKEY  
Tel: +90216 545 24 00 Pbx

[www.sinapsgrup.com](http://www.sinapsgrup.com)

