

Comfort

Love. Care.
Comfort.



Каталог продукции

2023

Удобные специализированные реабилитационные
коляски для детей и взрослых

О ФИРМЕ

Мы польская компания, которая в течение 35 лет разрабатывает и производит специализированные реабилитационные инвалидные коляски Comfort для детей и взрослых, страдающих церебральным параличом (ДЦП), спинальной мышечной атрофией (СМА) или другими заболеваниями, вызывающими паралич и парез конечностей.

Основной принцип, которому мы следуем, заключается в том, чтобы реагировать на индивидуальные потребности наших клиентов.

При этом мы уделяем особое внимание необходимости поддержания правильной осанки тела в инвалидной коляске, понимая, насколько важна вестибулярная и проприоцептивная система для развития пациента.

Многолетний опыт и тысячи пользователей по всему миру позволили нам создать продукт, который является супер удобным, безопасным, надежным и функциональным.

Коляски Comfort значительно повышают комфорт жизни детей, подростков, взрослых и их опекунов.

Наши коляски зарегистрированы в Управлении регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и биоцидных средств.

В 2005 году мы внедрили систему управления качеством ISO 9001:2000, что позволяет поддерживать самые высокие стандарты производства и обслуживания клиентов.

Наша цель — обеспечить комфорт нашим пациентам во всех сферах их жизни, поэтому мы активно поддерживаем фонды, помогающие инвалидам.

В соответствии со стратегией КСО, принятой в нашей компании, мы участвуем в многочисленных проектах, направленных на поддержку и помощь людям с множественными и сложными нарушениями.



ОСОБЕННОСТИ КОЛЯСКИ COMFORT



Удобство

Все отзывы о колясках Comfort говорят о том, что они очень удобны для детей, подростков и взрослых. Многие называют их передышкой.

Коляски Comfort просты в использовании. Нет сложных механизмов, которые могут сломаться.



Надежность

40-летний опыт проектирования, конструирования и производства специализированных инвалидных колясок позволяет нам быть уверенными в их качестве, поэтому мы предлагаем 25-летнюю гарантию на раму.

Для того, чтобы коляски Comfort были надежными, мы не используем в их производстве ломающиеся пластиковые элементы. Мы выбираем металлические сплавы – более тяжелые и гарантирующие надежность.



Поддержка

Конфигуратор коляски Comfort поможет вам выбрать оптимальную модель с правильным оборудованием.

Мы проконсультируем вас о том, что и как вы должны сделать, чтобы получить максимально доступное финансирование. Мы обслужим или отремонтируем вашу коляску по гарантии и после нее в течение нескольких дней.



Индивидуальность

Нужна дополнительная полка для всасывающего насоса или респиратора? Мы подготовим его для вашей коляски в рамках индивидуального проекта коляски Comfort. Вам нужна специально профилированная обивка для вашего горба? Мы его подготовим. Нужен ли вашему ребенку клин, разделяющий ноги в коленно-бедерной части? Мы сделаем такой.



Безопасность

Конструкция и балансировка коляски Comfort гарантируют стабильность и безопасность использования. Если вам нужна дополнительная защита от опрокидывания - мы добавим ее в конфигурацию коляски.

Специальные трубчатые шины, используемые в колясках Comfort, вместе с двухточечными тормозами гарантируют, что коляска остановится на паркете и бездорожье и будет безопасно обездвижена.



Функциональность

Оптимальная конструкция коляски позволяет сложить ее в багажник меньшего размера, чем Вы бы могли подумать.

Оптимальная конструкция коляски Comfort и поворотные колеса позволяют свободно передвигаться в небольших помещениях и в том месте, где хочется провести время.

Опция горизонтального положения доступна для инвалидных колясок Comfort размеров [1], [2], [3], [4] и [5]. Полулежачий вариант (шезлонг) в других размерах. Конструкция коляски гарантирует устойчивость и безопасность каждого положения.

Двойная обивка позволяет пользоваться коляской даже тогда, когда верхняя обивка нуждается в чистке. Мы используем материалы, которые легко чистить.

Коляски Comfort позволяют ребенку удобно сидеть за столом (относится к коляскам размеров [1], [2], [3], [4], [5] на неподвижных и поворотных колесах).

Вы можете выбрать десяток дополнительных единиц оборудования, полезного при использовании коляски.

Вы живете в доме с лестницей - у нас есть решение. Коляска Comfort может быть адаптирована для использования с гусеничным лестничным подъемником TGR Jolly Junior.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДЕТЕЙ

Удобная, безопасная, надежная, функциональная, полностью эргономичная, специальная инвалидная коляска для детей и взрослых, обеспечивающая комфорт и мобильность каждый день. Идеально подходит для отдыха и для прогулок по городу, за городом и в помещениях.



Глубокий регулируемый подголовник

Стабилизирует правильное положение шеи и головы при вялости мышц шеи или дегенеративных изменениях

Специальный профиль сиденья

Гарантирует стабильность и очень высокий комфорт даже во время многочасового пребывания в коляске. Оказывает положительное влияние на проприоцепцию

Стабилизирующие подушки/опоры

Они позволяют стабилизировать корпус, положительно влияя на проприоцепцию.

Клин удерживающий

Он придерживает нижние конечности, мягко корректируя положение коленей без чрезмерного точечного давления.

Регулируемая подставка для ног

Легко регулируемая подставка для ног по горизонтали и вертикали в соответствии с потребностями пользователя.

Поворотные передние колеса

Они облегчают вождение коляски, маневрирование ею, особенно в узких и тесных помещениях и на улице/за городом.

Спинка с опцией положения лежа

Плавные настройки угла наклона спинки в положение лежа на спине в качестве опции.

Удобные ремни

Ремни, позволяющие стабилизировать нижние конечности, таз, грудную клетку в зависимости от потребностей пользователя.

Обивка

Изготовлена из легко очищаемого материала

Возможность комфортно подъезжать к столу

Конструкция коляски позволяет ребенку удобно сидеть за столом (для выбранных моделей).

Целостные колеса

Целостные колеса, используемые в самых маленьких колясках, полностью не требуют технического обслуживания.



Available colors



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Удобная, безопасная, надежная, функциональная, полностью эргономичная, специальная инвалидная коляска для детей и взрослых, обеспечивающая комфорт и мобильность каждый день. Идеально подходит для отдыха и для прогулок по городу, за городом и в помещениях.



Глубокий регулируемый подголовник

It stabilizes the correct arrangement of the neck and head with muscle laxity of the nape or with permanent degenerative changes.

Специальный профиль сиденья

It guarantees stabilization and very high comfort even during many hours spent in a stroller. It will act positive for proprioception.

Стабилизирующие подушки/опоры

Enables stabilization of the body, positively affecting proprioception.

Клин удерживающий

Drains the lower limbs, gently correcting them knee alignment without undue pressure point.

Регулируемая подставка для ног

Easy adjustment of the footrest position horizontally and vertically depending on the needs user.

Поворотные передние колеса

They make it easier to drive and maneuver the stroller, especially in narrow and confined spaces and in the field.

Спинка с опцией положения лежа

Плавные настройки угла наклона спинки в положение лежа на спине в качестве опции.

Удобные ремни

Ремни, позволяющие стабилизировать нижние конечности, таз, грудную клетку в зависимости от потребностей пользователя.

Двойная обивка

Возможность использования коляски даже тогда, когда верхняя обивка нуждается в очистке

Даже для очень больших пациентов

Конструкция коляски обеспечивает безопасную транспортировку пациентов весом до 90 кг

Пневматические колеса

Трубчатые шины с двухточечными тормозами гарантируют, что коляска будет остановлена на парковке и бездорожье и безопасно обездвижена.



Available colors




Comfort

PURPOSE



	Stroller for children				Stroller for adults		
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]
The purpose of the stroller							
Age of the patient	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	from 14	from 14	from 14
Maximum patient weight [kg]	30	35	50	50	75	75	90
Patient height [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180
Stroller parameters							
Seat width [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5
Seat length/depth [cm]	27	33	37	41	45	48	48
Backrest height [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83
Maximum opening angle against the backrest [°] standard position	up to 120°	up to 135°	up to 130°	up to 135°	up to 120°	up to 120°	up to 120°
Footrest height adjustment range [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5
Max footrest opening angle in relation to the seat [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°
Approximate weight of trolley [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28
Stroller dimensions after folding (length x width x height) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54
Stroller dimensions (length x width x height) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95



ОБОРУДОВАНИЕ



Колесо
(Cat. no.: ST)



Ремни безопасности
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



Двойная обивка
(Cat. no.: АСТАРW)



Барьер
(Cat. no.: АСВАR)



Клин межбедренный
(удерживающий)
(Cat. no.: АСКLIN)



Сумка под коляской
(Cat. no.: АСТОRРWВ)



Подголовник
(Cat. no.: АСZAG)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



Целостные поворотные колеса
(Cat. no.: SK1)



Регулируемая ручка
(Cat. no.: RŁ)



Спинка адаптированная к горбу
(Cat. no.: АСТАРG)



Защита от опрокидывания
(Cat. no.: АСУРР)



Спинка с наклоном
до положения лежа
(Cat. no.: OL)



Повышенные подлокотники
(Cat. no.: РР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Будка с фартуком
(Cat. no.: BUDA)



Ремни на бедра
(Cat. no.: ACPASU)



Дождевик
(Cat. no.: ACPEL)



Боковые подушки
(Cat. no.: ACPODUB)



Спальный мешок
(Cat. no.: ACŚPI)



Поясничные опоры
(Cat. no.: ACPODPL)



Зонт
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



Поясничная подушка
(Cat. no.: ACPODUL)



Столик
(Cat. no.: ACSTOL)



Подушка для сидения
(Cat. no.: ACPODUS)



Сумка на ручку
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



Верхняя обивка
(Cat. no.: ACTAPW)



Защита на ручке
(Cat. no.: ACOCHRAC)



Защита на подставку для ног
(Cat. no.: ACOCHPOD)



Ремни на икроножную поверхность
(Cat. no.: ACPASŁ)



Ремни на щиколотки
(Cat. no.: ACPASK)



Ремни на стопы
(Cat. no.: ACPASS)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы приглашаем вас использовать электронную медиатеку и следить за нашими социальными сетями



YouTube

Видеоканал Comfort

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ



Facebook

Профиль бренда, информирующий о новых продуктах, текущей деятельности компании и благотворительной деятельности

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073



Instagram

Профиль изображений, показывающий использование колясок, использование аксессуаров и функциональных решений

instagram.com/comfortpolska



Digital Content


Электронная медиатека, где вы можете найти и загрузить фотографии, видео, описания и отзывы пользователей для ваших цифровых презентаций.

comfort-reha.pl/content/




MEASUREMENT TABLE

How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of the trolley, the measurement of the User should be made.



The most important are 5 dimensions:

- 1 The length of the body from the seat to the top of the head
- 2 The length of the body from the seat to the shoulders
- 3 The length of the body from the back to the knee well
- 4 Shin length (from the knee to the sole)
- 5 Hips (distance between the widest places)



If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

- 1 Length of the lumbar spine
- 2 The length of the hump from the shoulders to the end of its occurrence
- 3 The length of the body from the seat to the top of the head

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy prawostronny.

Love. Care. Comfort.

Comfort

WSR COMFORT sp. z o. o.
ul. Krzywa 23, 60-118 Poznań, Poland

www.comfort-reha.pl/en



+48 61 863 85 61



Our catalogue



Acıbadem Mahallesi Moralı
İbrahim Paşa Sok. Can Apt. No:3 Daire:1
34718 Kadıköy/İstanbul-TURKEY
Tel: +90216 545 24 00 Pbx

www.sinapsgrup.com

