

# Comfort

Love. Care.  
Comfort.



## Catalogo prodotti

## 2023

Confortevoli passeggini specialistici  
per la riabilitazione di bambini e adulti

# SULL'AZIENDA

Siamo un'azienda polacca che da 35 anni progetta e produce passeggini specialistici per la riabilitazione ed il comfort di bambini e adulti affetti da paralisi cerebrale (CP), atrofia muscolare spinale (SMA), o altre patologie che causano paralisi e paresi degli arti.

**Il nostro principio fondamentale è quello di rispondere alle esigenze individuali dei nostri clienti.**

In questo modo, prestiamo particolare attenzione alla necessità di una postura corretta sul passeggino, rendendoci conto dell'importanza dei sistemi vestibolari e propriocettivi impiegati per lo sviluppo del paziente. In questo modo, prestiamo particolare attenzione alla necessità di una postura corretta sul passeggino, rendendoci conto dell'importanza dei sistemi vestibolari e propriocettivi impiegati per lo sviluppo del paziente.

Anni di esperienza e migliaia di utenti in tutto il mondo ci hanno permesso di creare un prodotto super confortevole, sicuro, affidabile e funzionale.

I passeggini Comfort migliorano significativamente la vita di bambini, giovani, adulti e di chi li assiste.

**I nostri passeggini sono registrati presso l'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dispositivi medici e biocidi. I nostri passeggini sono registrati presso l'Ufficio per la registrazione dei medicinali, dispositivi medici e biocidi.**

Nel 2005 abbiamo implementato il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2000, che ci permette di mantenere i più alti standard di produzione e di servizio al cliente. Nel 2005 abbiamo implementato il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2000, che ci permette di mantenere i più alti standard di produzione e di servizio al cliente.

Il nostro obiettivo è quello di mettere i nostri pazienti a proprio agio, in ogni ambito della loro vita, ed è per questo che sosteniamo attivamente le fondazioni che aiutano le persone con disabilità.

In linea con la strategia di CSR (Corporate Social Responsibility) della nostra azienda, siamo coinvolti in numerosi progetti per fornire supporto e assistenza a persone con disabilità multiple e complesse.



# CARATTERISTICHE DELLE CARROZZINE COMFORT



## Convenienza

Tutte le recensioni sui passeggini Comfort dicono che sono molto comodi sia per bambini che per giovani ed adulti. Molti li chiamano "sollievo".

Il funzionamento dei passeggini Comfort è semplice. Non ci sono meccanismi complicati che possono rompersi.



## Affidabilità

I nostri 40 anni di esperienza nella progettazione, costruzione e produzione di passeggini speciali ci permettono di essere sicuri della loro qualità, ed è per questo che offriamo una garanzia di 25 anni sul telaio.

Per rendere affidabili i passeggini Comfort, non utilizziamo componenti in plastica che si rompono nella loro produzione. Scegliamo leghe metalliche più pesanti e che garantiscono affidabilità.



## Supporto

Il configuratore di carrozzine Comfort vi aiuterà a scegliere il modello ottimale con l'equipaggiamento più indicato alle Vostre esigenze.

Vi consiglieremo cosa fare e come farlo per ottenere il massimo dei finanziamenti disponibili. Provvederemo all'assistenza o alla riparazione della vostra sedia a rotelle in garanzia e successivamente entro pochi giorni. Vi consiglieremo cosa fare e come farlo per ottenere il massimo dei finanziamenti disponibili. Provvederemo all'assistenza o alla riparazione della vostra sedia a rotelle in garanzia e successivamente entro pochi giorni.



## Individualità

Avete bisogno di un ripiano aggiuntivo per un aspiratore o un ventilatore? Ne prepareremo uno per il telaio come parte del progetto individuale del passeggino Comfort. Avete bisogno di una tappezzeria dalla forma speciale per accogliere meglio una protusione laterale o sulla schiena? Ne prepareremo una per voi. Il vostro bambino ha bisogno di un cuneo di separazione della gamba per la zona del ginocchio o/e della caviglia? Ne faremo uno.



## Sicurezza

Il design e l'equilibrio dei passeggini Comfort garantiscono stabilità e sicurezza d'uso. Se avete bisogno di un'ulteriore protezione antiribaltamento, la aggiungeremo nella configurazione del telaio del vostro passeggino Comfort.

Gli speciali pneumatici a camera d'aria utilizzati sui passeggini Comfort, assieme ai freni a due punti, assicurano che il mezzo aderisca bene sulle superfici e che sia stabilizzato in modo sicuro.



## Funzionalità

Il design ottimizzato del passeggino Comfort consente di inserirlo in un bagagliaio più piccolo di quanto si possa pensare una volta ripiegato.

Il design ottimizzato e le ruote piroettanti del passeggino Comfort consentono di muoversi liberamente in spazi ridotti e sui terreni dove si desidera trascorrere il tempo.

L'opzione reclinabile è disponibile per le carrozzine Comfort nelle misure [1], [2], [3], [4] e [5]. L'opzione semi-reclinabile (reclinabile) è disponibile nelle altre dimensioni. Il design del passeggino garantisce stabilità e sicurezza in qualsiasi posizione.

La doppia imbottitura consente di utilizzare il passeggino anche quando l'imbottitura superiore deve essere rimossa per la pulizia. Utilizziamo materiali che possono essere facilmente puliti.

I passeggini Comfort consentono al bambino di stare comodamente seduto a tavola (si applica ai passeggini delle misure [1], [2], [3], [4], [5] con ruote fisse e girevoli).

È possibile scegliere più di una dozzina di attrezzature aggiuntive utili per l'utilizzo del

Vivete in una casa con le scale: abbiamo una soluzione; il passeggino Comfort può essere adattato per essere utilizzato con il montascale a cingoli TGR Jolly Junior.



# SPECIALE DISABILI PASSEGGINO COMFORT PER BAMBINI

Carrozzina speciale per bambini e adulti comoda, sicura, affidabile, funzionale, completamente ergonomica, per il comfort e la mobilità di tutti i giorni. Ideale come carrozzina da passeggio per spostarsi in città, all'aperto e al chiuso.



## Poggiatesta regolabile in profondità

Stabilizza la corretta postura del collo e della testa in caso di lassità muscolare del collo o di alterazioni artritiche.

## Profilo speciale del sedile

Garantisce stabilità e un livello di comfort molto elevato anche durante le lunghe ore di utilizzo. Ha un effetto positivo sulla propriocezione.

## Pellet di stabilizzazione

Permettono di stabilizzare il corpo con un effetto positivo sulla propriocezione.

## Cuneo di abduzione

Inverte gli arti inferiori, correggendo delicatamente l'allineamento del ginocchio senza eccessivi punti di pressione.

## Poggiapiedi regolabile

Regola facilmente il posizionamento orizzontale e verticale del poggiapiedi in base alle esigenze dell'utente.

## Ruote anteriori piroettanti

Rendono il passeggio più facile da guidare e da manovrare, soprattutto in spazi stretti e angusti e sul terreno.

## Schienale con possibilità di reclinare o sdraiarsi

Angolo dello schienale regolabile in continuo fino alla posizione reclinabile come opzione.

## Cinghie confortevoli

Cinture per stabilizzare gli arti inferiori, il bacino e il torace, a seconda delle esigenze dell'utente.

## Tappezzeria

Realizzato in materiale facilmente lavabile.

## Capacità di guidare comodamente fino al tavolo

Design della carrozzina che consente al bambino di sedersi comodamente al tavolo (per modelli selezionati).

## Ruote piene

Le ruote solide utilizzate sui carrelli più piccoli garantiscono un funzionamento completamente esente da manutenzione.



## Colori disponibili



# COMFORT SPECIALE DELLA SEDIA A ROTELLE PER ADULTI

Carrozzina speciale per bambini e adulti comoda, sicura, affidabile, funzionale, completamente ergonomica, per il comfort e la mobilità di tutti i giorni. Ideale come carrozzina da passeggio per spostarsi in città, all'aperto e al chiuso.



## Poggiatesta regolabile in profondità

Stabilizza la corretta postura del collo e della testa in caso di lassità muscolare del collo o di alterazioni degenerative persistenti.

## Profilo speciale del sedile

Garantisce stabilità e un livello di comfort molto elevato anche durante le lunghe ore di utilizzo. Ha un effetto positivo sulla propriocezione.

## Pellet di stabilizzazione

Permettono di stabilizzare il corpo con un effetto positivo sulla propriocezione.

## Cuneo di abduzione

Inverte gli arti inferiori, correggendo delicatamente l'allineamento del ginocchio senza eccessivi punti di pressione.

## Poggiapiedi regolabile

Regola facilmente il posizionamento orizzontale e verticale del poggiapiedi in base alle esigenze dell'utente.

## Ruote anteriori piroettanti

Rendono la carrozzina più facile da guidare e da manovrare, soprattutto in spazi stretti e angusti e sul terreno.

## Schienale con possibilità di reclinare o sdraiarsi

L'angolo dello schienale può essere regolato in modo continuo fino alla posizione reclinabile, come opzione.

## Cinghie confortevoli

Cinture per stabilizzare gli arti inferiori, il bacino e il torace, a seconda delle esigenze dell'utente.

## Doppio rivestimento

Consente l'utilizzo del passeggino anche quando il rivestimento superiore deve essere restituito per la pulizia.

## Anche per pazienti molto grandi

Il design consente il trasporto sicuro di pazienti con un peso fino a 90 kg

## Ruote pneumatiche

I pneumatici a camera d'aria con freni a due punti garantiscono l'arresto del carrello sul parquet e sul campo, mantenendolo immobilizzato in modo sicuro.



## Colori disponibili



# PURPOSE



	Stroller for children				Stroller for adults			
	Baby [1]	Size [3]	Size [4]	Size [5]	Size [6]	Size [6+]	Size [7]	Size [8]
<b>Scopo del passeggino</b>								
Età approssimativa del paziente	0 - 3	3 - 6	6 - 12	6 - 14	da 14	da 14	da 14	da 14
Peso massimo del paziente [kg]	30	35	50	50	75	75	90	130
Altezza paziente [cm]	110	140	145	155	150 - 165	160 - 180	160 - 180	160 - 180
<b>Parametri del passeggino</b>								
Larghezza sedile [cm]	33,5	35	38	38	41	41	44,5	52,5
Lunghezza sedile / profondità [cm]	27	33	37	41	45	48	48	48
Altezza schienale [cm]	55	66,5	70	76,5	78	83	83	83
Angolo massimo di apertura dello schienale rispetto al sedile [°]	da 120°	da 135°	da 130°	da 135°	da 120°	da 120°	da 120°	da 120°
Campo di regolazione altezza poggiatesta [cm]	23 - 26	27,5 - 33,5	31,5 - 42	32 - 42,5	36 - 46	36 - 46	36,5 - 46,5	36,5 - 46,5
Angolo massimo di apertura del poggiatesta rispetto al sedile [°]	110°-155°	110° -145°	100° -135°	95° -135°	100° - 140°	95° - 150°	90° -130°	90° -130°
Peso approssimativo del carrello [kg]	15	21	23	23	26,2	26,5	28	32
Dimensioni del passeggino dopo la piegatura (l x l x a) [cm]	97,5 x 55 x 50,5	89,5 x 62 x 55	94 x 64,5 x 51,5	98 x 64,5 x 55	112,5 x 69,5 x 56	122 x 69,5 x 55	122 x 70 x 54	122 x 70 x 54
Dimensioni del carrello dopo l'apertura (L x P x A) [cm]	111 x 55 x 92	123 x 62 x 96	121,5 x 64,5 x 94,5	122,5 x 64,5 x 94,5	141 x 69,5 x 95	143 x 69,5 x 95	148 x 70 x 95	148 x 70 x 95



# ATTREZZATURE



**Ruota fissa**  
(Cat. no.: ST)



**Cinture di sicurezza**  
(Cat. no.: ACPASBEZPR)



**Doppio rivestimento**  
(Cat. no.: ACTAPW)



**Barriera**  
(Cat. no.: ACBAR)



**Cuneo interdurale**  
(abduzione)  
(Cat. no.: ACKLIN)



**Borsa sotto la carrozzina**  
(Cat. no.: ACTORPWW)



**Poggiatesta**  
(Cat. no.: ACZAG)

# SOLUZIONI FUNZIONALI



**Ruote solide girevoli**  
(Cat. no.: SK1)



**Maniglia regolabile**  
(Cat. no.: RŁ)



**Schienale adattato alla gobba**  
(Cat. no.: ACTAPG)



**Protezione antigraffio**  
(Cat. no.: ACUPP)



**Schienale reclinato in posizione sdraiata o orizzontale**  
(Cat. no.: OL)



**Braccioli rialzati**  
(Cat. no.: PP)

# ACCESSORI AGGIUNTIVI



**Bancarella di grembiuli**  
(Cat. no.: BUDÁ)



**Cinghie per le cosce**  
(Cat. no.: ACPASU)



**Mantello**  
(Cat. no.: ACPEL)




**Cuscini laterali**  
(Cat. no.: ACPODUB)



**Sacco a pelo**  
(Cat. no.: ACŚPI)



**Supporti lombari**  
(Cat. no.: ACPODPL)



**Ombrello**  
(Cat. no.: PARASOL.KOL.)



**Cuscino lombare**  
(Cat. no.: ACPODUL)



**Tabella**  
(Cat. no.: ACSTOL)



**Cuscino di seduta**  
(Cat. no.: ACPODUS)



**Borsa con maniglia**  
(Cat. no.: TORBA.KOL.)



**Rivestimento superiore**  
(Cat. no.: ACTAPW)



**Protezioni per maniglie**  
(Cat. no.: ACOCHRAC)



**Protezione poggipiedi**  
(Cat. no.: ACOCHPOD)



**Cinghie per il polpaccio**  
(Cat. no.: ACPASŁ)



**Cinturini alla caviglia**  
(Cat. no.: ACPASK)



**Cinghie per i piedi**  
(Cat. no.: ACPASS)

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Vi invitiamo a utilizzare la mediateca elettronica e a seguire i nostri social media.



## YouTube

Canale di filmati comfort

[youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ](https://youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ)



## Facebook

Profilo del marchio che riporta le novità sui prodotti, le attività aziendali in corso e le attività di beneficenza

[facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073](https://facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073)



## Instagram

Profilo dell'immagine che mostra l'uso del carrello, l'applicazione degli accessori e le soluzioni funzionali

[instagram.com/comfortpolska](https://instagram.com/comfortpolska)



## Digital Content


Mediateca elettronica dove potete trovare e scaricare per le vostre presentazioni digitali: immagini, video, descrizioni e recensioni degli utenti.

[comfort-reha.pl/content/](https://comfort-reha.pl/content/)




# MISURA TAVOLO

Come misurare correttamente l'Utente? Per scegliere quello giusto la dimensione di il carrello, dovrebbe essere effettuata la misurazione dell'utente.



Le più importanti sono 5 dimensioni:

- 1 La lunghezza del corpo dal sedile alla sommità della testa
- 2 La lunghezza del corpo dal sedile alle spalle
- 3 La lunghezza del corpo dalla schiena al ginocchio è buona
- 4 Lunghezza dello stinco (dal ginocchio alla suola)
- 5 Fianchi (distanza tra i punti più larghi)



Se c'è una gobba, è necessario un dimensionamento accurato.

- 1 Lunghezza della colonna lombare
- 2 La lunghezza della gobba dalle spalle alla fine del il suo verificarsi
- 3 La lunghezza del corpo dal sedile alla sommità della testa

Inoltre, dovrebbe essere indicato se la gobba è sinistra o meno lato destro.



Love. Care. Comfort.

Comfort

**WSR COMFORT sp. z o. o.**  
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań, Poland

[www.comfort-reha.pl/en](http://www.comfort-reha.pl/en)



+48 61 863 85 61



Our catalogue

