

**Comfort<sup>®</sup>**

KATALOG PRODUKTOWY

**Specjalistyczne  
wózki wytchnieniowe  
dla dzieci i dorosłych**



**Love. Care. Comfort.**

**To jest wyrób medyczny. Używaj go  
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

## Care. Comfort. W praktyce.

Troska o użytkownika zaczyna się od dobrze przemyślanej konstrukcji. Dlatego w wózkach Comfort łączymy wygodę, bezpieczeństwo, funkcjonalność i indywidualne podejście z doświadczeniem zdobywanym od ponad 40 lat.



### Niezawodność

Ponad 40 lat doświadczenia oraz własne zaplecze projektowe i produkcyjne w Polsce pozwalają nam zachować pełną kontrolę nad jakością każdego wózka.



### Wygoda

Wyprofilowane siedzisko i głęboki, regulowany zagłówek wspierają propriocepcję oraz pomagają użytkownikowi utrzymać stabilną i wygodną pozycję.



### Wsparcie

Pomagamy dobrać model i wyposażenie, wspieramy partnerów oraz zapewniamy sprawny serwis.



### Indywidualność

Dopasowujemy wózek nie tylko do wzrostu i masy ciała, ale też do indywidualnych potrzeb użytkownika.



### Bezpieczeństwo

Hamulec nożny, barierka i klin abdukcyjny chronią przed wysunięciem się z siedziska.



### Funkcjonalność

Regulacja oparcia i podnóżka ułatwia dopasowanie wózka do indywidualnych potrzeb użytkownika.

## Zaczynamy od rozmowy

W Comfort nie zaczynamy od gotowego rozwiązania, lecz od rozmowy – z użytkownikiem, opiekunem lub naszym partnerem handlowym. Chcemy dobrze zrozumieć codzienne potrzeby i wyzwania, aby zaproponować rozwiązanie, które rzeczywiście na nie odpowiada.



Od ponad 40 lat rozwijamy nasze produkty w oparciu o doświadczenia użytkowników, specjalistów i dystrybutorów.

Ich uwagi pomagają nam udoskonalać wózki i tworzyć rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby.

Łączymy doświadczenie producenta z lokalną wiedzą dystrybutorów, pozostając blisko klientów na różnych rynkach. Wspieramy też fundacje i inicjatywy działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

# Comfort

## TRIP

Częste wyjazdy do szkoły, lekarza czy na rehabilitację mogą oznaczać konieczność ciągłego przesadzania użytkownika z wózka na siedzenie pojazdu i z powrotem. Każdy taki transfer zabiera czas i stanowi fizyczne obciążenie zarówno dla opiekuna, jak i użytkownika.

A może macie już samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, ale używany wózek nie został fabrycznie przystosowany i przebadany do transportu użytkownika pozostającego na wózku?

Comfort TRIP łączy dwa zastosowania w jednym rozwiązaniu: specjalistyczny wózek do codziennego użytkowania oraz wózek przygotowany do transportu użytkownika w odpowiednio przystosowanym pojeździe.



### Zgodność z ISO 7176-19:2022



Dynamiczne testy zderzeniowe potwierdzają, że wózek spełnia wymagania normy ISO 7176-19:2022 w warunkach symulowanego zderzenia czołowego.

### Czteropunktowe mocowanie



Dwa punkty mocowania z przodu i dwa z tyłu umożliwiają zabezpieczenie wózka za pomocą czteropunktowego systemu mocowania zgodnego z ISO 10542-1.

### Uniwersalność zastosowania

Sprawdza się w transporcie, w domu, w szkole, na rehabilitacji i podczas wyjazdów.

### Wzmocniona rama



Zaprojektowana z myślą o siłach działających na wózek podczas hamowania i sytuacji drogowych.

### Bogate wyposażenie

Skrętne przednie koła ułatwiają manewrowanie, składana rączka zmniejsza długość wózka, dzięki czemu łatwiej mieści się on w samochodzie, a odchylane oparcie umożliwia użytkownikowi przyjęcie pozycji leżącej.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 3              | 4                   | 5                   | 6                 | 6+              | 7             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | 3–6            | 6–12                | 6–14                | od 14             | od 14           | od 14         |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 35             | 50                  | 50                  | 75                | 75              | 90            |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 140            | 145                 | 155                 | 155–165           | 160–180         | 160–180       |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 35             | 38                  | 38                  | 41                | 41              | 44,5          |
| Długość siedziska [cm]                                  | 33             | 37                  | 41                  | 45                | 48              | 48            |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 66,5           | 70                  | 76,5                | 78                | 83              | 83            |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 150°        | do 145°             | do 150°             | do 140°           | do 140°         | do 140°       |
| <b>REGULACJA</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | 27,5–33,5      | 31,5–42             | 32–42,5             | 36–46             | 36–46           | 36,5–46,5     |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | 110°–145°      | 100°–135°           | 95°–135°            | 100°–140°         | 95°–150°        | 90°–130°      |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 24             | 26                  | 26                  | 29,2              | 29,5            | 31            |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 89,5 x 62 x 55 | 94 x 64,5 x 51,5    | 98 x 64,5 x 55      | 112,5 x 69,5 x 56 | 122 x 69,5 x 55 | 122 x 70 x 54 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 123 x 62 x 96  | 121,5 x 64,5 x 94,5 | 122,5 x 64,5 x 94,5 | 141 x 69,5 x 95   | 143 x 69,5 x 95 | 148 x 70 x 95 |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



# Comfort

## Easy Vero

Jeszcze kilka lat temu przeniesienie użytkownika z wózka na łóżko, kanapę czy do wanny nie sprawiało ci większego problemu. Jednak czy z czasem, wraz z jego wzrostem i zwiększającą się masą ciała, transfery stały się dla was większym obciążeniem? A może codzienna opieka nad użytkownikiem wymaga łatwego i swobodnego dostępu, który ograniczają stałe boki wózka?

Comfort Easy Vero to specjalistyczny wózek rehabilitacyjny, który łączy funkcjonalności, jakość i wytrzymałość znane z wózków Comfort z możliwością łatwego demontażu boków, co ułatwia transfer i opiekę nad użytkownikiem.



### Otwarta konstrukcja



Demontowalne boki i otwarta konstrukcja ułatwiają transfer, zmianę pozycji oraz czynności pielęgnacyjne.

### Współpraca z podnośnikami



Otwarta konstrukcja wózka ułatwia transfer z wykorzystaniem wielu specjalistycznych podnośników.

### Klin Click



Klin abdukcyjny z mechanizmem umożliwiającym szybki i łatwy montaż oraz demontaż.

### Łatwe składanie i transport

Wózek łatwo się składa i bez problemu zmieści się w bagażniku nawet mniejszego samochodu osobowego.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 3              | 4                   | 5                   | 6                 | 6+              | 7             | 8             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |                |                     |                     |                   |                 |               |               |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | 3–6            | 6–12                | 6–14                | od 14             | od 14           | od 14         | od 14         |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 35             | 50                  | 50                  | 75                | 75              | 90            | 130           |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 140            | 145                 | 155                 | 150–165           | 160–180         | 160–180       | 160–180       |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |               |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 35             | 38                  | 38                  | 41                | 41              | 44,5          | 52,5          |
| Długość siedziska [cm]                                  | 33             | 37                  | 41                  | 45                | 48              | 48            | 48            |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 66,5           | 70                  | 76,5                | 78                | 83              | 83            | 83            |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 135°–150°   | do 130°–145°        | do 135°–150°        | do 120°–140°      | do 120°–140°    | do 120°–140°  | do 120°–140°  |
| <b>REGULACJA</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |               |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | 27,5–33,5      | 31,5–42             | 32–42,5             | 36–46             | 36–46           | 36,5–46,5     | 36,5–46,5     |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | 110°–145°      | 100°–135°           | 95°–135°            | 100°–140°         | 95°–150°        | 90°–130°      | 90°–130°      |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |               |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 22             | 24                  | 24                  | 27,2              | 27,5            | 29            | 33            |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 89,5 x 62 x 55 | 94 x 64,5 x 51,5    | 98 x 64,5 x 55      | 112,5 x 69,5 x 56 | 122 x 69,5 x 55 | 122 x 70 x 54 | 122 x 78 x 95 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 123 x 62 x 96  | 121,5 x 64,5 x 94,5 | 122,5 x 64,5 x 94,5 | 141 x 69,5 x 95   | 143 x 69,5 x 95 | 148 x 70 x 95 | 148 x 78 x 95 |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Z04   Z16   Z18

Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



## Wózek inwalidzki specjalny Comfort

### Baby

Wybór jednego z pierwszych specjalistycznych wózków dla waszego dziecka to ważna decyzja. Oprócz zapewnienia mu odpowiedniego podparcia liczy się również komfort opiekunów. Wózek powinien być łatwy w prowadzeniu i składaniu, bez problemu mieścić się w bagażniku samochodu oraz być łatwy do utrzymania w czystości. Czy szukacie lekkiego, kompaktowego rozwiązania stworzonego z myślą o najmłodszych użytkownikach, które jednocześnie ułatwi wam codzienną opiekę?

Comfort Baby to najmniejszy model w ofercie Comfort, przeznaczony dla najmłodszych użytkowników wymagających odpowiedniego podparcia głowy, tułowia i kończyn. Jego konstrukcja pomaga zapewnić dziecku stabilną i wygodną pozycję, a szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika.



#### Kompaktowa konstrukcja



Wózek łatwo się składa i bez problemu zmieści się w bagażniku nawet mniejszego samochodu osobowego.

#### Łamana rączka



Pozwala dostosować wysokość uchwytu do wzrostu opiekuna, zapewniając wygodniejsze prowadzenie wózka.

#### Oparcie odchylane do pozycji leżącej



Oparcie można odchylić do pozycji leżącej, co zapewnia dziecku wygodną pozycję podczas odpoczynku.

#### Skrętne koła pełne

Ułatwiają manewrowanie w pomieszczeniach i podczas spacerów, a dzięki pełnemu ogumieniu eliminują ryzyko przebicia opony.

#### Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości

Zastosowany materiał ułatwia usuwanie codziennych zabrudzeń.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 1                |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |                  |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | 0-3              |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 30               |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 110              |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |                  |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 33,5             |
| Długość siedziska [cm]                                  | 27               |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 55               |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 130°-150°     |
| <b>REGULACJA</b>                                        |                  |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | 23-26            |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | 110°-155°        |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |                  |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 15               |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 97,5 x 55 x 50,5 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 111 x 55 x 92    |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



## Wózek inwalidzki specjalny Comfort

### Vario

Codziennosc użytkownika nie ogranicza się do jednego miejsca. Wózek powinien zapewniać mu wygodną i stabilną pozycję w domu, w mieście oraz podczas spacerów, także w trudniejszym terenie. Jednocześnie musi odpowiadać na indywidualne potrzeby związane z budową ciała i zakresem wymaganej stabilizacji. Czy szukacie wszechstronnego wózka dopasowanego do potrzeb użytkownika?

Comfort Vario to najbardziej wszechstronna linia wózków Comfort, znana z funkcjonalności, jakości wykonania i wytrzymałości. Dostępna jest w szerokim zakresie rozmiarów, odpowiadających potrzebom zarówno mniejszych, jak i większych użytkowników. Szerokie możliwości personalizacji pozwalają dodatkowo dopasować wózek do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z wózka.



#### Wyprofilowana tapicerka



Wspiera propriocepcję i stabilną pozycję, zapewniając wygodę podczas wielogodzinnego użytkowania.

#### Podwójna tapicerka



Pozwala na korzystanie z wózka nawet wtedy, kiedy wierzchnia tapicerka musi być oddana do czyszczenia.

#### Regulacja pozycji

Szeroki zakres regulacji kąta ustawienia oparcia i podnóżka umożliwia dopasowanie wózka do indywidualnych potrzeb użytkownika.

#### Szerokie możliwości personalizacji



Bogaty wybór akcesoriów i rozwiązań na zamówienie pozwala dopasować wózek do potrzeb użytkownika i opiekuna.

#### Szeroki zakres rozmiarów

Wózek jest dostępny w wielu rozmiarach, dzięki czemu odpowiada zarówno mniejszym, jak i większym użytkownikom.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 3              | 4                   | 5                   | 6                 | 6+              | 7             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | 3–6            | 6–12                | 6–14                | od 14             | od 14           | od 14         |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 35             | 50                  | 50                  | 75                | 75              | 90            |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 140            | 145                 | 155                 | 150–165           | 160–180         | 160–180       |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 35             | 38                  | 38                  | 41                | 41              | 44,5          |
| Długość siedziska [cm]                                  | 33             | 37                  | 41                  | 45                | 48              | 48            |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 66,5           | 70                  | 76,5                | 78                | 83              | 83            |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 135°–150°   | do 130°–145°        | do 135°–150°        | do 120°–140°      | do 120°–140°    | do 120°–140°  |
| <b>REGULACJA</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | 27,5–33,5      | 31,5–42             | 32–42,5             | 36–46             | 36–46           | 36,5–46,5     |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | 110°–145°      | 100°–135°           | 95°–135°            | 100°–140°         | 95°–150°        | 90°–130°      |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |                |                     |                     |                   |                 |               |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 21             | 23                  | 23                  | 26,2              | 26,5            | 28            |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 89,5 x 62 x 55 | 94 x 64,5 x 51,5    | 98 x 64,5 x 55      | 112,5 x 69,5 x 56 | 122 x 69,5 x 55 | 122 x 70 x 54 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 123 x 62 x 96  | 121,5 x 64,5 x 94,5 | 122,5 x 64,5 x 94,5 | 141 x 69,5 x 95   | 143 x 69,5 x 95 | 148 x 70 x 95 |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



## Wózek inwalidzki specjalny Comfort

### Spazio

Większy użytkownik potrzebuje odpowiedniej przestrzeni i nośności, ale nie powinien przy tym rezygnować ze stabilnego podparcia. Znalezienie biernego wózka, który łączy wszystkie te cechy, często stanowi duże wyzwanie. Czy szukacie specjalistycznego wózka zapewniającego większemu użytkownikowi odpowiednią ilość miejsca, wygodę i stabilną pozycję?

Comfort Spazio to największy model w rodzinie specjalistycznych wózków Comfort. Nie jest jedynie powiększoną wersją linii Vario – jego konstrukcję dostosowaliśmy do większych obciążeń i potrzeb największych użytkowników, zachowując stabilizację, funkcjonalność oraz szerokie możliwości personalizacji.



#### Wzmocniona rama



Specjalnie przystosowana do użytkowników o masie do 130 kg.

#### Przestronne siedzisko



Siedzisko o szerokości aż 52,5 cm zapewnia komfortową przestrzeń użytkownikom, którzy potrzebują więcej miejsca.

#### Wyprofilowana tapicerka



Wspiera propriocepcję i stabilną pozycję, zapewniając wygodę podczas wielogodzinnego użytkowania.

#### Stabilizacja ciała

Głęboki, regulowany zagłówek, pasy oraz dodatkowe elementy podparcia pomagają utrzymać głowę, tułów i kończyny we właściwej pozycji.

#### Szerokie możliwości personalizacji

Bogaty wybór akcesoriów i rozwiązań na zamówienie pozwala dopasować wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 8             |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |               |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | od 14         |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 130           |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 160–180       |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |               |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 52,5          |
| Długość siedziska [cm]                                  | 48            |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 83            |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 120°–140°  |
| <b>REGULACJA</b>                                        |               |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | 36,5–46,5     |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | 90°–130°      |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |               |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 32            |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 122 x 78 x 95 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 148 x 78 x 95 |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



# Comfort

## Coala

U osób z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi chorobami neurologicznymi mogą występować bardzo nasilona spastyczność, znaczna wiotkość mięśni lub skrajna hipotonia połączona z brakiem kontroli głowy. U części użytkowników dochodzi również do utrwalonej sztywności ciała typu en bloc, szczególnie w obrębie miednicy, stawów kończyn dolnych i kręgosłupa. Gdy zaburzenia te mają utrwalony charakter, przyjęcie i utrzymanie pozycji siedzącej lub półsiedzącej może być niemożliwe. Czy szukacie rozwiązania, które pozwoli takiemu użytkownikowi przebywać poza łóżkiem również w pozycji horyzontalnej?

Comfort Coala to specjalistyczny wózek rehabilitacyjny przeznaczony dla użytkowników przebywających głównie w pozycji horyzontalnej.



### Regulacja oparcia



Oparcie można regulować w zakresie 150–180°, co umożliwia uniesienie górnej części ciała i dopasowanie pozycji do potrzeb użytkownika.

### Półki na sprzęt medyczny



Zapewniają miejsce na niezbędny sprzęt medyczny, taki jak respirator czy ssak.

### Demontowalne siedzisko



Siedzisko można oddzielić od ramy, a uchwyty ułatwiają jego przenoszenie.

### Bogate wyposażenie

Skrętne przednie koła ułatwiają manewrowanie, a składana rączka skracia długość wózka na czas transportu.

### Nogi stabilizujące

Rozkładane nogi zapewniają dodatkową stabilizację wózka podczas postoju.

## Specyfikacja techniczna

| Rozmiar                                                 | 9             |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>UŻYTKOWNIK</b>                                       |               |
| Orientacyjny wiek użytkownika [lata]                    | -             |
| Maks. waga użytkownika [kg]                             | 75            |
| Maks. wzrost użytkownika [cm]                           | 180           |
| <b>SIEDZISKO</b>                                        |               |
| Szerokość siedziska [cm]                                | 45            |
| Długość siedziska [cm]                                  | 100           |
| Wysokość oparcia [cm]                                   | 40            |
| Maks. kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°]      | do 180°       |
| <b>REGULACJA</b>                                        |               |
| Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm]                | -             |
| Kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°]           | -             |
| <b>PARAMETRY</b>                                        |               |
| Przybliżona masa wózka [kg]                             | 39            |
| Gabaryty wózka po złożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm]   | 150 x 58 x 20 |
| Gabaryty wózka po rozłożeniu<br>dł. x szer. x wys. [cm] | 170 x 78 x 90 |

### Dostępne zestawy kolorystyczne



Z16



Zeskanuj kod QR  
i dowiedz się więcej



|                                      | Comfort TRIP                                             | Comfort Easy Vero                               | Comfort Baby                                             | Comfort Vario                                            | Comfort Spazio                                    | Comfort Coala                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Główna potrzeba                      | Częste podróże                                           | Częste transfery                                | Stabilizacja najmniejszych użytkowników                  | Uniwersalne użytkowanie, nieograniczona personalizacja   | Większa przestrzeń i nośność                      | Pozycja w pełni leżąca                                |
| Model                                | 3, 4, 5, 6, 6+, 7                                        | 3, 4, 5, 6, 6+, 7, 8                            | 1                                                        | 3, 4, 5, 6, 6+, 7                                        | 8                                                 | 9                                                     |
| Użytkownicy / rozmiar                | waga od 25 kg do 90 kg; wzrost od 110 do 180cm           | waga od 25 kg do 130 kg; wzrost od 110 do 180cm | waga od 5 kg do 30 kg; wzrost od 80 do 110 cm            | waga od 25 kg do 90 kg; wzrost od 110 do 180cm           | waga od 90 kg do 130 kg; wzrost od 150cm do 180cm | waga od 15 kg do 75 kg; wzrost od 110 do 180 cm       |
| Pozycja użytkownika                  | siedząca / półleżąca                                     | siedząca / półleżąca                            | siedząca / półleżąca                                     | siedząca / półleżąca                                     | siedząca / półleżąca                              | półleżąca / horyzontalna                              |
| Dom / miasto / teren                 | Tak                                                      | Tak                                             | Tak                                                      | Tak                                                      | Tak                                               | Tak                                                   |
| Transport w pojeździe wg ISO 7176-19 | Tak                                                      | Nie                                             | Nie                                                      | Nie                                                      | Nie                                               | Nie                                                   |
| Boczny dostęp / transfer             | Standardowy dostęp                                       | Tak<br>- demontowalne boki                      | Standardowy dostęp                                       | Standardowy dostęp                                       | Standardowy dostęp                                | Dostęp do użytkownika z boków                         |
| Pozycja horyzontalna                 | Nie                                                      | Nie                                             | Nie                                                      | Nie                                                      | Nie                                               | Tak                                                   |
| Dla największych użytkowników        | Zależnie od rozmiaru                                     | Zależnie od rozmiaru                            | Nie                                                      | Zależnie od rozmiaru                                     | Tak                                               | Nie                                                   |
| Najważniejszy wyróżnik               | Transport użytkownika w odpowiednio zabezpieczonym wózku | Otwarta konstrukcja i współpraca z podnośnikami | Kompaktowość i dopasowanie do najmniejszych użytkowników | Najbardziej wszechstronna i szeroko konfigurowalna linia | Rozwiązanie dla największych użytkowników         | Mobilność w pozycji horyzontalnej i miejsce na sprzęt |

## Dostępne zestawy kolorystyczne

Możesz wybrać tapicerkę spośród dostępnych wariantów kolorystycznych, zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Dostępność kolorów zależy od modelu – szczegóły znajdziesz przy opisie danego wózka w katalogu.

Granatowo-niebieski [Z-01]



Granatowy [Z-04]



Granatowy z motywem w tukany [Z-06]



Popielato-turkusowy [Z-09]



Popielato-pomarańczowy [Z-11]



Granatowo-czerwony [Z-12]



Popielato-czerwony [Z-13]



Popielaty [Z-16]



Czarny [Z-18]



## Akcesoria

Oparcie dostosowane  
do garbu [ACTAPG]



Półki na ssak  
[ACPPSS]



Oparcie odchylane do pozycji  
leżącej lub leżakowej [OL]



Półki na respirator  
[ACPPRES]



Podwyższone  
podłokietniki [PP]



Ochraniacz na  
podnóżek [ACPOCHOD]



Ochraniacz na rączkę  
[ACOCHRAC]



Pasy na tydki  
[ACPASL]



Pasy na stopy  
[ACPASS]



Pasy udowe  
[ACPASU]



Pasy na kostki  
[ACPASK]



Podpórki lędźwiowe –  
peloty [ACPELOT]



Poduszka lędźwiowa  
[ACPODUL]



Poduszka na siedzenie  
[ACPODUS]



Poduszki boczne  
[ACPODUB]



Peloty boczne  
[UCHW.PEL]



Stolik  
[ACSTOL]



Klin abdukcyjny z szybkim  
montażem [KLIN.AB.SZ.MON]



## Akcesoria

Skrętne koła przednie  
[SK1]



Regulowana rączka  
[RL]



Torba na rączkę  
[TORBA.KOL]




Podnośnik  
Helios 150 [PHEL]



Zabezpieczenie  
antyprzechyłowe [ACUPP]



Parasolka  
[PARASOL.KOL]



Śpiwór  
[ACSPI]



Budka z fartuszkim  
[BUDA]



Peleryna przeciwdeszczowa  
[ACPEL]




Poduszka ortopedyczna  
ComfortMemo (rozmiar S, M, L)  
[ACPODZPAM]




Poduszka stabilizująca w  
kształcie L (rozmiar S, M, L)  
[POD-L-STAB]




Koło dętkowe  
[ACKST4]




Koło bezdętkowe  
[ACKST5]




Dętka – rozmiar do  
wyboru [ACDET]




Opona do koła  
[ACOP12CZ]




Kapsel do koła  
[ACKAP5]




Uchwyt na tablet  
[ACUCHTA]




Uchwyt na telefon  
[ACUCHTE]




Uchwyt na kroplówkę  
[UCH.KROPL]




Uchwyt na butelkę  
[ACUCHBI]




Tablica rejestracyjna  
[AC.TAB.REJ]




Dostawka elektryczna Sunrise R20  
(rozmiar S, L) [DOSTAW.ELER20S/L]




Barierka dodatkowa  
[ACBAR]




Klin abdukcji –  
dodatkowy [ACKLIN]



Ochroniacz na barierkę –  
dodatkowy [ACOCHBAR]



Pasy czteropunktowe –  
dodatkowe [ACPASBEZPR]



Tapicerka wierzchnia –  
dodatkowa [ACTAPW]



Zagłówek – dodatkowy  
[ACZAG]



Torba podwózkowa –  
dodatkowa [ACTORPWW]




## Dobierz odpowiedni rozmiar wózka

**Aby prawidłowo dobrać rozmiar wózka, wykonaj pomiar użytkownika zgodnie z poniższą instrukcją.**




Pomiary najlepiej wykonać, gdy użytkownik siedzi w swojej naturalnej pozycji. Dokładne wymiary pozwalają właściwie dobrać rozmiar i konfigurację wózka.

Do wyboru odpowiedniego rozmiaru wózka potrzebne będą cztery pomiary:

1. Długość korpusu od siedzenia do czubka głowy
2. Długość od pleców do dołka podkolanowego
3. Długość goleni od dołka podkolanowego do podeszwy
4. Szerokość w biodrach



**W przypadku występowania garbu konieczne są dodatkowe pomiary:**



1. Pionowe położenie szczytu garbu
2. Poziome położenie szczytu garbu
3. Najwyższy punkt podstawy garbu
4. Długość garbu
5. Szerokość garbu
6. Odległość pionowa między skrajnymi punktami garbu
7. Wysokość szczytu garbu

# Dofinansowanie zakupu wózka

Zakup specjalistycznego wózka może zostać częściowo lub w całości sfinansowany ze środków NFZ, a w określonych sytuacjach również z dodatkowego dofinansowania ze środków PFRON.

## 1.Refundacja NFZ

| Parametr                      | Dorośli (kod S.18.01) | Dzieci i młodzież (kod S.20.01) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Limit refundacji              | 4 000 zł              | 3 000 zł                        |
| Odpłatność w ramach limitu    | 0%                    | 0%                              |
| Standardowy okres użytkowania | 4 lata                | 3 lata                          |
| Limit cen napraw              | 1 200 zł              | 900 zł                          |

## 2. Dodatkowe dofinansowanie z PFRON

Jeśli cena wybranego wózka przekracza limit refundacji NFZ, możesz ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON, przyznawane przez właściwy PCPR, MOPR lub MOPS. Wysokość dofinansowania może wynieść do 150% limitu NFZ.

| Pozycja                        | Dzieci i młodzież | Dorośli      |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Limit NFZ                      | 3 000 zł          | 4 000 zł     |
| Maks. dodatkowe dofinansowanie | do 4 500 zł       | do 6 000 zł  |
| Łącznie                        | do 7 500 zł       | do 10 000 zł |

### Kryterium dochodowe

Dodatkowe dofinansowanie PFRON jest uzależnione m.in. od kryterium dochodowego. Średni miesięczny dochód za kwartał poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Przyznanie dofinansowania zależy również od dostępności środków w danej jednostce oraz spełnienia obowiązujących warunków.

## 3. Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

- 1. Uzyskaj e-zlecenie na wózek**  
Zlecenie wystawia uprawniony specjalista. Po wystawieniu znajdziesz je na [pacjent.gov.pl](http://pacjent.gov.pl) (Internetowe Konto Pacjenta) lub w aplikacji [mojeIKP](#).
- 2. Dobierz odpowiedni wózek**  
Wybierz model, rozmiar i wyposażenie dopasowane do potrzeb użytkownika.
- 3. Poproś sprzedawcę o ofertę**  
Jeżeli cena wózka przekracza limit NFZ, sprzedawca przygotuje ofertę potrzebną do wniosku o dodatkowe dofinansowanie.
- 4. Złóż wniosek w PCPR, MOPR lub MOPS**  
Dokumenty złóż we właściwej jednostce. W wielu przypadkach można zrobić to elektronicznie przez system SOW PFRON.

### Jakich dokumentów potrzebujesz?

- Przed zakupem przygotuj przede wszystkim:
- dokument potwierdzający niepełnosprawność,
  - kopię zlecenia na wyrób medyczny,
  - ofertę przygotowaną przez sprzedawcę z ceną wózka, kwotą refundacji NFZ, wysokością dopłaty i terminem realizacji.
- Jeśli wózek został już kupiony, zamiast oferty potrzebny będzie dokument zakupu i dokumentacja zrealizowanego zlecenia. Szczegółowe wymagania mogą różnić się między jednostkami.

## 4. Czy zawsze trzeba czekać 3 lub 4 lata na kolejny wózek?

W określonych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze uzyskanie kolejnego dofinansowania.

| Sytuacja                                                       | Co to oznacza?                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmiana stanu fizycznego użytkownika                            | Okres może zostać skrócony, jeśli zmiana stanu fizycznego powoduje konieczność wymiany wózka, a możliwości jego regulacji zostały wyczerpane.                           |
| Rozwój fizyczny, rehabilitacja, zabieg lub choroba użytkownika | Okres może zostać skrócony, gdy zmiana wynika z rozwoju fizycznego, rehabilitacji, zabiegu chirurgicznego lub choroby, a możliwości regulacji wózka zostały wyczerpane. |
| Szczególne uprawnienia (47ZN, 47ZND lub 47DN)                  | Standardowego okresu użytkowania nie uwzględnia się. Decydują wskazania medyczne i zlecenie wystawione przez uprawnionego specjalistę.                                  |





---

## WSR Comfort sp. z o.o.

ul. Głazowa 43  
60-116 Poznań  
tel. +48 61 863 85 61  
biuro@comfort-reha.pl  
www.comfort-reha.pl



---

Wózek inwalidzki specjalny Comfort. Przeznaczony do przemieszczania dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się. Wózek wymaga prowadzenia przez opiekuna.

Comfort Baby, Vario oraz Spazio nie stanowią nazw handlowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Comfort Baby, Vario oraz Spazio są markami wyrobów pełniącymi wyłącznie funkcję marketingową.